

Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **BetaSonic III**.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	04
2. Aufbau und Montage	07
3. Vor dem Gebrauch	10
4. Ausstattung / Funktion	12
5. Fernbedienung	14
6. Anleitung zur Bedienung	18
7. Reinigung und Pflege	36
8. Störungssuche	37
9. Technische Daten	38
10. Besonderheiten	39
11. Rechtliches	40
11.1 EU-Konformitätserklärung	40
11.2 Gewährleistungsbestimmungen	40

< timetorelax

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

1. Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle relevanten Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hier gekennzeichneten Hinweise helfen Ihnen, das Produkt sicher und sachgerecht zu verwenden.
- Die Warnhinweise sind in „Warnung“ und „Vorsicht“ unterteilt, um das Ausmaß der Gefahren und Schäden zu verdeutlichen, die bei unsachgemäßem Gebrauch auftreten können. Beide sind für die Sicherheit wichtig und müssen beachtet werden.
- Beachten Sie die Symbole vor den Sicherheitshinweisen.

 **Warnung:** Bedeutet, dass bei unsachgemäßer Verwendung schwere oder tödliche Verletzungen auftreten können.

 **Vorsicht:** Weist darauf hin, dass eine falsche Verwendung zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

 **Unzulässig:** Strengstens Verboten

Das Produkt sollte von den folgenden Personengruppen nicht verwendet werden:

 Unzulässig

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder neurologischen Behinderungen oder mangels Erfahrung und mangels Urteilsvermögen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und in die Benutzung des Gerätes eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Personen, die an Osteoporose leiden.
- Personen mit Herzkrankungen oder Träger elektronischer medizinischer Geräte wie z. B. Herzschrittmacher.
- Personen, die unter Fieber leiden.
- Schwangeren Personen sowie Personen, die ihre Menstruation haben.
- Personen, die verletzt sind oder eine Erkrankung der Haut haben.
- Kinder unter 14 Jahren, die unbeaufsichtigt sind dürfen dieses Produkt nicht verwenden.
- Personen, die von ihren Ärzten angewiesen wurden, sich zu schonen, oder die sich krank fühlen.
- Personen, deren Körper nass ist, ist die Benutzung dieses Produkts untersagt.
- Dieses Produkt hat eine sehr warme Heizfläche. Personen, die hitzeempfindlich sind, müssen bei der Verwendung dieses Geräts vorsichtig sein.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, sollte es von einem Fachmann des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitswarnungen

 **Warnung**

- Achten Sie darauf, dass Kinder keine bewegbaren Komponenten des Geräts in die Hände bekommen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einem gut geerdeten Netzteil, das für dieses Produkt geeignet ist.
- Nach der Verwendung oder vor der Reinigung den Netzstecker ziehen, um Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- Das Gerät muss gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung betrieben werden.
- Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Ersatz- oder Zubehörteile.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals für einen anderen, hier nicht aufgeführten Zweck.
- Es wird ein Gebrauch von jeweils 20 Minuten empfohlen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn der Bezug, das Leder gerissen oder beschädigt ist
- Achten Sie darauf, dass keinerlei Fremdkörper in das Gerät fallen.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, um schlafen zu gehen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie alkoholisiert sind oder sich krank fühlen.
- Das Gerät nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit einsetzen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, sollte dieses Produkt nicht mit Gewalt angewendet werden.

1. Sicherheitshinweise

Sicherheitsvorkehrungen

 **Vorsicht**

- Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der Angabe des Produkts übereinstimmt.
- Den Stecker nie mit nassen Händen ein- oder ausstecken.
- Zur Vermeidung eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts darf kein Wasser in das Gerät eintreten.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Ein- und Ausstecken nicht am Netzkabel ziehen. Rohe Gewalt ist verboten.
- Schützen Sie das Kabel vor Beschädigung und verändern Sie nicht die Schaltkreise des Geräts.
- Die Reinigung von spannungsführenden Elementen dieses Produkts, wie z. B. Netzschalter und Stecker, darf nicht mit einem nassen Tuch erfolgen.
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Unterbrechung der Stromversorgung Verletzungsgefahr besteht. Wir empfehlen Ihnen daher, sich von dem Produkt fernzuhalten, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Sollten Sie einen ungewöhnlichen Betriebszustand des Geräts feststellen, schalten Sie es sofort ab und wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler.
- Brechen Sie die Nutzung des Geräts ab, wenn Sie sich gesundheitlich unwohl fühlen, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Kontraindikationen braintronics®

- Psychosen (z.B. Schizophrenie, Bipolare Störung, Endogene Depressionen)
- Persönlichkeitsstörungen
- Epilepsie und ähnliche Anfallserkrankungen
- Herzkrankungen
- Erkrankungen des zentralen Nervensystems
- Thrombose
- Endogene Depressionen
- ADS (unteraktive)
- Kürzlich vorgefallener Herzinfarkt oder Schlaganfall
- Geistige Behinderung
- Suchterkrankung wie Drogen, Alkohol und Medikamentenabhängigkeit
- Regelmäßige Einnahme von Psychopharmaka
- Schwangerschaft

HINWEIS: Aus ethischen und rechtlichen Gründen sollte braintronics® nicht bei Kindern und Jugendlichen ohne ausdrückliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten angewendet werden. Personen, die durch die Meditation in religiöse Konflikte geraten könnten, sollten von der Anwendung absehen.

Lagerbedingungen

 **Vorsicht**

- Lagerraumtemperatur: 5 °C bis 40 °C.
- Luftfeuchtigkeit (RH) zwischen 20 % und 80 %; frei von korrosiven Gasen und ein gut belüfteter Raum.

1. Sicherheitshinweise

Wartung und Instandhaltung des Produkts



Vorsicht

- Dieses Produkt darf nur von der vom Händler benannten Kundendienststelle gewartet werden. Der Anwender darf das Produkt nicht ohne Genehmigung demontieren oder warten.
- Vergessen Sie nicht das Ausschalten des Hauptschalters nach der Benutzung.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Steckdose locker ist.
- Rollen Sie bei längerem Nichtgebrauch das Netzkabel auf und bringen Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort unter.
- Vermeiden Sie es, das Gerät bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenen Flammen zu platzieren. Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum der direkten Sonne aus.
- Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem trockenen Tuch. Keinesfalls Verdünner, Benzol oder Alkohol verwenden.
- Das Gerät ist so konzipiert und hergestellt, dass keine spezielle Wartung erforderlich ist.
- Vermeiden Sie es, dieses Produkt mit einem scharfen Gegenstand zu manipulieren.
- Rollen oder ziehen Sie dieses Produkt nicht über unebenen Boden. Heben Sie es an, bevor Sie es verschieben.
- Das Gerät sollte nur in regelmäßigen Abständen verwendet werden. Lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum im Dauerbetrieb laufen.

Anwendungsumgebung



Vorsicht

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in sehr feuchter Umgebung, wie z. B. im Badezimmer.
- Unterbrechen Sie die Benutzung dieses Produkts sofort, falls sich die Umgebungstemperatur deutlich ändert.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einem stark staubigen oder korrosiven Umfeld.
- Dieses Produkt sollte nicht in engen Räumen oder an Orten ohne gute Belüftung aufgestellt werden.

Antworten auf allgemeine Störungen




Vorsicht

- Das Geräusch des Motors während des Betriebs dieses Produkts ist das normale Betriebsgeräusch.
- Falls die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie, ob der Stecker und die Stromquelle zuverlässig angeschlossen und der Netzschalter eingeschaltet sind.
- Nach Ablauf der zulässigen Nutzungsdauer schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum betrieben, schaltet der Temperaturschutz das Gerät automatisch ab. Nach 30 Minuten kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.

2. Aufbau und Montage

Montageanleitung für das Fußteil

1. Stecken Sie das Kabel des Wadenmechanismus und die Druckluftleitung in die vordere Buchse des Stahlrahmens (Abbildung 1).
2. Anschließend schieben Sie das angeschlossene Kabel und die Druckluftleitung in das Loch am Rückenlehnenrahmen (Abbildung 2).
3. Nach dem Anschließen des Kabels sind die Abdeckungen des Fußteils auf beiden Seiten des Stahlrahmens zu öffnen (Abbildung 3).
4. Das Fußteil in den Aussprung heben, die Befestigungsabdeckungen schließen und mit 2 Schrauben befestigen (Abbildung 4).




Platzierung des Massagesessels

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zur Wand mindestens 30 cm beträgt, damit der Sessel vollständig in die Liegeposition fahren kann.



Vorsicht

Schützen Sie den Sessel vor zu hohen Raumtemperaturen. Platzieren Sie ihn so, dass direkte Sonneneinstrahlung vermieden und genügend Abstand zu Heizgeräten gewährleistet wird. Um den Boden vor Schäden zu schützen, empfehlen wir eine entsprechende Unterlage (z.B. eine Matte).



2. Aufbau und Montage


Anheben des Sessels

Um Verletzungen zu vermeiden, ist beim Anheben und Bewegen des Sessels Teamarbeit erforderlich.

1. Bitte heben Sie den Massagesessel an, wenn Sie ihn auf empfindlichen Untergründen, wie zum Beispiel Holzböden bewegen.

2. Wenn der Sessel angehoben und in die vorgesehene Position bewegt wird, achten Sie darauf Ihre Hände und Füße vor Quetschungen zu schützen. Lassen Sie den Sessel erst los, wenn er waagrecht steht.


Um Beschädigungen am Boden zu vermeiden, empfehlen wir, Schutzmatte n o.ä. auf den Boden zu legen.



Abnehmen und Anbringen des Kopfpolsters und der Rückenlehne

Durch die Verwendung des Kissens kann die Intensität der Knetmassage im Bereich des Nackens und der Schultern reduziert werden. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der Polster.

Rückenpolster und Rückenlehne (1), sowie Kopfpolster und das Polster der Rückenlehne (2) sind mit einem Reißverschluss verbunden.



2. Aufbau und Montage

Massagesessel umstellen

Verwenden Sie die Rollen auf der Rückseite, um den Massagesessel zu bewegen. Bewegen Sie den Sessel, indem Sie ihn um etwa 45° nach hinten kippen (siehe Abbildung).


Anmerkung: Übermäßige Kraftaufwendung führt dazu, dass der Sessel umkippt und gegebenenfalls beschädigt wird.

1. Bevor Sie den Sessel umstellen, fahren Sie ihn in die Ausgangsposition zurück und schalten anschließend die Stromzufuhr ab.

2. Bitte bewegen Sie den Sessel erst, wenn sich keine Personen oder Gegenstände auf diesem befinden.

3. Schieben Sie den Sessel über keine Hindernisse, die höher als 2 mm oder Spalten, die breiter als 5 mm sind.

4. Wenn Sie den Sessel mithilfe der Rollen bewegen, ist eine einzelne kontinuierliche Bewegung nicht möglich; Beträgt die Entfernung mehr als 50 Meter, bewegen Sie den Sessel bitte langsam und gleichmäßig, um Beschädigungen zu vermeiden.



3. Vor dem Gebrauch

Prüfen Sie die Umgebung


Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.




Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper in den Zwischenräumen des Geräts befinden.

3. Vor dem Gebrauch


Massagesessel umstellen



1. Netzkabel einstecken



2. Schema des Stromanschlusses




3. Netzschalter einschalten (Position „I“)




Warnung

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Netzkabel und der Netzstecker unbeschädigt sind.
- Die Stromversorgung dieses Produkts muss den Angaben zur Betriebsleistung entsprechen.
- Es ist strengstens untersagt, ein anderes Netzteil als das für dieses Produkt vorgesehene zu verwenden.
- Es ist strengstens untersagt, das Gerät mit verschiedenen Stromumwandlungsgeräten zu versorgen, die nicht zugelassen sind.


Vergewissern Sie sich vor der Massage, dass sich keine Fremdkörper im Fußteil oder in anderen Zwischenräumen befinden. Hände, Füße und Kopf dürfen auf keinen Fall in den Bereich zwischen dem Fußteil und dem Hauptrahmen oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Massagekapsel gelangen. Hände, Füße und Kopf dürfen auf keinen Fall unter den Stoff- oder Lederbezug des Massagebereichs geraten.




4. Ausstattung / Funktion



4. Ausstattung / Funktion



5. Fernbedienung




5. Fernbedienung

1. Anzeige: Das Display zeigt die Massage-Funktionen während des Betriebs an.
2. On / Off: Ein- /Ausschalten des Massagesessels.
3. Sitztaste-aufwärts: Rückenlehne und Beine können gleichzeitig verstellt werden, um einen bequemen Massage-Winkel zu erreichen.
4. Zero-Gravity-Taste
Der Massagesessel verfügt über drei Stufen der Schwerelosigkeit. Drücken Sie die Taste einmal, um die erste Stufe zu wählen, zweimal, für die zweite Stufe, dreimal, für die dritte Stufe und viermal, um in die Ausgangsposition zurückzukehren.
5. Navigationstaste nach oben: Drücken Sie die Aufwärts-Taste, um im Menü nach oben zu gehen oder die Massageposition einzustellen.
6. OK Taste: Bestätigen Sie die ausgewählte Massagefunktion oder eine bestätigte Massage durchführen.
7. Navigationstaste nach links: Zum vorherigen Menü zurückkehren oder die Option links auswählen.
8. Navigationstaste nach unten: Drücken Sie die Abwärts-Taste, um im Menü nach unten zu gehen oder die Massageposition einzustellen.
9. Kurzwahltaste für „weitere Funktionen“
Mit dieser Funktion können Sie auf die Schnittstelle für die Auswahl „weitere Funktionen“ zugreifen; eine detaillierte Beschreibung finden Sie in diesem Handbuch.
10. AUTO Taste: Ruft die Benutzeroberfläche für die Auswahl des automatischen Funktionsmodus auf. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem Punkt „Automatikprogramm“.
11. Kurzwahltaste für „manuellen Betrieb“: Ruft die Benutzeroberfläche für die Auswahl des manuellen Betriebs auf. Detaillierte Informationen zu dieser Funktion entnehmen Sie bitte dieser Anleitung.
12. Bluetooth-Taste: Schaltet die Bluetooth-Funktion ein oder aus.
13. Pause-Taste: Unterbricht alle gerade ausgeführten Massagefunktionen. Durch erneutes Drücken dieser Taste werden alle Massagefunktionen vor der Pause fortgesetzt.
14. Sitztaste-abwärts: Rückenlehne und Beine können gleichzeitig verstellt werden, um einen bequemen Massage-Winkel zu erreichen.
15. Navigationstaste nach rechts: Zum Untermenü wechseln oder die Option rechts auswählen.
16. Kurzwahltaste für Setup-Funktion: Zum Aufrufen der Benutzeroberfläche der Setup-Funktionen. Detaillierte Informationen zu den Funktionen finden Sie in dieser Anleitung.
17. Menü-Taste: Öffnet die Auswahloberfläche des Hauptmenüs. Detaillierte Informationen zu den Funktionen finden Sie in dieser Anleitung.

5. Fernbedienung

Überblick über die Kurzbefehle auf der Armlehne




5. Fernbedienung

Funktion	Beschreibung
	Power Ein-/Aus-Taste: Mit einem kurzen Druck auf diese Taste wird die Massage ein- und ausgeschaltet.
	Drehknopf für die Sitzverstellung: Drehen Sie diesen Knopf im Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne langsam nach unten und das Fußteil langsam nach oben zu bewegen. Wenn Sie den Knopf loslassen, wird die Abwärts-/Aufwärtsbewegung der Rückenlehne und der Fußteil gestoppt.
	Drehknopf für die Sitzverstellung: Durch Drehen dieses Knopfes gegen den Uhrzeigersinn hebt sich die Rückenlehne langsam an und das Fußteil bewegt sich langsam nach unten; durch Loslassen wird die Auf-/Abwärtsbewegung der Rückenlehne und des Fußteils gestoppt.
	Wird diese Taste während der Massage gedrückt, werden alle Massagefunktionen sofort unterbrochen (d. h. der Massage-Sessel schaltet sich nach 20 Minuten aus). Drücken Sie diese Taste erneut, um alle vorherigen Massagefunktionen wiederherzustellen.
	Taste für den Automatikmodus: Jedes Mal, wenn die Taste kurz gedrückt wird, wird zur nächsten automatischen Massagefunktion gewechselt.
	Wärmeanwendungstaste: Drücken Sie die Taste, um die Wärmebehandlungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
	18. Anzeige des aktuellen Status des Massagesessels 19. Auswahl der automatischen Massageprogramme 20. Auswahl der manuellen Massageprogramme 21. Einstellung der Sitzposition und des Winkels der Sitzhaltung 22. Einstellungen 23. Auswahlstaste für die Massagetechniken 24. Erhöhen oder Verringern der Luftdruckintensität 25. Statusanzeige 26. Auswahl des Kompressionsmassagebereichs 27. Auswahl der Länge des Massageprogrammes 28. Einstellen der Massagegeschwindigkeit 29. Einstellen der 4D-Intensität 30. Gesundheitserkennung 31. Benutzerdefiniertes Menü 32. Benutzerdefinierter Speicher

6. Anleitung zur Bedienung

Bedienung und Steuerung der Massagefunktion

1. Standby




Im ausgeschalteten Zustand befindet sich der Massagesessel im Standby-Modus (Bildschirm aus).

2. Massage starten (Ein-/Aus-Taste)


Zum Starten der Massage drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint das Hauptmenü. Wählen Sie ein Automatikprogramm aus, um die Massage zu starten.

Der Sessel schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 5 Minuten kein Programm ausgewählt wird.



2.1. Neigungswinkeleinstellung und Körpererkennung

Der Neigungswinkel wird entsprechend angepasst, zusammen mit der Körpererkennung (bitte beachten Sie, dass Sie die OK-Taste drücken können, um diesen Schritt zu überspringen).




6. Anleitung zur Bedienung

2.2 Anpassung der Schulterposition

Sobald die Schulterposition ermittelt wurde, ertönt ein Signalton. Bei Abweichungen von der tatsächlichen Schulterposition passen Sie die Position durch Drücken von „Auf“, oder „Ab“ an. Die Schulterposition kann in 11 Stufen angepasst werden.

Wenn die Schulterposition nicht innerhalb von 10 Sekunden angepasst wurde, wechselt das System automatisch zur Massagefunktion. Wenn Sie direkt die Taste „OK“ drücken, gelangen Sie sofort zur Massagefunktion. Sollte die Schulterposition nicht erkannt werden, wird die Massage in der Standardhöhe der Schulterposition durchgeführt.

Hinweis: Während der Massage können Sie in der Benutzeroberfläche „Rechts“ drücken, um das Menü „Schulterverstellung“ auszuwählen, „OK“ drücken, um die Benutzeroberfläche für die Schulterverstellung aufzurufen, oder die Schulterposition durch Drücken von „Auf“ oder „Ab“ anpassen.



Taste	Beschreibung
	Justieren Sie die Massageköpfe nach oben, sodass sie die entsprechende Schulterposition gut erreichen.
	Justieren Sie die Massageköpfe nach unten, sodass sie die entsprechende Schulterposition gut erreichen.

6. Anleitung zur Bedienung




3. Positionseinstellung des Massageroboters

Ist die Einstellung der Massagekopfposition nach der Auswahl des Massageprogramms erforderlich, drücken Sie die Taste „Menü“ auf der Fernbedienung und wählen Sie die manuelle Funktion, die Sie einstellen möchten. Sie können auch direkt die Taste „Manuell“ auf der Fernbedienung drücken und die manuelle Funktion wählen, die Sie einstellen möchten. Drücken Sie dann die Taste „Links“, um zur Informationsoberfläche zurückzukehren („manuelle Funktion“ wird zur Benutzeroberfläche).

Sie können die Taste „Auf“ oder „Ab“ direkt über die manuelle Bedienoberfläche drücken, um den Massagekopf nach oben oder unten zu bewegen, wenn der Massagebereich auf Punkt- oder Teilmassage eingestellt ist.


Wenn der zu massierende Bereich nicht Punkt- oder Teilmassage ist, müssen Sie „Massageanpassung“ aus der manuellen Benutzeroberfläche auswählen. Suchen Sie den Massagebereich aus, wählen Sie Punkt- oder Teilmassage, drücken Sie die Taste „Links“, um zur Benutzeroberfläche zurückzukehren, und drücken Sie die Taste „Auf“ oder „Ab“, um den Massagekopf nach Liegend: oben und unten zu bewegen und anzupassen.



6. Anleitung zur Bedienung

4. Pause-Taste


Im laufenden Massagevorgang können Sie durch Drücken der Pause-Taste alle laufenden Massagefunktionen vorübergehend pausieren. Drücken Sie die Pause-Taste erneut, um den Massagevorgang vor der Pause fortzusetzen. Sollte die Pause länger als 20 Minuten dauern, schaltet sich das Gerät automatisch aus.



5. Menü-Taste

Drücken Sie die „Menü“-Taste, um das Hauptmenü für die Auswahl der Massagefunktion aufzurufen, einschließlich der Schnittstellen für automatische Funktion, manuelle Funktion, weitere und sonstige Funktionen.

Öffnen Sie das Menü, drücken Sie „Nach oben“ oder „Nach unten“, um Funktionen auszuwählen, und drücken Sie „OK“, um zur nächsten Auswahlebene zu gelangen. Drücken Sie „Nach links“, um zur vorherigen Menüoberfläche zurückzukehren.




6. Anleitung zur Bedienung

1. Automatikfunktion

Drücken Sie die „Menü“  -Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die „Auf“- oder „Ab“-Taste, um die Automatikfunktion auszuwählen, bestätigen Sie mit der „OK“-Taste. Sie können auch direkt die „Automatik“  -Taste auf der Fernbedienung drücken, um die Auswahl der Automatikfunktion aufzurufen.

Zur Auswahl stehen 15 automatische Massageprogramme: Komfortmassage, Relaxmassage, Dehnungsmassage, Nacken- und Schultermassage, Rücken- und Taillenmassage, Ganzkörpermassage, Wirbelsäulenmassage, Erholungsmassage, Meridianmassage, Pro-Massage, Gute-Nacht Massage, Sanfte Massage, Belebende Massage, Unterkörpermassage und Body-Balance-Massage.

Um ein automatisches Massageprogramm auszuwählen, starten Sie die Benutzeroberfläche für automatische Funktionen. Wählen Sie anschließend über die „Auf“- oder „Ab“-Taste ein beliebiges Programm und kehren Sie zur Bedienoberfläche zurück. Die Bedienoberfläche dient als Informationsbildschirm mit automatischen Funktionen.



6. Anleitung zur Bedienung

Funktion	Beschreibung
Komfort Massage	Das komfortabelste Massageerlebnis.
Relax Massage	Lockern und entspannen Sie Ihren Körper bei einer sanften und angenehmen Tiefenmassage.
Thai-Swing-Massage	Die spezielle Bewegung der Rückenlehne und der Fußstütze kann bei Verspannungen, Gelenkschmerzen und Müdigkeit für mehr Wohlbefinden sorgen.
Nacken & Schultermassage	Mit dieser besonderen Massage kann man Verspannungen in Nacken und Schultern lösen. Dadurch können Nacken- und Schulterschmerzen nachlassen und Ermüdungserscheinungen werden weniger.
Rücken- & Taillenmassage	Bei der Rücken- und Taille-Massage liegt der Schwerpunkt auf der Linderung von Rücken- und Taillenbeschwerden.
Ganzkörper-massage	Die Massage der gesamten Muskulatur kann die verschiedenen Funktionsbereiche des Körpers entspannen und Sie voller Vitalität in den neuen Tag starten lassen.
Wirbelsäulen-massage	Diese wunderbare Wirbelmassage-Technik ist eine wahre Wohltat für Ihren Körper. Sie kann dazu beitragen, die Durchblutung zu fördern, Nacken- und Schulterschmerzen zu lindern und die Sauerstoffversorgung zu verbessern.
Erholungs-massage	Dieses Programm kann allgemeine Müdigkeit und Muskelkater verringern und die Rückenmuskulatur entspannen.
Meridian Massage	Kann reinigend auf die Meridiane wirken, die Mikrozirkulation des Körpers fördern und das Immunsystem stärken.
Pro-Massage	Eine Massage kann für körperlich aktive Personen eine wirksame Methode sein, um ihre Beweglichkeit zu und ihre allgemeine Körperfunktion zu optimieren.
Gute Nacht Massage	Die Massage der zwölf wichtigsten Akupunkturpunkte hilft dem Körper, das Gleichgewicht wiederherzustellen und sorgt für eine schnelle Verbesserung des Schlafs und der Schlafqualität.
Sanfte Massage	Diese Massage ist für alle, insbesondere für Menschen in fortgeschrittenem Alter geeignet. Die Massage ist sanft und schonend. Empfehlenswert ist sie auch für besonders gestresste Personen.
Belebende Massage	Die Massage ermöglicht eine schnelle Erholung des Körpers nach dem Training, wodurch eine optimale Regeneration gewährleistet werden kann.
Unterkörper-massage	Eine wirksame Massage des unteren Rückens, des Gesäßes und der Oberschenkel trägt zur Entspannung des Geistes bei und reguliert verschiedene Körperfunktionen.
Body-Balance-Massage	Die Massage wirkt sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden aus. Sie kann bei Stress helfen, Müdigkeit lindern, Muskeln entspannen, das seelische Gleichgewicht fördern und den Schlaf unterstützen.

Hinweis: Die jeweils ausgewählten automatischen Funktionen werden in der Statusleiste der Massagefunktion angezeigt.

6. Anleitung zur Bedienung



2. Manuelle Funktionen

Drücken Sie die „Menü“-Taste  , um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die „Auf“- oder „Ab“-Taste, um die manuelle Funktionen auszuwählen, bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

Sie können auch direkt die „Manuell“-Taste  auf der Fernbedienung drücken, um die manuelle Funktionsschnittstelle aufzurufen.

Es gibt 9 manuelle Massagefunktionen, darunter Kneten, Klopfen, rhythmisches Klopfen, Kneten & Klopfen, Shiatsu, 3D-Kneten, 3D-Klopfen, 3D-Kneten & Klopfen und 3D-Shiatsu.

Nach dem Aufrufen der manuellen Benutzeroberfläche wählen Sie mit der Auf- oder Ab-Taste die gewünschte manuelle Massagetechnik aus und drücken zur Bestätigung auf OK. Nach der Auswahl der Technik kehren Sie nicht automatisch zur vorherigen Benutzeroberfläche zurück. Drücken Sie die Links-Taste, um zur vorherigen Benutzeroberfläche zurückzukehren. Wenn Sie zur vorherigen Benutzeroberfläche zurückkehren, befinden Sie sich auf der Benutzeroberfläche für manuelle Massagetechniken.



6. Anleitung zur Bedienung

Funktion	Massagekopfverstellung	
Kneten	Geschwindigkeit	Geschwindigkeit in 5 Stufen einstellbar
Klopfen	Geschwindigkeit & Breite	
Rhythmisches Klopfen	Geschwindigkeit & Breite	Breite in 3 Stufen einstellbar
Kneten & Klopfen	Geschwindigkeit	
Shiatsu	Breite	
3D Kneten	Geschwindigkeit	
3D Klopen	Geschwindigkeit & Breite	
3D Klopfen & Kneten	Geschwindigkeit	
3D Shiatsu	Breite	



6. Anleitung zur Bedienung

3. Weitere Funktionen

Bestätigen Sie die „Menü“-Taste, um die Menüoberfläche aufzurufen, drücken Sie die „Auf“- oder „Ab“-Taste, um das Symbol für weitere Funktionen auszuwählen, und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste. Sie können aber auch direkt die Taste „Weitere Funktionen“ auf der Fernbedienung drücken, um die Benutzeroberfläche für weitere Funktionen aufzurufen.

Zu den weiteren Funktionen gehören: oberer Luftdruck, unterer Luftdruck, Wärme und andere Massagefunktionen.

Sobald Sie sich im Bildschirm für „Weitere Funktionen“ befinden, wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die gewünschte Massagefunktion aus und aktivieren oder deaktivieren Sie sie mit der Rechts-Taste. Drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Drücken Sie die Links-Taste, um zur vorherigen Menüoberfläche zurückzukehren.




6. Anleitung zur Bedienung

1. Weitere Funktionen – oberer Luftdruck

Obere Luftdruckmassage: umfasst Schulter-, Arm- und Taillenmassagefunktionen.


Wählen Sie die Benutzeroberfläche „Weitere Funktionen“ aus und drücken Sie die „Auf“- oder „Ab“-Taste, um die Funktion für die obere Luftdruckmassage auszuwählen. Drücken Sie die „Rechts“-Taste, um den oberen Luftdruck ein- oder auszuschalten, bestätigen Sie dann die Auswahl mit der „OK“-Taste. Mit der „Links“-Taste kehren Sie zur vorherigen Menüoberfläche zurück.



2. Weitere Funktionen – unterer Luftdruck

Untere Luftdruckmassage: mit Massagefunktionen für Beine und Füße.

Wählen Sie die Benutzeroberfläche „Weitere Funktionen“ aus, drücken Sie die Taste „Auf“- oder „Ab“, um die Funktion für die untere Luftdruckmassage auszuwählen. Drücken Sie die „Rechts“-Taste, um die untere Luftdruckmassage ein- oder auszuschalten, bestätigen Sie dann die Auswahl mit der „OK“-Taste. Mit der „Links“-Taste kehren Sie zur vorherigen Menüoberfläche zurück.




6. Anleitung zur Bedienung

3. Weitere Funktionen – Wärme

Wärme: Schalten Sie die Wärme ein/aus. Erwärmung dauert einige Minuten.

Wählen Sie die Benutzeroberfläche „Weitere Funktionen“ aus, drücken Sie die Taste „Auf“- oder „Ab“, um die Funktion für Wärme auszuwählen. Drücken Sie die „Rechts“-Taste, um die Wärme ein- oder auszuschalten, bestätigen Sie dann die Auswahl mit der „OK“-Taste. Mit der „Links“-Taste kehren Sie zur vorherigen Menüoberfläche zurück.




6. Anleitung zur Bedienung

4. Einstellung

Betätigen Sie die „Menü“-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie mit der „Auf“- oder „Ab“-Taste, oder direkt mit der „Einstellung“-Taste auf der Fernbedienung, das Einstellungssymbol aus und drücken Sie die „OK“-Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen.

Zu den Einstellungen gehören: Sprachen, Bluetooth und Geräte-ID.


Drücken Sie nach Öffnen der Einstellungsoberfläche die „Auf“- oder „Ab“-Taste, um die gewünschte Einstellungsfunktion auszuwählen. Drücken Sie dann die „Rechts“-Taste, um die ausgewählte Einstellungsfunktion einzustellen, und anschließend „OK“ zur Bestätigung. Mit der „Links“-Taste kehren Sie zur vorherigen Menüoberfläche zurück.



6. Anleitung zur Bedienung

1. Einstellung – Spracheinstellung


Öffnen Sie das Einstellungsmenü. Benutzen Sie die Auf- und Ab-Tasten, um Ihre Sprache auszuwählen, bestätigen Sie mit der rechten Taste. Wählen Sie dann Ihre Sprache mit der OK-Taste aus. Mit der Links-Taste können Sie zurückgehen.



2. Einstellung - Bluetooth

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Sessels, um Ihr Bluetooth-fähiges Gerät (z. B. Mobiltelefon, Tablet-PC usw.) mit dem Sessel zu verbinden. Nach dem Koppeln und Verbinden mit dem Bluetooth-Modul des Sessels kann die Musik von Ihrem externen Gerät, kabellos über Bluetooth an das Soundsystem des Sessels übertragen werden.

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche für die Einstellungen und wählen Sie mit der Auf- oder Ab-Taste Bluetooth aus. Drücken Sie dann die Rechts-Taste, um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten, bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie die Links-Taste, um zur vorherigen Menüoberfläche zurückzukehren.




6. Anleitung zur Bedienung

3. Einstellung - ID CODE

ID CODE: Anzeige der Geräte-ID-Nummer.

Wählen Sie nach dem Aufrufen der Einstellungsoberfläche mit der Taste AUF oder AB die Geräte-ID aus und lassen Sie sich die Gerätenummer des Geräts anzeigen.




6. Anleitung zur Bedienung

4. Anpassung der Massage

Drücken Sie in der Benutzeroberfläche auf die Taste „Links“ oder „Rechts“, um die Taste für die Massageeinstellung auszuwählen, anschließend drücken Sie auf die Taste „OK“, um die Benutzeroberfläche für die Massageeinstellung aufzurufen.

Es gibt 7 Funktionen zur Massageeinstellung: Rückenmassagegeschwindigkeit, 3D-Intensität, Massagebereich, Massagebreite, Intensität der Luftmassage, Rollengeschwindigkeit, Zeitsteuerung der Massage usw.

Sobald Sie die Benutzeroberfläche für die Massageeinstellung aufgerufen haben, drücken Sie die Taste „Auf“ oder „Ab“, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Rechts-Taste, um die Massagestufe einzustellen, und anschließend die OK-Taste, nachdem Sie eine Massageeinstellung ausgewählt haben. Drücken Sie die Links-Taste, um zur vorherigen Menüoberfläche zurückzukehren.



Funktion	Beschreibung
Rückenmassage Geschwindigkeit	5 Geschwindigkeitsstufen
3D Intensität	In 5 Stufen verstellbare Intensität
Massagebereich	Wählen Sie aus fünf Modi: Punkt, Teilbereich, Voll, Oben und Unten.
Massagebreite	In der Breite auf 3 Stufen verstellbar
Intensität der Luftmassage	In 5 Stufen verstellbare Intensität
Rollengeschwindigkeit	Es stehen vier Modi zur Verfügung, darunter „Schließen“ und die Stufen 1 bis 3.
Zeitsteuerung	Zur Auswahl stehen vier Modi: +10 Minuten, +5 Minuten, -5 Minuten und -10 Minuten.

6. Anleitung zur Bedienung

Bitte beachten Sie, dass die verfügbare Massagezeit je nach verbleibender Dauer variieren kann. Falls die angezeigte Zeit keine Addition oder Subtraktion eines bestimmten Zeitintervalls zulässt, ist der entsprechende Vorgang nicht verfügbar. Wird beispielsweise auf der Fernbedienung 39 Minuten angezeigt, ist der Einstellungsbereich für die verfügbare Massagezeit auf -5 Minuten oder -10 Minuten begrenzt. Es ist nicht möglich, +10 Minuten oder +5 Minuten auszuwählen.

Zero-Gravity

Drücken Sie die Taste „Zero Gravity“, um die Position des Zero-Gravity-Winkels anzupassen. Je nach Bedarf können Sie verschiedene Positionen des Zero-Gravity-Winkels auswählen. Für die erste Stufe drücken Sie die Taste einmal. Für die zweite Stufe drücken Sie die Taste zweimal. Für die dritte Stufe drücken Sie die Taste dreimal. Um zum Ausgangszustand zurückzukehren, muss die Taste viermal gedrückt werden.




Taste	Beschreibung
	Über die Taste Zero-Gravity kann der Benutzer die Position des Rahmens für die Waden und des Rahmens für die Rückenlehne in die Zero-Gravity-Position bringen sowie einen von drei Zero-Gravity-Modi und einen Modus zum Absenken des Stuhls auswählen, die zyklisch abwechseln.

5. Taste zur Neigungsverstellung des Sessels

Taste	Beschreibung
	Zum Anheben der Rückenlehne halten Sie die Taste zum Aufrichten des Sitzes gedrückt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Zum Absenken des Fußteils halten Sie die Taste gedrückt, bis sich das Fußteil in der gewünschten Position befindet. Um das Anheben oder Absenken des Fußteils zu stoppen, lassen Sie die Taste los.
	Zum langsamen Absenken der Rückenlehne drücken Sie die Taste zum Absenken des Sitzes gedrückt. Zum langsamen Anheben des Fußteils drücken Sie die Taste zum Anheben des Fußteils gedrückt. Um das Absenken der Rückenlehne oder das Anheben des Fußteils zu stoppen, lassen Sie die entsprechende Taste los.

6. Anleitung zur Bedienung

Bluetooth-Lautsprecher-Wiedergabe




1. Bluetooth-Taste: Um die Bluetooth-Verbindung ein- und auszuschalten, drücken Sie die Taste „Bluetooth“  auf der Fernbedienung.
2. Öffnen Sie im Menü des Smart-Geräts „Einstellungen“ und wählen Sie „Bluetooth“ aus. Öffnen Sie „Bluetooth“ und es wird automatisch nach einem neuen Bluetooth-Gerät gesucht.
3. Das Smart-Gerät sucht nach dem entsprechenden Bluetooth-Modell (BetaSonic III- XXXX). Klicken Sie auf die Schaltfläche „Koppeln“, wenn Sie gefragt werden.
4. Schalten Sie den Smart-Gerät-Musikplayer ein und wählen Sie den abzuspielenden Song aus.

6. Anleitung zur Bedienung


Massagebetrieb beenden

Zum Ausschalten der Massagefunktionen während der Anwendung, drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Damit werden auch die Rückenlehne und die Fußstütze zurückgesetzt. Alternativ schaltet der Massage-Timer nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch alle Funktionen aus, die Rückenlehne und die Fußstütze bleiben jedoch weiterhin funktionsfähig. Zum Ausschalten des Geräts schalten Sie den Schalter für die Hauptstromversorgung aus.


Schalten Sie den Hauptschalter aus (Position „0“).



Ziehen Sie den Stecker heraus.



Trennen Sie das Kabel vom Gerät.



7. Reinigung und Pflege

PU-Leder und Kunststoffteile reinigen

Verwenden Sie zum Abwischen des Leders ein weiches, trockenes Tuch.

Reinigen Sie das Produkt **nicht** mit Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw.

Wenn Sie handelsübliche Lederpflegeprodukte verwenden, befolgen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Wenn das PU-Leder besonders schmutzig ist, wischen Sie es mit den folgenden Methoden ab.

1. Ein weiches Tuch in Wasser oder heißes Wasser mit 3 bis 5 % neutralem Reinigungsmittel tauchen und gründlich auswringen.
 2. Die Lederoberfläche mithilfe des zuvor genannten weichen Tuchs abwischen.
 3. Entfernen Sie die Reinigungslösung mit einem Tuch, das mit sauberem Wasser getränkt und gründlich ausgewrungen wurde.
 4. Trocknen Sie das Leder mit einem ausgewrungenen weichen Tuch.
 5. Anschließend an der Luft trocknen lassen.
- Sollten sich Flecken als schwer entfernbar erweisen, empfehlen wir, ein Stück handelsüblichen Melmin-schaumstoff in eine Lösung aus neutralem Reinigungsmittel zu tauchen und den Stuhl damit abzuwischen.
 - Benutzen Sie keinen Haar-Fön, um die Oberfläche zu trocknen.
 - Beachten Sie, dass die Farbe des Stoffes auf der Oberfläche des PU-Leders abfärbt. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie den Stuhl mit Jeans und farbigen Stoffen säubern.
 - Bitte beachten Sie, bei längerem Kontakt zwischen diesen Teilen und Kunststoff, kann es zu Verfärbungen kommen.
 - Bitte beachten Sie, dass sich PU-Leder verfärben kann, wenn es Haarfärbemitteln ausgesetzt wird. Um Probleme zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, den betroffenen Bereich beim Färben der Haare mit einem Handtuch abzudecken.



8. Störungssuche

Störung	Wenn der Wadenmechanismus oder die Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, ändert sich die Position nicht mehr, wenn Sie die gewünschte Einstellungstaste drücken.
Lösung	Aufgrund des Produktaufbaus und der ergonomischen Anforderungen verfügt dieses Produkt über eine Sicherheitsbegrenzung der Positionseinstellung. Gleichzeitig ertönt einakustisches Signal, wenn die Grenze erreicht ist.

Störung	Nachdem der Sessel eingeschaltet wurde, funktionieren einige Funktionen nicht.
Lösung	Nach dem Einschalten des Geräts durch Drücken der Einschalttaste, muss manuell ein automatisches Massageprogramm oder ein anderer Betriebszustand gewählt werden. Wird keine Auswahl getätigt, schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten automatisch ab. Wenn der manuelle Betriebsmodus ausgewählt wird, können die nicht ausgewählten Funktionen deaktiviert werden und der Betriebsmodus muss manuell eingestellt werden.

Störung	Das Gerät macht ein Geräusch wie reibendes Leder, wenn es seine Stellung ändert.
Lösung	Für dieses Produkt wird hochwertiges abriebfestes Kunstleder verwendet, das den Anforderungen des Umweltschutzes entspricht. Aufgrund der besonderen Eigenschaften von Ledermaterialien kommt es beim Reiben durch Bewegung an der entsprechenden Stelle zu leichten Geräuscentwicklungen. Das ist eine normale Erscheinung. Hinweis: Wenn Sie bei laufendem Betrieb ein Geräusch hören, das wie das Reißen von Stoff oder Leder klingt, stellen Sie den Betrieb sofort ein und kontaktieren Sie einen Fachmann.

Störung	Die Massageköpfe erreichen weder die Schultern noch den Nacken.
Lösung	Sofern Sie den Körperscan vor der Massage übersprungen haben müssen Sie die Schulterposition manuell im Hauptmenü einstellen. Sollte dies nicht ausreichen und der Kopf berührt das Kopfpolster nicht oder der Rücken die Lehne nicht, kann die Schulterposition niedriger sein, als die tatsächliche Position bei der Körpererkennung. Setzen Sie sich in die tiefste Position des Sitzes, lehnen Sie den Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie von vorne.


Störung	Das Gerät ist beschädigt. Das Netzteil oder der Netzstecker ist ungewöhnlich heiß.
Lösung	Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und kappen Sie die Stromzufuhr. Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Service-Center.

Bei Fragen oder Zweifeln zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicepersonal.

9. Technische Daten

Model:	BetaSonic III
Bruttogewicht:	95KG
Nettogewicht:	80KG
Spannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung:	220 W
Luftdruck:	0.022-0.03MPa
Geräuschpegel:	≤60dB
Sicherheitsklasse:	Klasse I
Laufzeit:	20 Minuten
Zertifikate:	CE ENEC
braintronics®:	21 Minuten

Maße:
Aufrecht: 50 x 76 x 116 cm
Liegend: 95 x 156 x 185 cm



10. Besonderheiten



PUNKT

Die Massageköpfe können punktuell massieren.



KNETEN

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



KLOPFEN

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.



SHIATSU

SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.



LUFTDRUCK

Auf- und abschwellige Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)

Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.



AUTOMATIK

Speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-Funktion zuschalten.



RÜCKENBEREICH

Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.



CARBON WÄRME

Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die Blutgefäße erweitert, die Durchblutung steigt und der Muskeltonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie eine äußerst beruhigende Wirkung auf die Nervenzellen aus, welche für die Meldung von Schmerz aus dem Gehirn verantwortlich sind.



FUSSROLLER

Fußmassage kann stimulierend auf die Nervenenden sowie betroffene Organe im Körper wirken. Die Muskulatur wird entspannt und das körperliche Wohlbefinden verstärkt.



LUFTBEREICH

Eine Airbag-Massage für den ganzen Körper – verschiedene Bereiche sind einzeln steuerbar.



BLUETOOTH

Eine kabellose Verbindung zu Ihrem Smartphone oder Tablet sichert Ihnen ein erleichtertes Musikerlebnis.



SCHWERELOS POSITION

Eine für Astronauten entwickelte „Schwerelos Position“ zur optimalen Körperentlastung und Gewichtsverteilung.



ROLLEN

Das Rollen ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



KNETEN & FLATTERN

Eine Massagekomination aus Kneten und Flattern.



FLATTERN

Durch leichtes Klopfen mit der hohlen Hand wird die Durchblutung der Muskulatur und die Straffung des Bindegewebes gefördert, gleichzeitig Verspannungen vermindert.



L-FORM

Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.



S-LINIE

Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden.



PLATZSPAREND

Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel zuerst nach vorne und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel!



2D MASSAGE

Der 2D Massagemechanismus gestattet dem Massagesessel die Vermessung Ihres Rückens und ist auch in der Lage die genaue Position der Abschnitte Ihrer Wirbelsäule zu erkennen.



EINSTELLBARE FUSSSTÜTZE

Die Fußstütze kann verlängert werden und passt sich somit jeder Körpergröße individuell an.



LIEGEPOSITION

Rückenlehne und Fußstütze lassen sich verstellen, um die persönliche Wohlfühlposition zu finden.



BRAINTRONICS®

Die Braintronics® Technologie synchronisiert mittels Audiostimulation die Gehirnwellen. In Kombination mit einem speziell entwickelten Massageprogramm entspannt der stressgeplagte Körper. Ganz gleich, ob Sie entspannen, träumen oder lernen wollen – alles ist möglich.



SCHULTERBEREICH EINSTELLEN

Die Massageköpfe im Schulterbereich können hoch oder hinunter bewegt werden.



LUFTINTENSITÄT

Die Intensität der Airbag-Massage ist einstellbar.



3D MASSAGE

Bei dieser neuesten Technik bewegt sich der Massageroboter nicht nur den Rücken hoch und hinunter, sondern auch in die Muskulatur hinein und zurück.



SCHULTERGRIFF

Gezielte Knetmassage im Schulter- und Nackenbereich – genial bei punktuellen Verspannungen in dieser Körperzone.



GESCHWINDIGKEIT

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.



WEITE

Der Abstand zwischen beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).



MUSIK

Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.



REFLEXZONEN

Fußreflexzonenmassage regeneriert die Fußmuskulatur und wirkt harmonisierend auf eine Vielzahl von Körperorganen.



MASSAGEHÄNDE GEFÜHL

Speziell entwickelte Massageköpfe imitieren eine professionelle Handmassage. Mit einem maximalen Streckwinkel von 41 Grad und einer Massagetiefe bis zu 6,5cm ist diese Massage demnach vergleichbar effektiv und wirkt im Hals-, Brust- und Lendenwirbel-Bereich.



SCHNELLSTART

Die Schnellstart-Bedienung an der Armlehne garantiert eine praktische Steuerung der wichtigsten Funktionen.



DOPPELSENSORISCHER KÖRPER-SCAN

Der Massagesessel führt einen Körperscan durch, um die wichtigsten Bereiche des gesamten Rückenbereichs zu erfassen und so den optimalen Druck während der Massage zu gewährleisten. Die Scan-Technologie erkennt die Position Ihrer Schultern, diese kann bei Bedarf nach dem Scanvorgang noch korrigiert werden.

11. RECHTLICHES

11.1 EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und RoHs.

11.2 Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und /oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Arztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiter verwendet werden.
Copyright © 2023 CASADA International GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.
A2-SK3-DE1023

Congratulations!

By purchasing this massage chair, you have demonstrated health awareness.

In order for you to enjoy the benefits of this device for a long time, we would like to ask you, to read and follow the safety instructions carefully.

We wish you much pleasure with your personal **BetaSonicIII**.

Table of contents

1. Safety Precautions	04
2. Installation parts	07
3. Before use.....	10
4. Product Structure.....	12
5. Remote Control.....	14
6. Operation Instructions	18
7. Cleaning and Maintenance.....	36
8. Troubleshooting	37
9. Product Specifications	38
10. SPECIAL FUNCTIONS	39
11. LEGAL	40
11.1 EU declaration of conformity	40
11.2 Warranty conditions.....	40

< timetorelax

Since the company was founded back in the year 2000, the name CASADA has become synonymous with high-quality products in the wellness and fitness sector.

Today, CASADA devices are available worldwide. Continuous development, unmistakable design and a strict focus on improving quality of life are just as much characteristic of CASADA products as reliable and top-class quality.

1. Safety Precautions

- Please read all relevant instructions carefully before use.
- The notes marked here will help you to use the product safely and correctly.
- To clearly indicate the extent of harm and damage, precautions are divided into „Warning“ and „Caution“ that may be caused by incorrect use. Both are important for safety and must be followed.
- Please pay attention to the symbol before each safety item.



Warning

Indicates that serious injury or death may result from improper use.



Caution

Indicates that misuse may cause minor injury or property damage.



Forbidden

Absolute prohibition

The following populations should not use this product:



Forbidden

- The device is not intended for use by persons (including children) with physical disabilities, sensory or neurological impairments or who lack experience and common sense, unless they are supervised and instructed in the use of the device by those responsible for their safety. Children must be supervised to ensure they do not play with instruments.
- Patients with osteoporosis.
- Patients with heart disease or wearing electronic medical devices such as a pacemaker.
- People who have a fever.
- Pregnant women or women on their menstrual period.
- Patients who are injured or have a skin disease.
- When unsupervised, any children are under the age of 14 and that unconscious are not allowed to use this product.
- People who are told by their physicians to have rest or who feel unwell.
- People whose bodies are wet are forbidden to use this product.
- This product has a hot surface. Persons sensitive to heat must pay attention when using this product.
- If the supply cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar department.

Important safety warnings



Warnings

- Do not allow children to touch any movable part of this product.
- Use the well-grounded power supply unit suitable for this product.
- Pull out the plug after use or before cleaning to avoid any physical injury or damage to the product.
- Operate this product as instructed in this manual.
- Do not use any parts or accessories which are not recommended.
- Do not use this product outdoors.
- Please read the Operation Instructions carefully before operation.
- Never use this product for any other purpose not listed herein.
- 20 minutes of usage each time is recommended.
- Do not use this product if the cover or leather is broken or damaged
- Do not drop anything into this product.
- Never fall asleep while using this product.
- Do not use this product if you are drunk or feel unwell.
- Do not use this product within one hour after a meal.
- Do not use this product with excessive force to avoid any injury.

1. Safety Precautions

Safety precautions



Caution

- Check that the voltage matches the product specification.
- Never plug or unplug with wet hands.
- To prevent electric shock or damage to this product, do not allow water to enter this product.
- Do not pull on the power cord when plugging or unplugging. Rough handling is prohibited.
- Do not damage the cable or alter the circuitry of this product.
- Do not clean voltage-carrying parts of this product, such as power switches and plugs, with a wet cloth.
- Stay away from this product when power is cut to avoid injury if power is suddenly restored.
- If you notice any abnormal operation of the product, stop using it immediately and contact your local representative.
- Stop using this product if you feel unwell and seek advice from your doctor or health care professional.

Braintronics® contraindications

- Psychoses (e.g. Schizophrenia, bipolar disorder, endogenous depression)
- Personality disorders
- Epilepsy and similar seizure disorders
- Heart conditions
- Diseases of the central nervous system
- Thrombosis
- Endogenous depression
- ADHD (under-active)
- Recent heart attack or stroke
- Mental disability
- Addictions such as to drugs or alcohol or dependency on medication
- Regular intake of psychotropic drugs
- Pregnancy

NOTE: For ethical and legal reasons, braintronics® should not be used on children and young people without the explicit permission of the legal representatives.

Storage conditions



Caution

- Storage room temperature: 5 °C to 40 °C.
- Relative humidity (RH) between 20% and 80%; free of corrosive gases, and a well-ventilated room.

1. Safety Precautions

Product service and maintenance



Caution

- This product should be maintained by the service center designated by the manufacturer only. No user should disassemble or maintain it without permission.
- Do not forget to turn off the main power switch after usage.
- Do not use this product if the power socket becomes loose.
- If this product will be left unused for a long period of time, it is necessary to roll up the power cord of this product and store this product in a dry and dust-free environment.
- Do not store this product at a high temperature or near open flame. Avoid prolonged exposure to direct sunshine.
- Please clean this product with dry cloth. Never use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and manufactured, so no special maintenance is needed.
- Do not use a sharp object to stab at this product.
- Do not roll or pull this product on any uneven ground. Instead, it should be lifted before moving.
- Please use this product intermittently. Do not keep it working continuously for a long period of time.

Operating environment



Caution

- Do not use this product in a very moist environment such as the bathroom.
- Stop using this product immediately when the ambient temperature changes sharply.
- Do not use this product in any heavily-dusty or caustic environment.
- Do not use this product in a small space or a place without good ventilation.

Solutions to ordinary malfunctions




Caution

- If the motor sounds during operation of this product, this is the normal operation sound.
- If the controller cannot work normally, check whether the plug and the power socket are connected reliably, and whether the power switch is turned on.
- If the rated working time is over, this product will automatically activate the power-off button; If this product keeps operating for a long period of time, the temperature protector will stop this product automatically. The product can be used again after half an hour.

2. Installation parts

Calf installation instructions


1. Insert the wire of the calf and the air pipe into the front socket of the steel frame assembly (Figure 1).
2. Then push the connected wire and air pipe into the hole in the backrest frame (Figure 2).
3. After the wire docking is completed, open the calf fixing covers on both sides of the steel frame assembly (Figure 3).
4. Lift the calf into the notch, close the fixing covers, and secure it in place with 2 pieces screws (Figure 4).



Installation placement

Make sure there is enough space for the massage chair can be tilted at least 30 cm.

Do not expose the massage chair directly to high temperature environment due to sunlight (such as: in front of heating equipment, and place it to where can avoid high temperature and direct sunlight. It is recommended to lay a soft cushion for long-term use in a designated location. When laying the cushion, the size of the cushion should be enough to cover. Keep the range where the machine touches the floor and the range where your feet touch the floor.




2. Installation parts

Product lift instruction


Require team work to lift and move the chair to avoid injury.

1. Please lift the massage chair to move it on vulnerable ground such as wooden floor.
2. When moving on a similar wooden floor, it is recommended to lift it. Avoid damage to the casters. When the floor is lifted and moved to the designated position, be careful to keep your hands out of the way to avoid injury, and be careful of your feet being crushed. Do not let go of the unit until the unit is completely flat, the floor may be damaged, therefore, it is recommended to place mats, etc. on the floor



How to disassemble and use headrest cushion and backrest cushion

Using a headrest cushion can reduce the intensity of kneading massage on the neck and shoulders, and you can decide whether to use a headrest cushion according to your needs (recommended to use a headrest cushion). The backrest cushion and the backrest are connected by a zipper (1), and the headrest cushion and the backrest cushion are connected by a zipper (2).




2. Installation parts

Move method

Use the rear casters to move the massage chair. Move the chair by tilting it down and backward about 45° as shown in the diagram.

NOTE: Excessive force to tilt will cause the chair to tip over completely and product damage.

1. Before moving, please shut down the machine properly to reset the whole machine, and then cut off the power.
2. Please keep the chair vacant when moving. (People, pets or clutter will not be able to stay on the chair.)
3. When moving, do not cross a drop barrier higher than 2mm or a gap greater than 5mm.
4. When using casters to move this product, single continuous movement is not supported; if the distance exceeds 50 meters, please make this product move slowly and evenly.



3. Before use

Check around

Make sure that there are no people, pets and other objects around the unit.




Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine

Before massaging, ensure that there are no foreign objects in the legs, feet, etc.

Under no circumstances should hands, feet or head enter the area between the lower leg mechanism and the main body or the area between the armrest and the capsule.

Under no circumstances should hands, feet or head be trapped under the fabric or leather covering of the massage area




3. Before use


Turn on the power




Caution



1. Plug in power cord



2. Schematic diagram of power on




3. Turn on the power switch („I“ position)




Warning

- Please check that the power cord and plug are not damaged before use.
- Please supply power to this product in accordance with the working power requirements of this product's calibration.
- It is strictly forbidden to use a power supply other than the rated power supply of this product.
- It is strictly forbidden to connect various power conversion devices to supply power to this product.


4. Product Structure



4. Product Structure




5. Remote Control



5. Remote Control

1. Display screen: The TFT display shows the massage function in use.
2. On/Off button: Turn on or off the massage chair.
3. Seat-Up button: The backrest and calf frames are adjusted at the same time to get the most comfortable massage posture.
4. Zero-gravity button: The massage chair has four zero-gravity angles. Press the button once to select the first gear, twice to select the second, three times to select the third, and four times to return to the initial state.
5. Up button: Use the Up button to move up in the menu or adjust the massage position.
6. OK button: Confirm the selected massage function or to perform confirmed massage.
7. Left button: Navigate the left button, return to the previous menu or select the option to the left.
8. Down button: Navigate the Down key, select the option downward in the menu, or adjust the massage position downward.
9. Other functions shortcut button: Access to other functions feature selection interface, for detailed function see description in this manual.
10. Automatic button: Access the user interface for selecting the automatic function mode. For more information, see 'Automatic programme'.
11. Shortcut button for manual operation: To enter interface for selecting manual operation, for detailed function see description in this manual.
12. Bluetooth button: Turn on or off the Bluetooth function.
13. Pause button: Pause all currently running massage functions, and press this button again to continue running all massage functions before the pause.
14. Seat-Down button: The backrest frame and calf frame are adjusted simultaneously to achieve the optimal massage angle and seating position, ensuring a comfortable and effective massage.
15. Right button: Navigate the Right key to enter the sub-menu, or select the option to the right.
16. Setup Function Shortcut button: To enter the setup function selection interface, for detailed function see description in this manual.
17. Menu button: Enter the main menu selection interface. For detailed function see description in this manual.

5. Remote Control




5. Remote Control

Function	Description
	Power key: Short press this key to turn ON/OFF the massage.
	Lying knob: By rotating this knob clockwise, the backrest will Linkage move downward slowly and the legrest will rise slowly; by releasing it, such DOWN/UP action of the backrest and the legrest will be stopped.
	Linkage sitting knob: By rotating this knob counterclockwise, the backrest will rise slowly and the legrest will move downward slowly; by releasing it, such UP/DOWN action of the backrest and the legrest will be stopped.
	Press this key during massage, and all the massage actions will be suspended at once. (i.e. the massage chair will turn off after 20min). Then press this key again to restore all the previous massage actions.
	Auto mode key: each time the key is short pressed, it will be switched to next automatic massage function.
	Heat treatment key: Click the key to enable or disable the heat treatment function.
	Air pressure key: Each time the button is pressed, it switches to an air pressure mode, with a total of four modes (including turning off air pressure), which can be switched cyclically.
	Massage area key: press this button to switch the back area mode.
	Manual mode key: each time the key is short pressed, it will be switched-to next technique massage function.

6. Operation Instructions

How to control and operate the massage function


1. Standby



After switching off, the chair is in standby mode (LED off).


2.Start message (on/off key)

Press the ON/OFF button to start the message. Enter the start-up screen, select the auto program to start the message. The chair will switch off automatically if no programme is selected within 5 minutes.



2.1. Angle adjustment and detection of the body shape


The angle will be adjusted accordingly, along with body shape detection (please note that you can press the OK key to skip this step).



6. Operation Instructions



2.2Shoulder position adjustment

Once the shoulder position has been detected, a signal tone will sound.
If the detected position deviates from your actual shoulder position, you can adjust it by pressing the "Up" or "Down" button. The shoulder position can be adjusted in 11 steps.
If no adjustment is made within 10 seconds, the system will automatically switch to the massage function.
If you press the "OK" button directly, the system will immediately proceed to the massage function.
If the shoulder position cannot be detected, the massage will be performed using the default shoulder height setting. Note: During the massage, you can press "Right" in the user interface to select the "Shoulder Adjustment" menu, press "OK" to open the shoulder adjustment screen, or adjust the shoulder position by pressing "Up" or "Down."



Key	Description
	Adjust the massage head upwards so that it reaches the appropriate shoulder position.
	Adjust the massage head downwards so that it reaches the appropriate shoulder position.

6. Operation Instructions






3. Massage head adjustment

If you need to adjust the position of the massage head after selecting a massage programme, press the 'Menu' button on the remote control and select the manual function you want to adjust. You can also press the 'Manual' button on the remote control directly and select the manual function you wish to adjust. Then press the 'Left' button to return to the information interface ('Manual function' becomes the user interface of the information interface).

You can press the 'Up' or 'Down' button directly from the manual functions interface to move the massage head up and down when the massage area is in 'Spots' or 'Partial'.



If the area to be massaged is not Spot or Partial, you must select Message Adjustment from the manual function interface. Then select the massage area, select Spot or Partial, press the 'Left' button to return to the information interface and press the 'Up' or 'Down' button to move the massage hand up and down and adjust it.



6. Operation Instructions

4. Pause button



When the massage function is running, press the pause button to temporarily stop all running massage functions; press the pause button again to resume the massage function before the pause. If the pause is longer than 20 minutes, the machine will automatically switch off.



5. Menu button

Press the 'Menu' button to enter the main menu message function selection interface, including automatic function, manual function, other functions setting and other function interfaces.

Enter the menu interface, press 'Up' or 'Down' to select functions and press 'OK' to enter the next level of selection; press 'Left' to return to the previous menu interface.




6. Operation Instructions

1. Automatic function

Press the „Menu“ , button to enter the main menu interface, press the „Up“ or „Down“ button to select the automatic function, press the „OK“ button. You can directly press the „Automatic“ , button on the remote control to enter the automatic function selection as well.

There are 15 automatic massage functions: Comfort massage, Relax massage, Stretch massage, Neck and shoulder massage, Back and waist massage, Full body massage, Spine focus massage, Recover massage, Meridian massage, Pro massage, Night massage, Gentle massage, Refresh massage, Lower body massage and Body balance massage.

Enter the automatic functions interface, press the ‚Up‘ or ‚Down‘ button to select any automatic functions massage programme and return to the information interface. The information interface will be displayed as an information screen with automatic functions.



6. Operation Instructions

Function	Description
Comfort massage	The most comfortable massage experience.
Relax massage	Relax and unwind with a gentle and pleasant deep-tissue massage.
Thai swing massage	Using the special ergonomic movement of leg rest and backrest, effectively stretch legs and waist, thus getting rid of fatigue, relieving joint pain and restoring vitality.
Neck & shoulder massage	The unique neck and shoulder massage technique provides effective massage to the cervical spine and shoulder blade, relieving neck and shoulder pain and reducing fatigue.
Back & waist massage	Focus on the back and waist to relieve back and waist soreness.
Full body massage	By massaging the entire musculature, the various functions of the body can be quickly awakened to start a new day full of vitality.
Spine focus massage	The unique vertebra massage technique improves blood circulation, relieves neck and shoulder pain and ensures a better supply of oxygen to the area of the head.
Recover massage	Improves overall body fatigue and soreness, relaxes the back and limbs, improves microcirculation and quickly relieves fatigue.
Meridian massage	Cleanse the meridians. Quickly improve the body's microcirculation and boost immunity.
Pro massage	For active individuals, massage can increase movement, relieve pressure and improve body function.
Night massage	Massage the 12 acupuncture points to balance the body's health. Quickly improve sleep and sleep quality.
Gentle massage	This massage is suitable for everyone, especially for people of advanced age. The massage is gentle and delicate. Recommended for particularly stressed people.
Refresh massage	This massage enables the body to recover quickly after training, ensuring optimal regeneration.
Lower body massage	An effective massage of the lower back, buttocks and thighs helps to relax the mind and regulates various bodily functions.
Body balance massage	Relieves stress, alleviates tiredness, calms the mind, relaxes the muscles, balances the body and mind, promotes a balanced mind and promotes sleep.


6. Operation Instructions

2. Manual function

Press the „Menu“  button to enter the main menu interface, press the „Up“ or „Down“ button to select the manual function, and press the „OK“ button. Alternatively, you can press the 'Manual'  button on the remote control to access the manual function interface.

There are 9 manual massage functions, including Knead, Tap, Knock, Knead & Tap, Shiatsu, 3D Knead, 3D Tap, 3D Knead & Tap and 3D Shiatsu.

After entering the manual function interface, use the 'Up' or 'Down' button to select the desired manual massage technique and press 'OK' to confirm. Once the technique has been selected, you will not automatically return to the information interface. Press the 'Left' button to return to the previous interface. When you return to the information interface, you will find that you have entered the manual massage information interface.



6. Operation Instructions

Function	Massage head adjustment	
Knead	Speed.	Adjustable 5 levels in speed
Tap	Speed and width.	
Knock	Speed and width.	Adjustable 3 levels in width
Knead & Tap	Speed.	
Shiatsu	Width.	
3D Knead	Speed.	
3D Tap	Speed and width.	
3D Knead & Tap	Speed.	
3D Shiatsu	Width.	



6. Operation Instructions

3. Other functions

Press the "Menu" button to enter the menu interface, press the "Up" or "Down" button to select other functions icon, and press the "OK" key. You can also press the "Other Functions" button on the remote control to enter the Other Functions interface.

Other functions include: Upper Air, Lower Air, Heating and other massage functions.

Once in the "Other functions" screen, use the "Up" or "Down" button to select the massage function you want and use the "Right" button to toggle it on or off, then press the "OK" button to confirm. Press the "Left" button to return to the previous menu interface.




6. Operation Instructions

1. Other functions - Upper Air

Upper Air: includes shoulder air, arm air massage and hip air pressure functions.


Enter the Other Functions interface, press the 'Up' or 'Down' button to select the Upper Air massage function, press the 'Right' button to turn the Upper Air on or off, then press the 'OK' button to confirm the selection. Press the 'Left' button to return to the previous menu interface.



2. Other functions - Lower Air

Lower Air: includes leg air and foot air massage functions.

Enter the Other Functions interface, use the "Up" or "Down" button to select the Lower Air massage function, use the "Right" button to switch Lower Air on or off and then press the "OK" button to confirm the selection. Press the "Left" button to return to the previous menu interface.




6. Operation Instructions

3. Other functions – Heat

Heat: Switch the heat on/off. It takes about 3 minutes to heat up.

Enter Other Functions interface, use „Up“/„Down“ key to select Heating function, use „Right“ key to select On/Off, then press „OK“ key to confirm selection. Press the „Left“ button to return to the previous menu interface.




6. Operation Instructions

4. Setting

Press the „Menu“ button to enter the main menu interface, press the „Up“ or „Down“ button (or directly press the „Setting“ button in the information interface) to select the setting icon, and press the „OK“ button to enter the setting interface.

Settings include: language setting, Bluetooth setting, device ID and other settings.


After entering the setting interface, press the „Up“ or „Down“ key to select the desired setting function, and press the „Right“ key to set the selected setting function and then press „OK“ to confirm; press the „Left“ key to return to the previous menu interface.



6. Operation Instructions

1. Setting - language setting


Go to the settings menu. Use the up and down buttons to choose your language and the right button to enter it. Then, select your language with the OK button and you're done. To go back, just press the left button.



2. Setting - Bluetooth setting

Turn on the Bluetooth function of the massage chair to connect the sound source device with Bluetooth function (such as mobile phone, MID tablet, etc.). After pairing and connecting with the Bluetooth module of the massage chair, the music played by the sound source device can be wirelessly transmitted to the sound system of the massage chair through Bluetooth for music playing.

Enter the setting interface, press the 'Up' or 'Down' key to select the Bluetooth setting, then press the 'Right' key to toggle the Bluetooth function on or off and press the 'OK' key to select. Press the 'Left' button to return to the previous menu interface.




6. Operation Instructions

3. Setting - ID CODE

ID CODE: displays the current device ID number.

After entering the setting interface, press the „Up“ or „Down“ button to select the device ID and view the device number of the current device.




6. Operation Instructions

4. Massage adjustment

In the information interface, press the „Left“ or „Right“ button to select the massage adjustment button, and then press the „OK“ button to enter the massage adjustment interface.

There are 7 massage adjustment functions: back speed, 3D intensity, massage area, massage width, air intensity, roller speed, massage timing, etc.

Once you have entered the massage adjustment interface, press the „Up“ or „Down“ button to select the massage adjustment function you want to use. Press the „Right“ button to adjust the massage level and then the „OK“ button to confirm the selected level after selecting any massage setting. Press the „Left“ button to return to the previous menu interface.



Function	Description
Back speed	Adjustable 5 levels in speed.
3D intensity	Adjustable 5 levels in intensity.
Massage area	Choose from five modes: Spot, Partial, Full, Top and Bottom.
Massage width	Adjustable 3 levels in width.
Air intensity	Adjustable 5 levels in intensity.
Zeitsteuerung	Zur Auswahl stehen vier Modi: +10 Minuten, +5 Minuten, -5 Minuten und -10 Minuten.

6. Operation Instructions

Please note that the available massage time may vary depending on the remaining duration. In the event that the displayed time does not allow for the addition or subtraction of a specific time interval, the relevant operation will not be available. For instance, if the manual controller displays 39 minutes, the available massage time adjustment range will be limited to -5 minutes or -10 minutes. It will not be possible to select +10 minutes or +5 minutes.

Zero-gravity

Press the „Zero Gravity“ button to adjust the position of the zero gravity angle. According to your needs, you can select different positions of the Zero Gravity Angle. To enter the first level, press the button once. To enter the second level, press the button twice. To enter the third level, press the button three times. To return to the initial state, press the button four times.




Button	Description
	The zero-gravity button allows the user to adjust the position of the calf frame and backrest frame to the zero-gravity position, as well as to select one of three zero-gravity modes and a seat-down off mode, which are cyclically alternated.

5. Seat tilt adjustment button

Button	Description
	To raise the backrest frame, press and hold the seat-up button until the desired height is reached. To lower the calf frame, press and hold the button until the frame is at the correct position. To stop the raising or lowering of the frame, release the button.
	To lower the backrest frame at a slow pace, press and hold the seat-down button. To raise the calf frame at the same slow pace, press and hold the calf-rise button. To stop the lowering of the backrest frame or the rising of the calf frame, release the relevant button.

6. Operation Instructions

Bluetooth Speaker Play




1. Bluetooth switch: To turn the Bluetooth connection on and off, press the "Bluetooth" button on the remote control.
2. From the smart device's main menu, open „Settings“ and select „Bluetooth“. Open „Bluetooth“ and it will automatically „Search for a new Bluetooth device“.
3. The smart device will search for the corresponding Bluetooth model (IMCM- XXXX), click the „Pair“ button, when you are asked if you want to pair.
4. Turn on „Music Player“ in the smart device and select the song to play.

6. Operation Instructions

End the massage

To power off the massage functions during the process, simply press the power button on the touch screen controller. This will also reset the backrest and leg rest. Alternatively, the massage timer will automatically power off all functions after the set time has elapsed, but the backrest and leg rest will remain operational. To power off the machine, switch off the main power switch.



7. Cleaning and Maintenance

Clean PU leather and plastic parts
Wipe the leather with a soft, dry cloth.

- Do not use chemicals such as thinner, gasoline, alcohol, etc. to clean the unit.
 - When using commercially available leather care products, please follow the instructions for use.
 - If the PU leather is particularly dirty, wipe it by the following methods.
1. Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then wring it out thoroughly.
 2. Use the above soft cloth to wipe the leather surface.
 3. Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung out.
 4. Wipe with a wrung soft cloth.
 5. Let it air dry naturally.
- In the event that stains are proving difficult to remove, we would advise immersing a piece of commercially available melamine foam in a solution of neutral detergent and then wiping the chair with it.
 - Do not use a hair dryer to dry the surface.
 - As the color of the fabric will stain the surface of the PU leather, be careful when wiping the chair with denim and colored fabrics.
 - Please note that prolonged contact between these parts and plastic may result in discolouration.
 - Please note that PU leather may discolour when exposed to hair dye. To avoid any issues, we advise you to cover the affected area with a towel when dyeing your hair..



8. Troubleshooting


Malfunction	When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, the chair will no longer change the position when you press the desired setting button.
Solution	Due to the product design and ergonomic requirements, this product has safety limits for the position settings. An acoustic signal will sound when the limit is reached.
Malfunction	One or more functions do not work after the unit has been switched on.
Solution	After switching on the unit by pressing the power button, an automatic massage programme or another operating mode needs to be selected manually. If no selection is made, the unit will switch off automatically after 20 minutes. If manual operating mode is selected, the functions that are not selected can be deactivated and the operating mode will have to be set manually.
Malfunction	The unit makes a sound like rubbing leather when it changes position.
Solution	High-quality abrasion-resistant leather that meets environmental protection requirements is used for this product. Due to the special properties of leather materials, there is a slight noise caused by rubbing from movement in the corresponding area. This is normal. Please note: If you hear a noise that sounds like fabric or leather tearing when the machine is running, stop the operation immediately and contact a technician.
Malfunction	The massaging action does not reach the shoulders or neck.
Solution	If you have skipped the body scan before the massage (see 7.1 Operating the massage chair), you must set the shoulder position manually in the main menu. If this is not sufficient and the head does not touch the headrest or the back does not touch the loins, the shoulder position may be lower than the actual position during the body scan. Sit in the lowest position of the seat, lean your head on the headrest and start from the beginning.
Проблема	The unit is damaged. The power supply unit or the mains plug is unusually hot.
Решение	Stop using the unit and disconnect the power supply. To avoid accidents, please contact an authorised service centre.

If you have any questions or concerns about this product, please contact your service representative.

9. Product Specifications

Model:	BetaSonic III
Gross Weight:	95KG
Net Weight:	80KG
Voltage:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Rated output:	220 W
Air Pressure:	0.022-0.03MPa
Noise:	≤60dB
Safety design:	Class I
Running time:	20 Minuten
Certificates:	CE ENEC
braintronics®:	21 Minuten

Dimensions:	
Upright:	50 x 76 x 116 cm
Reclining:	95 x 156 x 185 cm



10. SPECIAL FUNCTIONS



SPOT

The massage heads can massage a particular spot.



KNEADING

Skin and muscles are either clasped and kneaded between the thumb and the index finger or with both hands. This massage technique is used in particular to ease tension.



TAPPING

Short, tapping movements are performed with the edge of the hand, the palm or the fist. This promotes blood circulation in the skin and softens tense muscles. If tapping is performed at lung height, this can improve the release of mucus in the lung.



SHIATSU

Shiatsu (finger press) is a form of body therapy originating in Japan. The massage technique consists of soft, rhythmic, far-reaching stretches and rotations. The aim of Shiatsu is to stimulate individual parts of the body and to mobilise the muscles.



AIR COMPRESSION

Rising and receding airbags have a pumping motion which produces natural muscle reflexes. This is particularly beneficial in the calf and foot area.



KNEAD & TAP (DUAL ACTION)

The techniques of kneading and tapping are combined in order to relieve tension and stimulate blood circulation at the same time.



AUTOMATIC

Specifically developed automatic programmes for the whole body, which offer a big range of different massage techniques. Additionally you can also turn on the heating function, if you'd like.



BACK AREA

An individual applicable to any size massage area.



CARBON HEATING

Deeply penetrating Carbon infrared heat, blood vessels expand, the blood flow increases and the muscle tone is reduced. In addition, it carries out a highly beneficial effect on nerve cells, which are responsible for reporting pain to the brain.



SOLE ROLLER

The foot massage stimulates the nerve endings and certain organs of the body, which also relaxes the muscles.



AIR AREA

Whole body airbag massage. Different areas are individually selectable.



BLUETOOTH

A wireless connection to your smart-phone or tablet ensures a facilitated music experience.



ZERO-G

ZERO GRAVITY

You put yourself in the position of an astronaut – that "weightless feeling".



ROLLING

Pleasant alternation between relaxation and releasing the muscles – also perfectly suited for a final massage, for relaxation and recovery of the muscles.



KNEAD & FLUTTER

A massage combination of kneading and fluttering.



FLATTERS

Light tapping with the palm of the hand promotes blood circulation in the muscles and tightens the connective tissue, while at the same time reducing tension.



L-SHAPE

A deeply penetrating full-body massage from the neck down to the buttocks.



S-LINE

In this automatic programme, massage heads that are particularly close to the body massage the entire back right up to the buttocks. The S-shaped mechanism is modelled on the natural anatomy of the spine.



ZERO SPACE

For the lying-position the massage chair moves forward and therefore requires very little distance to the wall behind. Space saving and comfortable!



2D MASSAGE

The 2D massage mechanism allows the massage chair to measure your back and is also able to recognise the exact position of the sections of your spine.



ADJUSTABLE FOOTREST

The footrest can be extended, this way it is adaptable to different body sizes.



RECLINING POSITION

The adjustability of the backrest and footrest contributes to personal well-being of the body position.



BRAINTRONICS®

Braintronics® technology synchronises your brainwaves through audio stimulation. Combined with a specially developed massage programme your stress-ridden body will be able to relax. No matter whether you'd like to relax, dream or learn – anything's possible.



ADJUST SHOULDER

The massage heads can be moved upward or downward to a suitable position in the shoulder area.



AIR INTENSITY

Adjustable airbag massage intensity.



3D MASSAGE

With this latest technology, the massage robot not only moves up and down the back, but also into and out of the muscles.



SHOULDER GRASP

Targeted kneading massage in the shoulder/neck area – ideal for easing tension and pain in this area.



SPEED

Massage speed is adjustable.



WIDTH

The distance between the both massage heads can be set (narrow, medium and wide).



MUSIC

Further relaxation and fun with the music function.



REFLEXOLOGY

Reflexology regenerates foot muscles and has a harmonizing effect on almost all organs inside your body.



HUMAN HANDS FEELING

Specially designed massage heads imitate the hand motion of a professional masseur. The maximum stretch space is 6,5 cm, and the maximum stretch angle is 41 degrees, so the mechanical hands can do effective massage to human cervical vertebra thoracic vertebra and lumbar vertebra.



QUICKSTART

With one touch the quick start buttons in your armrest allow you to control the most important functions.



DUAL SENSOR BODY SCAN

The massage chair performs a body scan to capture the main areas of the neck and back to ensure optimal pressure throughout the massage. The scan technology detects the height of your shoulders, that can be modified after the scan, if required.

11. LEGAL

11.1 EU declaration of conformity

Complies with European Directives EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU and RoHs.

11.2 Warranty conditions

The retailer guarantees a statutory period of warranty for the product described on the reverse. The warranty is valid from the date of purchase. The purchase date must be documented with proof of purchase. The retailer will repair or replace defective products registered within Germany free of charge. This does not include parts subject to wear, such as fabric covers. The defective device must be sent in with proof of purchase before the warranty period expires.


The warranty is void if a defect occurs that is due to outside influences or as a result of a repair or modification not performed by the manufacturer or an authorised dealer, for example. The retailer warranty is limited to product repair or replacement. Under this warranty, the manufacturer or the retailer has no further liability and is not responsible for damages due to failure to observe the instructions for use and/or improper use of the product.

If, after examining the product, the manufacturer determines that the warranty claim is not for a defect covered by the warranty or that the warranty period has expired, the customer will be responsible for the costs of the inspection and repair.

Legal notice: None of the contents involve any therapeutic claims. The diagnosis of and therapy for illnesses and other physical disorders requires treatment by a doctor, alternative practitioner or therapist. Statements made here are informative only and must not be used as a substitute for medical treatment. Every user is instructed to carefully assess their situation and, where necessary, consult a doctor to determine whether using the product will be beneficial in their own unique case. Every use or therapy is undertaken at the user's own risk. We dissociate ourselves from any therapeutic claims or commitments.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Pictures and texts are subject to the copyright of CASADA International GmbH and may not be used further without express confirmation.
Copyright © 2023 CASADA International GmbH.
All rights reserved.
A2-SK3-GB1023



Поздравляем!

Приобретая это массажное кресло, вы демонстрируете свою осведомленность о здоровье, и мы просим вас внимательно прочитать и соблюдать инструкции по безопасности, чтобы вы могли долгое время наслаждаться преимуществами этого устройства,

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции по безопасности и следуйте им **BetaSonicIII**.

Оглавление

1. Инструкции по безопасности	04
2. Сборка изделия.....	07
3. Перед использованием	10
4. Особенности/Функции массажного кресла	12
5. Пульт дистанционного управления	14
6. Инструкция по эксплуатации.....	18
7. Чистка и уход за изделием	36
8. Устранение возможных неполадок	37
9. Технические данные	38
10. Специальные функции.....	39
11. Юридические вопросы	40
11.1 Декларация соответствия ЕС.....	40
11.2 Гарантийные обязательства	40

< timetorelax

С момента основания в 2000 году имя CASADA означает высококачественную продукцию в области велнеса и фитнеса, и сегодня устройства CASADA доступны по всему миру. Непрерывное развитие, оригинальный дизайн и строгая ориентация на улучшение качества жизни характеризуют продукцию CASADA, как и ее надежное и превосходное качество.

1. Инструкции по безопасности

- Перед использованием внимательно прочтите все соответствующие инструкции.
- Информация, отмеченная здесь, поможет вам безопасно и правильно использовать продукт.
- Предупреждения находятся в „Предупреждение“ и „Осторожность“ чтобы проиллюстрировать масштабы опасностей и ущерба, которые могут возникнуть при неправильном использовании. Оба важны для безопасности и должны быть приняты во внимание.
- Обратите внимание на символы перед инструкциями по технике безопасности.

 **Предупреждение:** Означает, что неправильное использование может привести к серьезной травме или смерти.

 **Внимание:** Указывает на то, что неправильное использование может привести к легким травмам или материальному ущербу.

 **Недопустимо:** Строго запрещено

Продукт не должен использоваться следующими группами людей

 **Недопустимо**

- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или неврологическими нарушениями или лицами, которым не хватает опыта или рассудительности, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром и инструктируются по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Люди, страдающие остеопорозом.
- Люди с заболеваниями сердца или пользователи электронных медицинских устройств, таких как кардиостимулятор.
- Люди, с повышенной температурой.
- Беременные женщины и женщины в период менструации.
- Люди, имеющие травмы или имеющие кожные заболевания.
- Запрещено использование данного устройства детям до 14 лет без присмотра взрослых.
- При плохом самочувствии или если доктор не рекомендует массаж.
- Недопустимо использование после процедур, связанных с водой: бассейн, сауна, душ и тп до полного высыхания поверхностей тела и волос.
- Людям, чувствительным к теплу, следует соблюдать осторожность при использовании этого устройства.
- Если шнур питания поврежден, обратитесь к техническому специалисту. Самостоятельная замена запрещена во избежание несчастного случая.

Важные предупреждения по безопасности

 **Предупреждение**

- Следите за тем, чтобы дети поместили руки или другие части тела в подвижные части устройства.
- Используйте устройство только с хорошо заземленным источником питания, подходящим для этого продукта.
- Отключайте устройство от сети после использования или перед очисткой, чтобы избежать травм или повреждения изделия.
- Устройство должно эксплуатироваться в соответствии с инструкциями настоящего руководства.
- Не используйте неавторизованные запасные части или аксессуары.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Никогда не используйте этот продукт для целей, не указанных здесь.
- Рекомендуемая длительность массажа 20 минут.
- Не используйте этот продукт, если поверхность изделия повреждена или порвана.
- Следите за тем, чтобы в устройство не попадали посторонние предметы.
- Не используйте этот продукт перед сном.

1. Инструкции по безопасности

- Не используйте этот продукт, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или чувствуете себя плохо.
- Не используйте устройство в течение часа после еды.
- Во избежание травм не следует использовать этот продукт с применением силы.

 **Внимание**

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на изделии.
- Никогда не подключайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или повреждения устройства не допускайте попадания воды в устройство.
- Будьте осторожны, не тяните за шнур питания при подключении и отключении. Грубая сила запрещена.
- Защищайте кабель от повреждений и не изменяйте схему устройства.
- Очистка находящихся под напряжением элементов этого продукта, таких как: В. Выключатель питания и вилку нельзя протирать влажной тканью.
- Обратите внимание, что существует риск получения травмы в случае прерывания электропитания. Поэтому мы рекомендуем вам держаться подальше от продукта, пока питание не будет восстановлено.
- Если вы заметили необычное рабочее состояние устройства, немедленно выключите его и обратитесь к местному дилеру.
- Если вы почувствуете недомогание, прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Противопоказания Брейнтроникс®

- Психозы (например, шизофрения, биполярное расстройство, эндогенная депрессия)
- Расстройства личности
- Эпилепсия и подобные судорожные расстройства.
- Заболевания сердца
- Расстройства центральной нервной системы
- Тромбоз
- Эндогенная депрессия
- Приобретенный демиелинизирующий синдром центральной нервной системы (ADS)
- Недавний сердечный приступ или инсульт.
- Умственная отсталость
- Аддитивные расстройства, такие как зависимость от наркотиков, алкоголя и лекарств.
- Регулярное употребление психотропных препаратов.
- Беременность

ПРИМЕЧАНИЕ. По этическим и юридическим причинам Braintronics® не следует использовать у детей и подростков без явного согласия их законных опекунов. Людям, которые могут вступить в религиозные конфликты из-за медитации, следует воздерживаться от ее использования.

Условия хранения

 **Внимание**

- Температура помещения для хранения: от 5°C до 40°C.
- Влажность (относительная) от 20% до 80%; вдали от агрессивных газов и в хорошо вентилируемом помещении.

1. Инструкции по безопасности

Техническое обслуживание и обслуживание продукта

⚠ Внимание

- Данное изделие должно обслуживаться только в уполномоченном сервисном центре дилера. Пользователь не имеет права разбирать или обслуживать изделие без разрешения.
- Не забудьте выключить главный выключатель после использования.
- Не используйте устройство, если розетка ослаблена.
- Если устройство не используется в течение длительного периода времени, сверните шнур питания и храните устройство в сухом и защищенном от пыли месте.
- Избегайте размещения устройства при высоких температурах или вблизи открытого огня. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.
- Очищайте данное изделие только сухой тканью. Никогда не используйте растворитель, бензол или спирт.
- Устройство спроектировано и изготовлено таким образом, что не требует специального обслуживания.
- Избегайте манипуляций с этим изделием острыми предметами.
- Не катите и не перетаскивайте данное изделие по неровной поверхности. Поднимите его, прежде чем перемещать.
- Устройство следует использовать только через регулярные промежутки времени. Не оставляйте его включенным непрерывно в течение длительного периода времени.

Среда применения

⚠ Внимание

- Не используйте этот продукт в очень влажных средах, таких как: в ванной, сауне, бассейне.
- Немедленно прекратите использование этого продукта, если температура окружающей среды значительно изменится.
- Не используйте этот продукт в очень пыльной или агрессивной среде.
- Этот продукт не следует размещать в замкнутых пространствах или местах без хорошей вентиляции.

Ответы на возможные вопросы


⚠ Внимание

- Звук двигателя во время работы данного изделия является нормальным рабочим звуком.
- Если пульт дистанционного управления не работает должным образом, проверьте, надежно ли подсоединены вилка и источник питания и включен ли выключатель питания.
- По истечении разрешенного времени использования устройство автоматически выключается. Если устройство используется в течение длительного периода времени, температурная защита автоматически отключает устройство. Через 30 минут устройство можно снова ввести в эксплуатацию.

2. Сборка изделия

Инструкция по сборке икроножного механизма


1. Подключите провод икроножного механизма и трубку компрессии к переднему разъему компрессионной рамы (рис. 1).
2. Затем вставьте подключенный провод и трубку компрессии в отверстие на раме спинки сиденья (рис. 2).
3. После подключения провода откройте крышки крепления голени с обеих сторон стальной рамы (рис. 3).
4. Вставьте икроножный механизм в углубление, закройте монтажные крышки и закрепите 2 винтами (рис. 4).



Размещение массажного кресла

Убедитесь, что расстояние от стены составляет не менее 30 см, чтобы кресло могло полностью перейти в положение лежа.

Защищайте кресло от слишком высоких температур в помещении. Следует избегать попадания солнечных лучей на изделие и соблюдать достаточное расстояние от нагревательных приборов. Чтобы защитить пол от повреждений, мы рекомендуем соответствующее покрытие (например, коврик).



2. Сборка изделия


Подъем массажного кресла

Чтобы избежать повреждений при подъеме и перемещении кресла, лучше это делать вдвоем.

1. Пожалуйста, поднимайте массажное кресло при перемещении его по чувствительным поверхностям, таким как деревянный пол.


2. Когда кресло поднимается и перемещается в заданное положение, следите за тем, чтобы ваши руки и ноги были защищены. Не отпускайте кресло, пока не выровняете его.

Чтобы предотвратить повреждение пола, мы рекомендуем постелить на пол защитные коврики и т.п.



Снятие и установка подушки для головы и спинки

Использование подушки позволяет снизить интенсивность разминающего массажа в области шеи и плеч. Мы рекомендуем вам использовать при высокой чувствительности. Кресло имеет 2 подушки для спины, которые застегиваются на молнию



2. Сборка изделия

Massagesessel umstellen

Используйте ролики позади кресла, чтобы перемещать его. Переместите кресло, откинув его назад примерно на 45 ° (см. Рисунок).


Примечание: Чрезмерное усилие может привести к опрокидыванию кресла и к его повреждению.

1. Перед тем как переставить кресло, верните его в исходное положение, а затем отключите питание.

2. Пожалуйста, не перемещайте кресло, если в нем сидит человек или что-то лежит.

3. Не толкайте кресло через препятствия выше 2 мм или щели, которые имеют ширину более 5 мм.


4. Когда вы перемещаете кресло с помощью роликов, перемещение без остановок может быть невозможно; если расстояние больше, чем 50 метров, пожалуйста, перемещайте кресло медленно и равномерно, чтобы избежать повреждений.



3. Перед использованием

Проверьте кресло и место вокруг него

Убедитесь, что вокруг кресла и за ним нет детей, животных и посторонних предметов.




Убедитесь, что в зазорах между устройствами нет посторонних предметов.

Перед массажем убедитесь, что

в области стоп или в других местах между ними нет посторонних предметов. Руки, ноги и голова не должны находиться в области между ножной частью

и основной рамой или в области между подлокотником и массажной капсулой. Руки, ноги и

голова ни в коем случае не должны попадать под тканевое или кожаное покрытие массажной зоны.




3. Перед использованием


Включите источник питания




Внимание



1. Подключите кабель питания



2. Схема включения вилки в розетку




3. Включите выключатель питания на кресле (положение «I»).




Предупреждение

- Перед использованием проверьте, не повреждены ли шнур питания и вилка.
- Источник питания данного изделия должен соответствовать техническим характеристикам рабочих характеристик.
- Категорически запрещается использовать адаптер питания, отличный от предназначенного для данного изделия.
- Категорически запрещается использовать устройство с различными источниками питания, неодобренными для использования.


4. Особенности/Функции массажного кресла



4. Особенности/Функции массажного кресла



5. Пульт дистанционного управления




5. Пульт дистанционного управления

1. Дисплей: TFT-дисплей показывает функции массажа во время работы..
2. Вкл/Выкл: Включение/выключение массажного кресла.
3. Регулировка положения массажного кресла: спинку и ножки можно регулировать одновременно, чтобы добиться удобного угла массажа.
4. Кнопка перехода в режим Zero-gravity
Массажное кресло имеет четыре уровня невесомости. Нажмите кнопку один раз, чтобы выбрать первый уровень, дважды — для второго уровня, три раза — для третьего уровня и четыре раза — для возврата в исходное положение.
5. Кнопка навигации вверх: нажмите кнопку вверх, чтобы перейти вверх по меню или отрегулировать положение массажа.
6. Кнопка ОК: подтвердите выбранную функцию массажа или выполните выбранный массаж.
7. Левая навигационная клавиша: возврат в предыдущее меню или выбор опции слева.
8. Кнопка навигации вниз: нажмите кнопку вниз, чтобы перейти вниз по меню или отрегулировать положение массажа.
9. Кнопка быстрого выбора для «дополнительных функций» Эта функция позволяет получить доступ к интерфейсу выбора «дополнительных функций»; Подробное описание можно найти в этом руководстве.
10. Кнопка АВТО: вход в интерфейс выбора автоматического режима работы. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Автоматические программы».
11. Кнопка быстрого доступа к ручному управлению: вход в интерфейс выбора ручного управления. Пожалуйста, обратитесь к данной инструкции для получения подробной информации об этой функции.
12. Кнопка Bluetooth: включает или выключает функцию Bluetooth.
13. Кнопка «Пауза»: приостанавливает все выполняемые в данный момент функции массажа. Повторное нажатие этой кнопки возобновит все функции массажа, существовавшие до паузы.
14. Регулировка положения массажного кресла: спинку и ножки можно регулировать одновременно, чтобы добиться удобного угла массажа.
15. Правая навигационная клавиша: переход в подменю или правую опцию.
16. Клавиша быстрого доступа к функциям настройки: используется для входа в пользовательский интерфейс функций настройки. Подробную информацию о функциях можно найти в этом руководстве.
17. Кнопка меню: открывает интерфейс выбора главного меню. Подробную информацию о функциях можно найти в этом руководстве.

5. Пульт дистанционного управления

Обзор ярлыков на подлокотнике




5. Пульт дистанционного управления

функция	Описание
	Кнопка включения/выключения: короткое нажатие на эту кнопку включает и выключает массаж.
	Ручка регулировки сиденья: поверните эту ручку по часовой стрелке, чтобы медленно опустить спинку сиденья и медленно поднять подставку для ног. Когда вы отпустите кнопку, движение спинки и подставки для ног вниз/вверх прекратится.
	Ручка регулировки сиденья: при повороте этой ручки против часовой стрелки спинка медленно поднимается, а подставка для ног медленно опускается; при отпускании останавливается движение спинки и подставки для ног вверх/вниз.
	Если эта кнопка нажата во время массажа, все функции массажа немедленно прерываются. (т. е. массажное кресло выключается через 20 минут). Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы восстановить все предыдущие функции массажа.
	Кнопка автоматического режима: при каждом кратковременном нажатии кнопки переключается на следующую функцию автоматического массажа.
	Кнопка применения тепла: нажмите кнопку, чтобы активировать или деактивировать функцию включения нагрева.
	Кнопка компрессии: каждое нажатие кнопки переключает в режим компрессии: всего четыре режима (включая отключение компрессии), которое можно переключать циклически.
	Кнопка зоны массажа: нажмите эту кнопку, чтобы переключить режим зоны спины.
	Taste für den manuellen Modus: Jedes Mal, wenn die Taste kurz gedrückt wird, wird zur nächsten Massagetechnik gewechselt.

6. Инструкция по эксплуатации

Эксплуатация и контроль функции массажа

1. Режим ожидания




В выключенном состоянии кресло находится в режиме ожидания (светодиод не горит).

2. Начать массаж (кнопка включения/выключения).


Чтобы начать массаж, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Откройте главный экран и выберите автоматическую программу для запуска массажа.

Кресло автоматически выключается, если в течение 5 минут не выбрана ни одна программа.



2.1. Регулировка угла наклона и определение формы тела

Угол наклона будет соответствующим образом отрегулирован вместе с определением формы тела (обратите внимание, что вы можете нажать кнопку ОК, чтобы пропустить этот шаг).



6. Инструкция по эксплуатации

2.2 Регулировка положения плеч

После определения положения плеч прозвучит звуковой сигнал.

Если обнаруженное положение отличается от фактического положения ваших плеч, вы можете отрегулировать его с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз». Положение плеч можно настроить в 11 шагах. Если в течение 10 секунд положение не будет скорректировано, система автоматически перейдёт в режим массажа.

Если вы сразу нажмёте кнопку «ОК», система немедленно перейдёт к массажной функции.

Если положение плеч не удаётся определить, массаж будет выполнен с использованием стандартной высоты плеч.

Примечание: Во время массажа вы можете нажать «Вправо» в пользовательском интерфейсе, чтобы открыть меню «Регулировка плеч», нажать «ОК» для перехода к экрану настройки плеч или отрегулировать положение плеч с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз».



Вкус	Описание
	Отрегулируйте массажные головки вверх так, чтобы они достигли соответствующего положения плеч.
	Отрегулируйте массажные головки вниз так, чтобы они достигли соответствующего положения плеч.

6. Инструкция по эксплуатации




3. Регулировка положения массажных головок.

Если после выбора программы массажа необходимо отрегулировать положение массажной головки, нажмите кнопку «Меню». на пульте дистанционного управления и выберите функцию ручного управления, которую хотите настроить. Вы также можете напрямую нажать кнопку «Ручное управление». Нажмите на пульте дистанционного управления и выберите функции, которые хотите установить. Затем нажмите клавишу «Влево», чтобы вернуться к информационному интерфейсу («ручное управление» становится интерфейсом).

Вы можете нажать кнопку «Вверх» или «Вниз» непосредственно из интерфейса ручного управления, чтобы переместить массажную головку вверх или вниз, когда зона массажа настроена на точечный или частичный массаж.


Если массируемая область не является точечным или частичным массажем, вам необходимо выбрать «Регулировка массажа» в ручном интерфейсе. Найдите область массажа, выберите точечный или частичный массаж, нажмите кнопку «Влево», чтобы вернуться в интерфейс, и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы переместить массажные головки в положение «лежа»: вверх и вниз и адаптироваться.



6. Инструкция по эксплуатации

4. Клавиша паузы


Во время продолжающегося процесса массажа вы можете нажать кнопку паузы. временно приостановите все текущие функции массажа. Нажмите кнопку паузы еще раз, чтобы возобновить процесс массажа до паузы. Если перерыв длится более 20 минут, устройство автоматически выключается



5. Кнопка меню

Нажмите кнопку Кнопка «Меню» для входа в главное меню для выбора функции массажа, включая интерфейсы для автоматической функции, ручной функции, других и других функций.

Откройте меню, нажмите «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать функции, и нажмите «ОК», чтобы перейти на следующий уровень выбора. Нажмите «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню.




6. Инструкция по эксплуатации

1. Автоматическая функция

Нажимаем кнопку «Меню»  «Кнопка входа в главное меню. Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать автоматическую функцию, подтвердите кнопкой «ОК». Вы также можете активировать «Автоматическая функция» напрямую.  Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать автоматическую функцию.

На выбор доступны 15 автоматических программ массажа: комфортный массаж, расслабляющий массаж, растягивающий массаж, массаж шеи и плеч, массаж спины и талии, массаж всего тела, массаж позвоночника, восстановительный массаж, меридианный массаж, профессиональный массаж, спокойный массаж, нежный массаж, массаж, бодрящий массаж, массаж нижней части тела и массаж тела-баланс. Откройте интерфейс автоматических функций и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать любую программу массажа с автоматическими функциями и вернуться к интерфейсу управления. Пользовательский интерфейс отображается в виде информационного экрана с автоматическими функциями.



6. Инструкция по эксплуатации

функция	Описание
Комфортный массаж	Самый комфортный массаж.
Расслабляющий массаж	Расслабьте и расслабьте свое тело с помощью нежного и приятного глубокого массажа.
Тайский массаж с покачиванием	Тайский массаж с покачиванием- прекрасный способ растяжки. При этом тело фиксируется с помощью компрессионных подушек так что вы можете полностью погрузиться в расслабляющую атмосферу уникальной массажной программы. Спинка сиденья при этом постоянно поворачивается под новым углом, что обеспечивает особенно интенсивное и эффективное растягивание мышц в процессе массажа.
Массаж шеи и плеч	С помощью уникальной техники массажа шеи и плеч можно провести эффективный массаж шейного отдела позвоночника и лопаток. Он облегчает боль в шее и плечах и уменьшает симптомы усталости.
Массаж спины и поясницы	Массаж спины и талии направлен на облегчение болей в спине и пояснице.
Массаж всего тела	Массаж всех мышц пробуждает различные функциональные зоны тела и позволяет вам начать новый день полным жизненных сил.
Массаж позвоночника	Уникальная техника массажа позвоночника улучшает кровообращение, снимает боли в шее и плечах и обеспечивает лучшее снабжение кислородом области головы.
Восстановительный массаж	Снижает общую усталость и болезненность мышц, расслабляет спину и мышцы, улучшает микроциркуляцию и быстро снимает усталость.
Меридианный массаж	Оказывает очищающее действие на меридианы. Способствует микроциркуляции организма и укрепляет иммунную систему.
Про-Массаж	Физически активные люди могут использовать массаж для повышения подвижности, снятия напряжения и оптимизации общих функций организма.
Спокойной ночи массаж	Массаж двенадцати ключевых точек акупунктуры помогает организму восстановить баланс и обеспечивает быстрое улучшение сна и его качества.
Нежный массаж	Этот массаж подходит всем, особенно людям преклонного возраста. Массаж нежный и нежный. Также рекомендуется для особо напряженных людей.
Бодрящий массаж	Массаж позволяет организму быстро восстановиться после тренировки, обеспечивая оптимальную регенерацию.
Массаж нижней части тела	Эффективный массаж поясницы, ягодиц и бедер помогает расслабить ум и регулирует различные функции организма.
Body-Balance-Massage	Entlastet bei Stress, lindert Müdigkeit, beruhigt den Geist, entspannt die Muskeln, bringt Körper und Geist ins Gleichgewicht, sorgt für ein ausgeglichenes Gemüt und fördert den Schlaf.

6. Инструкция по эксплуатации

2. Ручные функции

Нажмите кнопку «Меню» для доступа в главное меню. Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать ручные функции, подтвердите кнопкой «ОК». Вы также можете напрямую нажать кнопку «Вручную». Нажмите на пульте дистанционного управления, чтобы войти в интерфейс ручных функций.

В массажном кресле есть 9 функций ручного массажа, включая разминание, постукивание, ритмичное постукивание, разминание и постукивание, шиацу, 3D-разминание, 3D-постукивание, 3D-разминание и постукивание и 3D-шиацу.

После входа в ручной интерфейс выберите желаемую технику ручного массажа с помощью кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ и нажмите ОК для подтверждения. После выбора техники вы не вернетесь автоматически к предыдущему интерфейсу. Нажмите кнопку «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу. Когда вы вернетесь к предыдущему интерфейсу, вы окажетесь в интерфейсе техник ручного массажа.



6. Инструкция по эксплуатации

функция	Регулировка массажной головки.	
Разминание	Скорость	Скорость регулируется на 5 уровнях. Ширина регулируется в 3-х уровнях.
Стук	Скорость и ширина	
Ритмичное постукивание	Скорость и ширина	
Разминание и постукивание	Скорость	
Шиацу	Ширина	
3D разминание	Скорость	
3D поколачивание	Скорость и ширина	
3D постукивание и разминание	Скорость	
3D Шиацу	Ширина	


6. Инструкция по эксплуатации

3. Дополнительные возможности

Нажмите «Меню» . Чтобы войти в интерфейс меню, нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать значок дополнительных функций, и подтвердите выбор кнопкой «ОК». Или вы можете напрямую нажать кнопку «Дополнительные функции» . Нажмите на пульте дистанционного управления, чтобы войти в пользовательский интерфейс для доступа к дополнительным функциям.

Другие функции включают в себя: верхняя компрессия, нижняя компрессия, нагрев и другие функции массажа.

На экране «Дополнительные функции» используйте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы выбрать нужную функцию массажа, и используйте кнопку «Вправо», чтобы включить или отключить ее. Затем нажмите кнопку ОК для подтверждения. Нажмите кнопку «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню.




6. Инструкция по эксплуатации

1. Другие функции - Верхняя компрессия

Массаж давлением воздуха: включает функции массажа плеч, рук и талии.


Выберите интерфейс «Дополнительные функции» и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать верхнюю функцию компрессии. Нажмите кнопку «Вправо», чтобы включить или выключить верхний воздушный массаж, затем подтвердите выбор кнопкой «ОК». Используйте кнопку «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню.



2. Другие функции – нижняя компрессия.

Воздушно-компрессионный массаж нижней части тела: с функциями массажа ног и ступней.

Выберите интерфейс «Дополнительные функции», нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать функцию нижнего воздушного массажа. Нажмите кнопку «Вправо», чтобы включить или выключить нижний воздушный массаж, затем подтвердите выбор, нажав «ОК». Кнопка «Влево» используется для возврата к предыдущему интерфейсу меню.




6. Инструкция по эксплуатации

3. Другие функции – Прогрев

Нагрев: включение/выключение нагрева. Нагрев занимает около 3 минут.

Выберите интерфейс «Дополнительные функции», нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать функцию нагрева. Нажмите кнопку «Вправо», чтобы включить или выключить нагрев, затем подтвердите выбор кнопкой «ОК». кнопкой «Влево» вы вернетесь в предыдущий интерфейс меню.




6. Инструкция по эксплуатации

4. Настройка

Нажмите кнопку «Меню» кнопка входа в главное меню. Выберите кнопкой «Вверх» или «Вниз», либо напрямую через «Настройки» кнопку на пульте дистанционного управления, значок настроек и нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в меню настроек.

Настройки включают в себя: языки, Bluetooth и идентификатор устройства.


После открытия интерфейса настройки нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать нужную функцию настройки. Затем нажмите кнопку «Вправо», чтобы установить выбранную функцию настройки, затем нажмите «ОК» для подтверждения. Используйте клавишу «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню



6. Инструкция по эксплуатации

1. Настройка – настройка языка


Откройте меню настроек. Кнопками вверх и вниз выберите язык, подтвердите правой кнопкой. Затем выберите язык с помощью кнопки ОК. Вернуться назад можно с помощью левой кнопки.



2. Настройка – Bluetooth

Активируйте функцию Bluetooth кресла, чтобы подключить к креслу устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон, планшетный компьютер и т. д.). После сопряжения и подключения к модулю Bluetooth кресла музыка, воспроизводимая с вашего внешнего устройства, может передаваться по беспроводной сети на аудиосистему кресла через Bluetooth.

Откройте интерфейс настроек и выберите Bluetooth с помощью кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ. Затем нажмите правую кнопку, чтобы включить или выключить функцию Bluetooth, подтвердите кнопкой ОК. Нажмите кнопку «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню.




6. Инструкция по эксплуатации

3. Настройка – ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

ID CODE: отображение идентификационного номера устройства.

После входа в интерфейс настройки используйте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы выбрать идентификатор устройства и отобразить номер устройства.



6. Инструкция по эксплуатации

4. Регулировка массажа

В интерфейсе нажмите кнопку «Влево» или «Вправо», чтобы выбрать кнопку настройки массажа, затем нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в интерфейс настройки массажа.

Имеется 7 функций настройки массажа: скорость массажа спины, интенсивность 3D, зона массажа, ширина массажа, интенсивность воздушного массажа, скорость ролика, время массажа и т. д.

После входа в интерфейс настройки массажа нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать нужную настройку. Нажмите кнопку «Вправо», чтобы отрегулировать уровень массажа, затем нажмите кнопку «ОК» после выбора настройки массажа. Нажмите кнопку «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню.



функция	Описание
Скорость массажа спины	5 уровней скорости
3D-интенсивность	Интенсивность регулируется на 5 уровнях.
Зона массажа	Выберите один из пяти режимов: точечный, частичный, полный, верхний и нижний.
Ширина Массажа	Ширина регулируется на 3 уровнях.
Интенсивность компрессии	Интенсивность регулируется на 5 уровнях.
Скорость роликовкомпресси	Доступны четыре режима, включая «выкл» и уровни с 1 по 3.
Контроль времени	На выбор есть четыре режима: +10 минут, +5 минут, -5 минут и -10 минут.

6. Инструкция по эксплуатации

Обратите внимание, что доступное время массажа может варьироваться в зависимости от оставшейся продолжительности. Если отображаемое время не позволяет складывать или вычитать определенный интервал времени, соответствующая операция недоступна. Например, если на пульте дистанционного управления отображается 39 минут, диапазон настройки доступного времени массажа ограничен -5 минутами или -10 минутами. Невозможно выбрать +10 минут или +5 минут.

Невесомость (Zero-gravity)

Нажмите кнопку «Невесомость», чтобы отрегулировать положение угла невесомости. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать различные положения угла невесомости. Для первого уровня нажмите кнопку один раз. Для второго уровня нажмите кнопку дважды. Для третьего уровня нажмите кнопку три раза. Для возврата в исходное состояние кнопку необходимо нажать четыре раза.




Вкус	Описание
	Кнопка «Невесомость» позволяет пользователю установить положение рамы голени и рамы спинки в положение невесомости, а также выбрать один из трех режимов невесомости и режим опускания кресла, которые являются циклическими попеременно.

5. Кнопка регулировки наклона кресла.

Положение	Описание
	Чтобы поднять спинку, нажмите и удерживайте кнопку подъема сиденья, пока не будет достигнута желаемая высота. Чтобы опустить ножную секцию, нажмите и удерживайте кнопку, пока ножная секция не займет нужное положение. Чтобы остановить подъем или опускание ножной секции, отпустите кнопку.
	Чтобы медленно опустить спинку сиденья, нажмите и удерживайте кнопку опускания сиденья. Чтобы медленно поднять подножку, нажмите и удерживайте кнопку подъема подножки. Чтобы прекратить опускание спинки или подъем подножки, отпустите соответствующую кнопку.

6. Инструкция по эксплуатации

Воспроизведение музыки через динамики и Bluetooth



1. Кнопка Bluetooth: чтобы включить или выключить соединение Bluetooth, нажмите кнопку «Bluetooth»: .
2. В меню смарт-устройства откройте «Настройки» и выберите «Bluetooth». Откройте «Bluetooth», и он автоматически выполнит поиск нового устройства Bluetooth.
3. Интеллектуальное устройство выполнит поиск соответствующей модели Bluetooth (IMCM-XXXX). Нажмите кнопку «Соединить», когда вас спросят.
4. Включите музыкальный проигрыватель смарт-устройства и выберите песню для воспроизведения.


6. Инструкция по эксплуатации

Завершение массажа

Чтобы отключить функции массажа во время использования, просто нажмите кнопку включения/выключения на пульте дистанционного управления. При этом также сбрасываются настройки положения спинки и подножки кресла.

Также, таймер массажа автоматически отключает все функции по истечении установленного времени массажа, но положение спинки и подножки массажного кресла остаются в том же положении.

Чтобы выключить устройство, выключите главный выключатель питания.



7. Чистка и уход за изделием

Очистите детали из искусственной кожи и пластика.
Для протирания кожи используйте мягкую сухую ткань.

- Не очищайте изделие химическими веществами, такими как растворитель, бензин, спирт и т. д.
- Если вы используете коммерческие средства по уходу за кожей, следуйте инструкциям по использованию.

Если искусственная кожа сильно загрязнена, протрите ее следующими способами.

1. Окуните мягкую ткань в воду или горячую воду с 3–5 % нейтральным моющим средством и тщательно отожмите.
 2. Протрите кожаную поверхность мягкой тканью, упомянутой выше.
 3. Удалите чистящий раствор тканью, смоченной в чистой воде и тщательно отжатой.
 4. Просушите кожу отжатой мягкой тканью.
 5. Затем дайте ему высохнуть на воздухе.
- Если пятна трудно удалить, мы рекомендуем окунуть ткань в раствор нейтрального моющего средства и протереть им массажное кресло.
 - Не используйте фен для сушки поверхности.
 - Обратите внимание, что цвет ткани может остаться на коже при уходе. Поэтому лучше не использовать ткань от старых джинсов или цветные ткани. Используйте специальные салфетки для ухода за кожаными изделиями.
 - Обратите внимание, что длительный контакт между этими деталями и пластиком может привести к изменению цвета.
 - Обратите внимание, что искусственная кожа может обесцветиться под воздействием краски для волос. Чтобы избежать проблем, рекомендуем при окрашивании волос закрывать поверхность соприкосновения полотенцем.



8. Устранение возможных неполадок

Проблема	Когда механизм спинки и подножки достигают определенного положения, положение больше не будет меняться при нажатии нужной кнопки регулировки.
Решение	Из-за конструкции продукта и требований эргономики этот продукт имеет ограничение безопасности при регулировке положения. При этом при достижении предела звучит звуковой сигнал.

Проблема	После включения кресла некоторые функции не работают.
Решение	После включения аппарата нажатием кнопки питания программу автоматического массажа или другое рабочее состояние необходимо выбрать вручную. Если выбор не сделан, устройство автоматически выключается через 20 минут. Если выбран ручной режим работы, автоматические функции деактивированы и необходимо установить режим работы вручную.

Проблема	При смене положения устройство издает шум, похожий на трение кожи.
Решение	В этом изделии используется высококачественная устойчивая к истиранию синтетическая кожа, отвечающая требованиям защиты окружающей среды. Благодаря особым свойствам кожаных материалов при трении и движении в соответствующей области возникает небольшой шум. Это нормальное явление. Примечание. Если во время работы вы слышите шум, напоминающий рвущуюся ткань или кожу, немедленно прекратите работу и обратитесь к специалисту.


Проблема	Массажные головки не доходят ни до плеч, ни до шеи.
Решение	Если только вы не пропустили сканирование тела перед массажем, вам придется установить положение плеч вручную в главном меню. Если этого недостаточно и голова не касается подушки для головы или спина не касается спинки, положение плеч может быть ниже фактического положения во время определения формы тела. Сядьте в самое нижнее положение сиденья, положите голову на подголовник и начните сканирование заново.
Проблема	Устройство повреждено. Адаптер питания или вилка питания необычно горячие.
Решение	Немедленно прекратите использование устройства и отключите питание. Во избежание несчастных случаев обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения относительно этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

9. Технические данные

Модель:	BetaSonic III
Вес брутто:	95 кг
Вес нетто:	80 кг
Напряжение:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность:	220 Вт
Давление воздуха:	0.022-0.03МПа
Уровень шума:	≤60дБ
Класс безопасности:	Класс I
Длительность массажа:	20 минут
Сертификаты:	CE EAC
braintronics®:	21 минута

Размеры изделия:	
В вертикальном положении:	50 x 76 x 116 см
Лежа:	95 x 156 x 185 см



10. Специальные функции



МАССАЖ В ОДНОЙ ТОЧКЕ

Массажные ролики могут проводить массаж в конкретной точке тела.



РАЗМИНАНИЕ

Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указательным пальцами, либо между обеими руками. Эта техника массажа чаще всего применяется для снятия напряжения.



ПОКОЛАЧИВАНИЕ

При поколачивании производят короткие постукивающие движения при помощи ребра ладони или кулака.. Это стимулирует приток крови к коже и расслабляет напряженные мышцы. Если применять технику поколачивания на уровне груди, то это способствует растворению слизи в легких.



ШИАЦУ

Шиatsu (надавливание пальцами) – это разработанная в Японии техника воздействия на биоактивные точки. Массаж состоит из мягких ритмичных глубоко проникающих растяжений и поворотов. Целью шиatsu является стимулирование отдельных точек на теле и обеспечение подвижности мышц.



КОМПРЕССИЯ

Воздушные подушки наполняются воздухом и сдуваются, сжимают и разжимают мышцы. Такой массаж снимает тяжесть с ног, выводит лишнюю жидкость из тела и омолаживает.



РАЗМИНАНИЕ И ПОКОЛАЧИВАНИЕ

Техники разминания и постукивания сочетаются для того, чтобы одновременно снять напряжение и стимулировать кровообращение



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Специально разработанные автоматические программы для всего тела, которые предусматривают широкий диапазон массажных техник. Кроме того, можно включить функцию прогрева, при желании.



МАССАЖ ЗОНЫ СПИНЫ

индивидуально подстраивается под анатомические особенности пользователя.



УГЛЕРОДНО – ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ

Глубоко проникающее углеродно-инфракрасное тепло расширяет кровеносные сосуды, ток крови ускоряется, а мускульный тонус понижается. Кроме того, этот режим обладает крайне благоприятным воздействием на нервные клетки, которые ответственны за донесение импульсов боли до головного мозга.



МАССАЖ СТОП

Массаж стоп класса люкс – скорость движения массажных роликов можно отрегулировать.



ЗОНА КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА

Массаж с воздушной подушкой для всего тела - различные зоны можно контролировать индивидуально



BLUETOOTH

Беспроводная передача данных.



НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ

Вы примите положение, знакомое космонавтам как ощущение невесомости.



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

Попеременно расслабляет и напрягает мышцы, успокаивает и снимает напряжение. Эта техника часто применяется при завершении массажа для расслабления мышц и релаксации.



РАЗМИНАТЬСЯ И ПОРХАТЬ

Массаж, сочетающий разминание и поколачивание.



ФЛАТТЕРЫ

Легкие постукивания ладонью способствуют циркуляции крови в мышцах и подтягивают соединительные ткани, одновременно снимая напряжение.



L-ОБРАЗНАЯ ФОРМА

Глубоко проникающий массаж всего тела от шеи до ягодиц.



S-LINE

В этой автоматической программе массажные головки, расположенные особенно близко к телу, массируют всю спину вплоть до ягодиц. S-образный механизм смоделирован с учетом естественной анатомии позвоночника.



ZERO SPACE-ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

В положении массажное кресло передвигается вперед, и поэтому нужно только 5 см до стены позади. Экономия пространства и удобство!



2D-МАССАЖ

2D-массажный механизм позволяет массажному креслу измерить вашу спину, а также распознать точное положение отделов позвоночника.



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОП

Подставку для стоп можно удлинять, поэтому ее можно приспособить к разным размерам тела.



РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ СТУПНЕЙ

Возможность регулировки спинки и подставки для ступней делает выбор положения тела еще более удобным.



BRAINTRONICS®

Технология Braintronics® синхронизирует мозговые волны с помощью аудиостимуляции. В сочетании со специально разработанной программой массажа тело, подверженное стрессу, расслабляется. Хотите ли вы расслабиться, пометать или поучиться - все возможно.



РЕГУЛИРОВКА В ОБЛАСТИ ПЛЕЧ

Массажные головки в области плеч можно перемещать вверх и вниз.



ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИОННО-ГО МАССАЖА

Регулируемая интенсивность компрессионного массажа.



3D-МАССАЖ

Благодаря этой новейшей технологии массажный робот двигается не только вверх и вниз по спине, но и в мышцы и обратно.



МАССАЖ ПЛЕЧ

Целенаправленное разминание области плеч и шеи – идеальное решение при проблемах в этой части тела.



СКОРОСТЬ

Регулируемая скорость массажа.



ШИРИНА

Расстояние между массажными роликами можно регулировать (узкий, средний и широкий).



МУЗЫКА

Функция музыки для дополнительного расслабления и наслаждения.



РЕФЛЕКТОРНЫЕ ЗОНЫ

Ножной массаж рефлексорных зон восстанавливает мускулатуру ног и гармонично воздействует почти на все органы тела.



ОЩУЩЕНИЕ МАССАЖА ВРУЧНУЮ

При выборе этой настройки специально разработанные массажные головки имитируют движение рук массажиста. Они могут выдвигаться на 6,5 см с максимальным углом в 41 градус и способны массировать шейные, грудные и поясничные мышцы эффектом ручного массажа.



БЫСТРЫЙ ДОСТУП

Кнопки быстрого запуска на подлокотнике обеспечивают быстрый и простой доступ к наиболее важным функциям.



ДВОЙНОЙ ДАТЧИК СКАНИРОВАНИЯ ТЕЛА

Массажное кресло выполняет сканирование тела, чтобы рассчитать размеры пользователя и основные напряженные зоны, чтобы обеспечить оптимальное давление на протяжении сеанса массажа. Технология сканирования определяет высоту плеч, длину шеи, высоту туловища. Эти настройки можно изменить после сканирования, если это необходимо.

11. Юридические вопросы

11.1 Декларация соответствия ЕС

Соответствует европейским директивам EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU и RoHS.

11.2 Гарантийные обязательства

Продавец предоставляет установленный законом гарантийный срок на изделие, описанное в приведенной ниже таблице. Гарантия действует с даты покупки. Дата покупки должна быть подтверждена документами, подтверждающими покупку. Продавец бесплатно отремонтирует или заменит все изделия, на которые распространяется гарантия в Германии, и которые окажутся неисправными. Это не относится к быстроизнашивающимся деталям, таким как тканевые чехлы. Условием для этого является отправка неисправного прибора с доказательством покупки до истечения гарантийного срока.

Гарантия недействительна, если после обнаружения неисправности она возникла, например, из-за внешних воздействий или в результате ремонта или модификации, выполненных не производителем или не уполномоченным дилером. Гарантия дилера ограничивается ремонтом или заменой изделия. В рамках данной гарантии производитель или продавец не принимает на себя никаких дополнительных обязательств и не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации и/или неправильным использованием изделия.

Если в результате проверки изделия производителем выясняется, что гарантийная претензия относится к дефекту, на который не распространяется гарантия, или что гарантийный срок истек, расходы на проверку и ремонт несет заказчик.

Юридическое уведомление: Ни одно из содержащихся здесь утверждений не является целительным. Диагностика и лечение заболеваний и других физических расстройств требуют обращения к врачам, альтернативным практикам или терапевтам. Информация носит исключительно информационный характер и не должна использоваться в качестве замены медицинского лечения. Каждый пользователь должен сам определить, насколько полезно применение в конкретном случае, путем тщательного обследования и, при необходимости, после консультации со специалистом. Любое применение или терапия осуществляются на собственный риск пользователя. Мы дистанцируемся от любых заявлений и обещаний о лечении.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Авторское право Изображения и тексты являются объектом авторского права компании CASADA International GmbH и не могут быть использованы без специального подтверждения. copyright © 2023 CASADA International GmbH.
все права защищены. A2-SK3-EN1023

Gratulacje!

Zakup tego produktu to krok w stronę profilaktyki zdrowia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Dzięki temu obsługa fotela przebiegać będzie sprawnie i bezpiecznie.

Życzymy wielu relaksujących chwil z fotelem masującym **BetaSonic III**

Tabela treści

1. Środki ostrożności	04
2. Części montażowe	07
3. Przed użyciem	10
4. Budowa urządzenia	12
5. Pilot	14
6. Instrukcja obsługi	18
7. Czyszczenie i pielęgnacja	36
8. Rozwiązywanie problemów	37
9. Specyfikacja produktu	38
10. Funkcje specjalne	39
11. Kwestie prawne	40
11.1 Deklaracja zgodności UE	40
11.2 Zobowiązania gwarancyjne	40

< timetorelax

Od momentu powstania w 2000 roku, nazwa CASADA oznacza wysokiej jakości produkty w dziedzinie wellness i fitness. Dziś urządzenia CASADA są dostępne na całym świecie. Ciągły rozwój, oryginalny design i skoncentrowanie na poprawie jakości życia charakteryzują produkty CASADA, podobnie jak ich niezawodna, doskonała jakość.

1. Środki ostrożności

- Przed użyciem przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.
- Zamieszczone tutaj uwagi pomogą Ci bezpiecznie i prawidłowo korzystać z produktu.
- Aby wyraźnie wskazać zakres szkód i uszkodzeń, które mogą być spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu, środki ostrożności podzielono na Ostrzeżenia i „Uwagi”. Są one ważne dla bezpieczeństwa i muszą być przestrzegane.
- Należy zwrócić uwagę na symbol umieszczony przed każdym elementem bezpieczeństwa.

 **Ostrzeżenie** Oznacza, że niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne urazy a nawet śmierć.

 **Uwaga** Oznacza, że niewłaściwe użytkowanie może spowodować urazy oraz zniszczenie mienia.

 **Zakaz** Absolutnie zabronione

Następujące grupy osób nie powinny stosować tego produktu:

-  **Zakaz**
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub neurologiczną lub nieposiadające doświadczenia i świadomości, chyba że są nadzorowane i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
 - Chorzy na osteoporozę
 - Osoby z chorobami serca lub mające wszczępione elektroniczne urządzenia medyczne, np. rozrusznik serca.
 - Kobiety w ciąży i podczas menstruacji.
 - Osoby ze świeżymi urazami i chorobami skóry.
 - Dzieciom poniżej 14 roku życia, które nie są świadome używania produktu, nie wolno go używać, jeśli nie znajdują się pod nadzorem osób dorosłych.
 - Osoby, którym lekarz zalecił odpoczynek lub które źle się czują.
 - Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli ciało użytkownika jest mokre.
 - Ten produkt ma funkcję ogrzewania. Osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność podczas korzystania z produktu.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis producenta.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

-  **Ostrzeżenia**
- Nie należy pozwalać dzieciom dotykać jakichkolwiek ruchomych części tego produktu.
 - Należy używać dobrze uzmiemionego zasilacza, odpowiedniego dla tego produktu.
 - Po użyciu lub przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.
 - Używaj tego produktu zgodnie z instrukcją.
 - Nie należy używać żadnych części ani akcesoriów, które nie są zalecane.
 - Nie należy używać tego produktu na zewnątrz.
 - Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
 - Nigdy nie używaj tego produktu do celów innych niż wymienione w niniejszym dokumencie.
 - Zaleca się 20 minutowe cykle masażu.
 - Nie używaj tego produktu, jeśli którakolwiek z części poszycia jest uszkodzona.
 - Nie wrzucaj niczego do środka produktu.
 - Nigdy nie zasypiaj podczas stosowania tego produktu.
 - Nie używaj tego produktu, jeżeli jesteś pod wpływem alkoholu lub czujesz się źle.
 - Nie należy stosować tego produktu bezpośrednio po posiłku – należy zrobić min. godzinną przerwę.
 - Aby uniknąć obrażeń, nie należy używać tego produktu z nadmierną siłą.

1. Środki ostrożności

 **Uwaga**

- Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją produktu.
- Nigdy nie podłączaj i nie odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub uszkodzeniu urządzenia, nie należy dopuścić do przedostania się wody do jego wnętrza.
- Nie ciągnij za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania. Zabrania się nieostrożnego obchodzenia się z przewodem zasilającym.
- Nie wolno uszkadzać kabla ani modyfikować obwodów urządzenia.
- Części produktu, będących pod napięciem, np. przełączniki zasilania i wtyczki, nie należy czyścić mokrą szmatką.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń w przypadku nagłego przywrócenia zasilania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe działanie produktu, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.
- Jeśli poczujesz się źle, przerwij stosowanie produktu i skonsultuj się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.

Braintronics® przeciwwskazania

- Psychozy (e.g. Schizofrenia, zaburzenia dwubiegunowe, depresja endogenna)
- Zaburzenia osobowości
- Epilepsja i podobne zaburzenia napadowe
- Choroby serca
- Schorzenia centralnego układu nerwowego
- Thromboza
- Depresja endogenna
- ADHD (niedoczynność)
- Niedawno przebyty zawał serca lub udar
- Niepełnosprawność umysłowa
- Uzależnienie od narkotyków, alkoholu lub leków
- Stosowanie leków psychotropowych
- Ciąża

UWAGA: Ze względów etycznych i prawnych, braintronics® nie powinno być stosowane u dzieci i młodzieży bez wyraźnej zgody przedstawicieli prawnych.

Warunki przechowywania

 **Uwaga**

- Temperatura przechowywania: 5 °C do 40 °C.
- Wilgotność względna (RH) pomiędzy 20% a 80%, brak gazów żrących i dobrze wentylowane pomieszczenie.

1. Środki ostrożności

Serwis i konserwacja produktu



Uwaga

- To urządzenie powinno być konserwowane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Żaden użytkownik nie powinien go demontować ani konserwować bez pozwolenia.
- Nie zapomnij wyłączyć głównego wyłącznika zasilania po użyciu.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli gniazdo zasilania jest poluzowane.
- Jeżeli fotel nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zwinąć przewód zasilający i przechowywać produkt w suchym i wolnym od kurzu miejscu.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia. Unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie należy czyścić suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu ani alkoholu.
- Elementy mechaniczne tego produktu zostały specjalnie zaprojektowane, dlatego nie wymagają specjalnej konserwacji.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów do przekłuwania urządzenia.
- Nie tocz ani nie ciągnij tego urządzenia po nierównym podłożu. W takiej sytuacji należy go przenieść.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej. Wymagane są przerwy pomiędzy kolejnymi sesjami masażu.

Środowisko pracy



Uwaga

- Nie należy używać urządzenia w bardzo wilgotnym środowisku, np. w łazience.
- Należy natychmiast zaprzestać używania produktu w przypadku gwałtownej zmiany temperatury otoczenia.
- Nie należy używać urządzenia w środowisku o dużym zapyleniu lub w środowisku żrącym.
- Nie należy używać urządzeń w małych przestrzeniach lub miejscach bez dobrej wentylacji.

Rozwiązania typowych usterek




Uwaga

- Jeżeli podczas pracy urządzenia słychać dźwięk silnika, jest to normalny dźwięk towarzyszący jego pracy.
- Jeżeli pilot nie działa, należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo zasilania są prawidłowo podłączone oraz czy wyłącznik zasilania jest włączony.
- Jeśli przekroczony zostanie znamionowy czas pracy, urządzenie automatycznie aktywuje przycisk wyłączania. Jeśli urządzenie będzie działało przez dłuższy czas i przegrzeje się, zabezpieczenie termiczne automatycznie wyłączy urządzenie. Fotel będzie można ponownie uruchomić po 30 minutach.

2. Części montażowe

Instrukcja montażu podnóżka

1. Włóż kabel i przewód powietrzny do przedniego gniazda ramy stalowej (rysunek 1).
2. Następnie wsuń podłączony kabel i przewód powietrzny do otworu w ramie oparcia (rysunek 2).
3. Następnie otwórz mocowania jednostki podnóżka po obu stronach ramy stalowej (rysunek 3). (rys. 3).
4. Zawieś podnóżek na zawiasach, zamknij i przykręć śrubę po obu stronach (rys 4).




Przed montażem

Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, aby fotel masujący można było odchylić o co najmniej 30 cm



Nie wystawiaj fotela masującego na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury otoczenia np. działanie słońca czy urządzenia grzewczego. Ustaw go w miejscu, w którym można uniknąć wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego. Zaleca się położenie dywanika, aby zabezpieczyć podłogę. Dywanik powinien pokrywać całą powierzchnię, na której stoi fotel.




2. Części montażowe

Instrukcja podnoszenia produktu

Aby uniknąć obrażeń, do podnoszenia i przesuwania krzesła potrzebne są 2 osoby.


1. Aby przenieść fotel, nie uszkadzając delikatnego podłoża, należy go unieść.

2. Podczas podnoszenia i stawiania fotela w wyznaczonej lokalizacji uważaj na dłonie i uważaj, aby nie zмяdździć stóp. Uważaj, aby nie uszkodzić kółek fotela. Nie puszczaaj urządzenia, dopóki nie stanie na podłożu. Aby uniknąć uszkodzenia delikatnego podłoża, zaleca się podłożenie np. maty czy dywanika pod fotelem..



Demontaż i użytkowanie poduszki zagłówka i oparcia

Użycie poduszki zagłówka może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego na szyi i ramionach, a decyzję o użyciu poduszki zagłówka możesz podjąć według swoich potrzeb (zaleca się używanie poduszki zagłówka). Poduszka oparcia i oparcie są połączone zamkiem błyskawicznym (1), poduszka zagłówka i poduszka oparcia również połączone są zamkiem błyskawicznym (2).



2. Części montażowe

Przesuwanie fotela


Do przesuwania fotela masującego użyj tylnych kółek. Przesuń fotel, pochylając go w dół i do tyłu o około 45°, jak pokazano na schemacie.

UWAGA: Nadmierna siła przy przechylaniu fotela może go przewrócić i spowodować uszkodzenie produktu.

1. Przed przeniesieniem należy ustawić fotel w pozycji wyjściowej, wyłączyć go, a następnie odłączyć zasilanie.
2. Podczas przesuwania fotel musi być pusty. (Nie mogą na nim przebywać osoby, zwierzęta ani inne rzeczy).

3. Podczas przesuwania fotela nie pokonuj przeszkód o wysokości większej niż 2 mm ani szczelin większych niż 5 mm.


4. Podczas przesuwania fotela za pomocą kółek nie jest możliwy pojedynczy, ciągły ruch. Jeśli odległość przekracza 50 metrów, fotel należy przesuwać powoli i równomiernie.



3. Przed użyciem

Sprawdź otoczenie

Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma ludzi, zwierząt ani żadnych przedmiotów.




Upewnij się, że w szczelinach urządzenia nie ma żadnych ciał obcych

Przed masażem upewnij się, że w jednostce podnóżka nie znajdują się żadne przedmioty.

Pod żadnym pozorem dłonie, stopy ani głowa nie powinny dostać się w obszar między mechanizmem podnóżka a korpusem fotela ani w obszar pomiędzy podłokietnikiem a korpusem fotela.

Pod żadnym pozorem nie należy wkładać dłoni, stóp ani głowy pod poszycie fotela.




3. Przed użyciem


Włączenie fotela




Uwaga



1. Podłącz przewód zasilający



2. Włóż wtyczkę do kontaktu




3. Ustaw przełącznik w pozycji „I”.




Ostrzeżenie

- Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Należy podłączyć zasilanie zgodnie z wymaganiami, dotyczącymi mocy roboczej podczas kalibracji tego urządzenia.
- Surowo zabrania się używania zasilacza o innym napięciu niż znamionowe napięcie zasilania tego produktu.
- Surowo zabrania się podłączania różnych urządzeń przetwarzających energię w celu zasilania tego produktu.


4. Budowa urządzenia



4. Budowa urządzenia



5. Pilot




5. Pilot

1. Ekran: Na wyświetlaczu TFT wyświetlana jest informacja o aktualnie używanej funkcji masażu.
2. Przycisk włączania/wyłączania: włączanie i wyłączanie fotela masującego.
3. Przycisk podnoszenia siedziska: oparcie i podnózek ustawiane są w tym samym czasie, aby uzyskać najwygodniejszą pozycję do masażu.
4. Przycisk zerowej grawitacji: ten fotel masujący ma trzystopniową pozycję zerowej grawitacji. Naciśnij przycisk raz, aby wybrać pierwszy stopień, dwa razy, aby wybrać drugi, trzy razy, aby wybrać trzeci. Naciśnięcie przycisku czwarty raz przywraca fotel do stanu początkowego.
5. Przycisk w górę: użyj przycisku w górę, aby przejść w górę menu lub dostosować pozycję masażu.
6. Przycisk OK: potwierdź wybraną funkcję masażu lub wykonaj zatwierdzony masaż.
7. Lewy przycisk: naciśnij lewy przycisk, aby powrócić do poprzedniego menu lub wybrać opcję po lewej stronie.
8. Przycisk w dół: naciśnij przycisk w dół by wybrać opcję w dół w menu lub dostosować pozycję masażu.
9. Przycisk skrótu do innych funkcji: dostęp do interfejsu wyboru innych funkcji. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w niniejszej instrukcji.
10. Przycisk programów automatycznych: dostęp do interfejsu użytkownika w celu wybrania trybu funkcji automatycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Program automatyczny”.
11. Przycisk skrótu ustawień manualnych: aby przejść do interfejsu wyboru ustawień manualnych, zapoznaj się ze szczegółowym opisem funkcji w niniejszej instrukcji.
12. Przycisk Bluetooth: włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth.
13. Przycisk pauzy: wstrzymuje wszystkie aktualnie działające funkcje masażu. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje kontynuację działania wszystkich funkcji masażu przed wstrzymaniem.
14. Przycisk opuszczania siedziska: oparcie i podnózek są ustawiane jednocześnie, aby uzyskać optymalny kąt masażu i pozycję siedzącą, gwarantując komfortowy i skuteczny masaż.
15. Prawy przycisk: naciśnij prawy przycisk, aby powrócić do poprzedniego menu lub wybrać opcję po prawej stronie.
16. Przycisk skrótu funkcji konfiguracji: aby przejść do interfejsu wyboru funkcji konfiguracji, zapoznaj się ze szczegółowym opisem funkcji w niniejszej instrukcji.
17. Przycisk menu: wejdź do głównego interfejsu wyboru menu. Aby uzyskać szczegółowy opis funkcji, zobacz opis w tej instrukcji.

5. Pilot

Panel szybkiego dostępu




5. Pilot

Funkcja	Opis
	Przycisk zasilania: Krótco naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć masaż.
	Pokrętko do regulacji pozycji fotela: Obrót pokrętki zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje powolne rozkładanie oparcia i unoszenie podnóżka; po jego zwolnieniu pozycja oparcia i podnóżka zostanie zatrzymana.
	Pokrętko regulacji położenia siedziska: Obrót tego pokrętki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje powolne unoszenie oparcia i rozkładanie podnóżka; po jego zwolnieniu pozycja oparcia i podnóżka zostanie zastrzymana.
	Naciśnij ten przycisk podczas masażu, a wszystkie czynności masażu zostaną natychmiast zatrzymane. (tj. fotel masujący wyłączy się po 20 minutach). Ponowne naciśnięcie przycisku przywróci zatrzymane czynności masażu..
	Przycisk trybu automatycznego: każde krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie na kolejną funkcję automatycznego masażu.
	Przycisk funkcji ogrzewania: naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie.
	Przycisk masażu kompresyjnego: Po każdym naciśnięciu przycisku następuje przełączenie trybu masażu kompresyjnego. Dostępne są trzy tryby. Kolejne naciśnięcie wyłącza kompresję.
	Przycisk obszaru masażu: naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryb obszaru masażu pleców.
	Przycisk ustawień manualnych: każde krótkie naciśnięcie klawisza spowoduje przełączenie na następną funkcję masażu manualnego.

6. Instrukcja obsługi

Jak kontrolować i obsługiwać funkcję masażu


1. Standby - czuwanie



Po wyłączeniu fotel przechodzi w tryb czuwania (diody LED wyłączone).


2. Rozpoczynanie masażu (przycisk włącz/wyłącz)

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby rozpocząć masaż. Na ekranie startowym wybierz program automatyczny, aby rozpocząć masaż. Fotel wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wybrany żaden program.



2.1. Regulacja pozycji fotela i wykrywanie ciała użytkownika

Pozycja fotela zostanie automatycznie dostosowana, również funkcja wykrywania kształtu ciała uruchomi się automatycznie (pamiętaj, że aby pominąć ten krok, możesz nacisnąć przycisk OK).



6. Instrukcja obsługi

2.2 Dopasowanie pozycji ramion


Po wykryciu pozycji ramion rozlega się sygnał dźwiękowy.

Jeśli wykryta pozycja różni się od rzeczywistego położenia ramion, możesz ją dostosować, naciskając przyciski „Góra” lub „Dół”. Pozycję ramion można regulować w 11 stopniach. Jeśli pozycja nie zostanie dostosowana w ciągu 10 sekund, system automatycznie przełączy się w tryb masażu.

Naciśnięcie przycisku „OK” powoduje natychmiastowe przejście do funkcji masażu.


Jeśli nie uda się wykryć pozycji ramion, masaż zostanie wykonany na standardowej wysokości ramion.

Uwaga: Podczas masażu możesz nacisnąć „W prawo” w interfejsie użytkownika, aby otworzyć menu „Regulacja ramion”, nacisnąć „OK”, aby wyświetlić ekran regulacji, lub dostosować pozycję ramion, naciskając „Góra” lub „Dół”.



Przycisk	Opis
	Przesuń głowice masujące ku górze tak, aby osiągnęły odpowiednią pozycję nad ramionami.
	Przesuń głowice masujące w dół tak, aby osiągnęły odpowiednią pozycję.

6. Instrukcja obsługi



3. Ustawienie głowic masujących

Jeśli chcesz dostosować położenie głowic masujących po wybraniu programu masażu, naciśnij przycisk „Menu”  na pilocie i wybierz funkcję manualną, którą chcesz dostosować. Możesz również naciśnąć przycisk „Manual”  na pilocie bezpośrednio i wybrać funkcję manualną, którą chcesz dostosować. Następnie naciśnij przycisk „Left” , aby powrócić do interfejsu informacyjnego („Ustawienia manualne” staje się interfejsem użytkownika interfejsu informacyjnego).

Możesz naciśnąć przycisk „W górę” lub „W dół” bezpośrednio z interfejsu funkcji ręcznych, aby przesunąć głowice masujące w górę i w dół, gdy obszar masażu jest w trybie „Punktowym” lub „Częściowym”.


Jeśli obszar, który ma zostać poddany masażowi, nie jest obszarem punktowym lub częściowym, należy wybrać opcję Dopasowanie masażu z interfejsu funkcji manualnych. Następnie należy wybrać obszar masażu, wybrać opcję Punkt lub Częściowy, naciśnąć przycisk „W lewo”, aby powrócić do interfejsu informacyjnego, a następnie naciśnąć przycisk „W górę” lub „W dół”, aby przesunąć głowice masujące w górę lub dół.



6. Instrukcja obsługi

4. Przycisk pauzy


Gdy funkcja masażu jest włączona, naciśnij przycisk pauzy  aby tymczasowo zatrzymać wszystkie działające funkcje masażu. Naciśnij przycisk pauzy ponownie, aby wznowić funkcję masażu. Jeśli przerwa jest dłuższa niż 20 minut, urządzenie automatycznie się wyłączy.



5. Przycisk Menu

Naciśnij przycisk „Menu” , aby wejść do głównego menu interfejsu wyboru funkcji masażu, obejmującego funkcje automatyczne, funkcje manualne, ustawienia innych funkcji oraz interfejsy innych funkcji.

Wejść do interfejsu menu, naciśnij „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcje i naciśnij „OK”, aby przejść do następnego poziomu wyboru; naciśnij „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.




6. Instrukcja obsługi

1. Programy automatyczne

Naciśnij przycisk „Menu” , aby wejść do interfejsu menu głównego, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję automatyczną, naciśnij przycisk „OK”. Możesz również bezpośrednio naciśnąć przycisk „Automatyczne” , na pilocie, aby wejść do wyboru programów automatycznych.

Dostępnych jest 15 automatycznych programów masażu: Komfort, Relaks, Rozciąganie, Kark i Barki, Plecy i talia, Całe ciało, Zdrowy kręgosłup, Odnowa biologiczna, Meridiany, Reaktywacja, Na dobranoc, Delikatny, Regeneracja, Lędźwie, Uda i pośladki, Harmonia ciała.



6. Instrukcja obsługi

Funkcja	Opis
Komfort	Najbardziej komfortowy ze wszystkich masażu. Poddaj się mu i odpłyń...
Relaks	Zrelaksuj się i odpręż dzięki delikatnemu i przyjemnemu masażowi tkanek głębokich.
Tajski masaż huśtawkowy	Specjalnie zaprojektowany, ergonomiczny ruch podnóżka i oparcia, skutecznie rozciągnie Twoje nogi i talie, usuwając zmęczenie, łagodząc bóle stawów i przywracając vitalność.
Kark i barki	Unikalna technika masażu karku i ramion zapewnia głębokie rozluźnienie odcinka szyjnego kręgosłupa i łopatek. Łagodzi bóle szyi i ramion, niweluje zmęczenie.
Plecy i talia	Ten program masażu koncentruje się na obszarze pleców i talii, by uwolnić je od napięcia i dolegliwości bólowych.
Całe ciało	Dzięki masażowi całej muskulatury można szybko pobudzić różne funkcje organizmu, aby rozpocząć nowy dzień pełen sił vitalnych.
Zdrowy kręgosłup	Ta unikalna technika masażu kręgosłupa poprawia krążenie krwi, łagodzi bóle szyi i ramion a także zapewnia lepsze dotlenienie obszaru głowy.
Odnowa biologiczna	Ten program sprawdzi się idealnie po wyczerpującym dniu. Łagodzi ogólne zmęczenie i ból ciała, rozluźnia plecy i kończyny, poprawia mikrokrążenie i szybko łagodzi zmęczenie.
Meridiany	Ten program masażu oczyszcza meridiany. Szybko poprawia mikrokrążenie i wzmacnia odporność.
Reaktywacja	Masaż stworzony z myślą o osobach aktywnych. Pomoże zwiększyć ruchomość, zmniejszyć napięcie i poprawić funkcjonowanie organizmu. Niezastąpiony po wysiłku fizycznym!
Na dobranoc	Program, który ułatwi zasypianie i poprawi jakość snu. Skupia się na masażu 12 punktów akupunkturalnych, aby przywrócić harmonijną pracę ciała.
Delikatny	Ten masaż jest odpowiedni dla każdego, szczególnie dla osób w podeszłym wieku. Masaż jest kojący i łagodny. Polecany również osobom szczególnie mocno zestresowanym.
Regeneracja	Program stworzony z myślą o sportowcach. Umożliwia ciału szybką regenerację po treningu.
Lędźwie, uda i pośladki	Skuteczny masaż dolnej części pleców, pośladków i ud nie tylko pomaga rozluźnić spięte mięśnie w tych obszarach, lecz również pomaga zrelaksować umysł i wyregulować pracę organizmu.
Harmonia ciała	Ten program automatycznego masażu pomaga przywrócić ciało i umysł do stanu równowagi. Łagodzi stres, niweluje zmęczenie, wycisza umysł, rozluźnia mięśnie. Po tym masażu zaśniesz jak dziecko.



6. Instrukcja obsługi

2. Funkcje manualne

Naciśnij przycisk „Menu” aby wejść do interfejsu menu głównego, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję manualną, a następnie naciśnij przycisk „OK”. Alternatywnie możesz nacisnąć przycisk „Manual” na pilocie, aby uzyskać dostęp do interfejsu funkcji manualnych.

Jest 9 manualnych funkcji masażu: Ugniatanie, Oklepywanie, Ostukiwanie, Ugniatanie & Oklepywanie, Shiatsu, 3D Ugniatanie, 3D Oklepywanie, 3D Ugniatanie & Oklepywanie oraz 3D Shiatsu.

Po wejściu do interfejsu funkcji manualnych, użyj przycisku „W górę” lub „W dół”, aby wybrać żądaną technikę masażu manualnego i naciśnij „OK”, aby potwierdzić. Po wybraniu techniki nie powrócisz automatycznie do interfejsu informacyjnego. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu. Po powrocie do interfejsu informacyjnego okaże się, że wszedłeś do interfejsu informacyjnego masażu manualnego.



6. Instrukcja obsługi

Funkcja	Dopasowanie głowic masujących	
Ugniatanie	Szybkość	Dostępne 5 poziomów prędkości.
Oklepywanie	Szybkość i rozstaw	
Ostukiwanie	Szybkość i rozstaw	Dostępne 3 szerokości rozstawu.
Ugniatanie & Oklepywanie	Szybkość	
Shiatsu	Rozstaw	
3D Ugniatanie	Szybkość	
3D Oklepywanie	Szybkość i rozstaw	
3D Ugniatanie & Oklepywanie	Szybkość	
3D Shiatsu	Rozstaw	



6. Instrukcja obsługi

3. Inne funkcje

Naciśnij przycisk „Menu”  aby wejść do interfejsu menu, naciśnij przycisk „Up” lub „Down”, aby wybrać ikonę innych funkcji, a następnie naciśnij przycisk „OK”. Możesz również nacisnąć przycisk „Inne funkcje”  na pilocie zdalnego sterowania, aby wejść do interfejsu Innych Funkcji.

Inne funkcje obejmują: Górną kompresję, Dolną kompresję, Ogrzewanie i inne funkcje masażu.

Po przejściu do ekranu „Inne funkcje” użyj przycisku „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję masażu, którą chcesz, i użyj przycisku „W prawo”, aby ją włączyć lub wyłączyć, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.




6. Instrukcja obsługi

1. Inne funkcje - Górna kompresja

Górna kompresja: obejmuje funkcje masażu kompresyjnego ramion, rąk i bioder.


Wejść do interfejsu Inne funkcje, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję masażu Górna kompresja, naciśnij przycisk „W prawo”, aby włączyć lub wyłączyć Górną kompresję, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić wybór. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.



2. Inne funkcje – Dolna kompresja

Dolna kompresja: obejmuje funkcje masażu kompresyjnego nóg i stóp.

Wejść do interfejsu Inne funkcje, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję masażu Dolna kompresja, naciśnij przycisk „W prawo”, aby włączyć lub wyłączyć Dolną kompresję, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić wybór. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.




6. Instrukcja obsługi

3. Inne funkcje – Ogrzewanie

Ogrzewanie: Włącz/wyłącz ogrzewanie. Nagrzewanie trwa około 3 minut..

Wejść do interfejsu Inne funkcje, użyj klawisza „W górę”/„W dół”, aby wybrać funkcję Ogrzewania, użyj klawisza „W prawo”, aby wybrać Włącz/Wyłącz, a następnie naciśnij klawisz „OK”, aby potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.




6. Instrukcja obsługi

4. Ustawienia

Naciśnij przycisk „Menu” aby wejść do interfejsu menu głównego, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół” (lub bezpośrednio naciśnij przycisk „Ustawienia” w interfejsie informacyjnym), aby wybrać ikonę ustawień, i naciśnij przycisk „OK”, aby wejść do interfejsu ustawień.

Ustawienia obejmują: ustawienia języka, ustawienia Bluetooth, identyfikator urządzenia i inne ustawienia.


Po wejściu do interfejsu ustawień naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać żądaną funkcję ustawień, a następnie naciśnij przycisk „W prawo”, aby ustawić wybraną funkcję ustawień i naciśnij „OK”, aby potwierdzić; naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.



6. Instrukcja obsługi

1. Ustawienia – wybór języka


Przejdź do menu ustawień. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać swój język i prawego przycisku, aby go wprowadzić. Następnie wybierz swój język za pomocą przycisku OK i gotowe. Aby wrócić, po prostu naciśnij lewy przycisk.



2. Ustawienia - Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth fotela masującego, aby połączyć urządzenie źródłowe dźwięku z funkcją Bluetooth (takie jak telefon komórkowy, tablet MID itp.). Po sparowaniu i połączeniu z modulem Bluetooth fotela masującego, muzyka odtwarzana przez urządzenie źródłowe dźwięku może być bezprzewodowo przesyłana do systemu dźwiękowego fotela masującego przez Bluetooth.

Wejść do interfejsu ustawień, naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać ustawienie Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz „w prawo”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth i naciśnij klawisz „OK”, aby zatwierdzić wybór. Naciśnij przycisk „w




6. Instrukcja obsługi

3. Setting - ID CODE

ID CODE: displays the current device ID number.

Po wejściu do interfejsu ustawień naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać identyfikator urządzenia i wyświetlić numer bieżącego urządzenia.




6. Instrukcja obsługi

4. Regulacja masażu

W interfejsie informacyjnym naciśnij przycisk „Lewo” lub „Prawo”, aby wybrać przycisk regulacji masażu, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby przejść do interfejsu regulacji masażu.

Można regulować 7 parametrów masażu: prędkość masażu pleców, intensywność 3D, obszar masażu, rozstaw masażu, intensywność kompresji, prędkość rolki, czas masażu itp.

Po wejściu do interfejsu regulacji masażu naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję regulacji masażu, której chcesz użyć. Naciśnij przycisk „W prawo”, aby dostosować poziom masażu, a następnie przycisk „OK”, aby potwierdzić wybrany poziom po wybraniu dowolnego ustawienia masażu. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.




Funkcja	Opis
Prędkość masażu pleców	Regulacja w zakresie 5 poziomów intensywności.
Intensywność 3D	Regulacja w zakresie 5 poziomów intensywności.
Obszar masażu	Wybierz jeden z obszarów: Punktowy, Częściowy, Pełny, Góra lub Dół.
Rozstaw masażu	Regulacja w zakresie 3 szerokości rozstawu
Intensywność kompresji	Regulacja w zakresie 5 poziomów intensywności.
Prędkość rollera	Dostępne cztery tryby: wyłączony roller oraz prędkości od 1 do 3.
Czas masażu	Dostępne regulacja w zakresie: +10 minut, + 5 minut, - 5 minut, -10 minut.

6. Instrukcja obsługi

Należy pamiętać, że dostępny czas masażu może się różnić w zależności od pozostałego czasu trwania. W przypadku, gdy wyświetlany czas nie pozwala na dodanie lub odjęcie określonego przedziału czasu, odpowiednia operacja nie będzie dostępna. Na przykład, jeśli pilot wyświetla pozostały czas masażu 39 minut, dostępny zakres regulacji czasu będzie ograniczony do -5 minut lub -10 minut. Nie będzie można wybrać +10 minut lub +5 minut.

Zero-gravity

Naciśnij przycisk „Zero Gravity”, aby dostosować pozycję zerowej grawitacji. W zależności od potrzeb możesz wybrać jedno z trzech ustawień fotela. Aby przejść do pierwszego ustawienia, naciśnij przycisk raz. Aby przejść do drugiego ustawienia, naciśnij przycisk drugi raz. Aby przejść do trzeciego ustawienia, naciśnij przycisk trzeci raz. Aby powrócić do stanu początkowego, naciśnij przycisk czwarty raz.




Przycisk	Opis
	Przycisk zerowej grawitacji umożliwia użytkownikowi ustawienie położenia podnóżka i oparcia w pozycji zerowej grawitacji, a także wybranie jednej z trzech dostępnych pozycji zerowej grawitacji.

Przycisk	Opis
	Aby podnieść oparcie, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aż do osiągnięcia żądanej wysokości. Aby obniżyć podnóżek, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aż podnóżek znajdzie się w prawidłowej pozycji. Aby zatrzymać podnoszenie lub opuszczanie, zwolnij przycisk.
	Aby powoli położyć oparcie, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk. Aby powoli unieść podnóżek, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk. Aby zatrzymać opuszczanie oparcia i podoszenie podnóżka, zwolnij przycisk.

6. Instrukcja obsługi

Głośnik Bluetooth Play




1. Przełącznik Bluetooth: Aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth  naciśnij przycisk „Bluetooth” na pilocie.
2. W głównym menu swojego urządzenia (np. smartfona) otwórz „Ustawienia” i wybierz „Bluetooth”. Włącz „Bluetooth”, a on automatycznie „Wyszuka nowe urządzenia Bluetooth”.
3. Gdy Twoje urządzenie wyszuka odpowiedni model Bluetooth (IMCM- XXXX), kliknij przycisk „Paruj”.
4. Włącz „Odtwarzacz muzyki” na swoim urządzeniu i wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.

6. Instrukcja obsługi

Zakończenie masażu

Aby wyłączyć wszystkie funkcje masażu podczas jego trwania, wystarczy nacisnąć przycisk zasilania na pilocie. Spowoduje to również zresetowanie ustawień oparcia i podnóżka. Alternatywnie, timer masażu automatycznie wyłączy wszystkie funkcje po upływie ustawionego czasu, ale oparcie i podnóżek pozostaną rozłożone. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, wyłącz główny wyłącznik zasilania.



7. Czyszczenie i pielęgnacja

Przetrzyj powierzchnię miękką, suchą szmatką.

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków chemicznych takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp.
 - W przypadku stosowania dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania.
 - Jeśli skóra ekologiczna jest szczególnie brudna, wyczyść ją następującymi metodami.
- Zanurz miękką ściereczkę w ciepłej lub gorącej wodzie zawierającej od 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją wykręć.
 - Przetrzyj powierzchnię skóry.
 - Wytrzyj roztwór czyszczący szmatką nasączoną czystą wodą i dokładnie wykręconą.
 - Przetrzyj materiał miękką, dobrze wykręconą ściereczką.
 - Pozostaw do naturalnego wyschnięcia na powietrzu.
- Jeśli plamy okażą się trudne do usunięcia, zalecamy zanurzenie kawałka dostępnej w sprzedaży pianki melaminowej w roztworze neutralnego detergentu i delikatne przetarcie zabrudzonej powierzchni fotela.
 - Nie używaj suszarki do włosów do suszenia powierzchni.
 - Ponieważ kolor tkaniny może zabrudzić powierzchnię skóry ekologicznej, należy zachować ostrożność podczas czyszczenia fotela szmatkami z dżinsu czy kolorowych tkanin.
 - Należy pamiętać, że długotrwały kontakt takich materiałów z tworzywem sztucznym może spowodować odbarwienie.
 - Należy pamiętać, że skóra ekologiczna może odbarwić się po kontakcie z farbą do włosów. Aby uniknąć jakiegokolwiek problemów, zalecamy przykrycie dotykanej głową obszaru ręcznikiem podczas farbowania włosów.



8. Rozwiązywanie problemów

Usterka	Gdy podnóżek lub oparcie osiągnie określoną pozycję, fotel nie zmienia już pozycji po naciśnięciu przyciskużądanego ustawienia.
Rozwiązanie	Ze względu na konstrukcję produktu i wymagania ergonomiczne, produkt ten ma limity bezpieczeństwa dla ustawień pozycji. Po osiągnięciu limitu rozlegnie się sygnał akustyczny.

Usterka	Jedna lub więcej funkcji nie działa po włączeniu urządzenia.
Rozwiązanie	Po włączeniu urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania należy ręcznie wybrać automatyczny program masażu lub inny tryb pracy. Jeśli nie zostanie dokonany żaden wybór, urządzenie wyłączy się automatycznie po 20 minutach. Jeśli wybrano ręczny tryb pracy, funkcje, które nie zostały wybrane, można dezaktywować, a tryb pracy będzie musiał zostać ustawiony ręcznie.

Usterka	Podczas zmiany położenia urządzenie wydaje skrzypiący dźwięk, przypominający pocieranie skóry.
Rozwiązanie	W tym produkcie zastosowano wysokiej jakości skórę ekologiczną, odporną na ścieranie, spełniającą wymogi ochrony środowiska. Ze względu na szczególne właściwości takich materiałów, w określonym obszarze występuje niewielki hałas spowodowany tarcieniem podczas ruchu. Jest to normalne. Uwaga: Jeśli podczas pracy urządzenia usłyszysz hałas przypominający rozrywanie tkaniny lub skóry, natychmiast wyłącz fotel i skontaktuj się z serwisem.


Usterka	Masaż nie dosięga ramion i szyi.
Rozwiązanie	Jeśli pominięty został proces skanowania ciała przed masażem (patrz 7.1 Obsługa fotela masującego), musisz ręcznie ustawić pozycję ramion w menu głównym. Jeśli to nie wystarczy i głowa nie dotyka zagłówka lub plecy nie dotykają oparcia łędźwiami, pozycja ramion może być niższa niż rzeczywista pozycja podczas skanowania ciała. Usiądź w najniższej pozycji siedzenia, oprzyj głowę o zagłówek i zacznij od początku..
Usterka	Urządzenie jest uszkodzone. Zasilacz lub wtyczka sieciowa są gorące.
Rozwiązanie	Niezwłocznie wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego produktu, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

9. Specyfikacja produktu

Model:	BetaSonic III
Waga brutto:	95KG
Waga netto:	80KG
Napięcie:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Zasilanie:	220 W
Kompresja:	0.022-0.03MPa
Głośność:	≤60dB
Bezpieczeństwo:	Klasa I
Czas pracy:	20 minut
Certificates:	CE ENEC
braintronics®:	21 minut

Wymiary:
 Złożony: 50 x 76 x 116 cm
 Rozłożony: 95 x 156 x 185 cm



10. Funkcje specjalne



MASAŻ PUNKTOWY

Główce masujące mogą masować dowolnie wybrany punkt.



UGNIATANIE

Skóra i mięśnie są ściskane i ugniätane pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi obu dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łagodząc napięcia mięśniowe.



OSTUKIWANIE

Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykonywanych krawędzią dłoni, otwartą dłoń lub pięścią. Technika ta, dokładnie naśladowana przez mechanizm masujący, poprawia ukrwienie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe. Wykonywana na wysokości płuc ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z płuc.



SHIATSU

Shiatsu (uciskanie palcami) to technika lecznicza, wywodząca się z Japonii. Masaż shiatsu polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym ruchu rozciągającym – rotacyjnym. Jego celem jest stymulowanie poszczególnych partii ciała i pobudzenie mięśni.



KOMPRESJA POWIETRZNA

Poduszki powietrzne są naprzemiennie pompowane i opróżniane – ten pompujący ruch pobudza naturalne odruchy mięśni. Ta technika masażu ma szczególnie dobroczynny wpływ na okolice tydek i stóp.



UGNIATANIE + OSTUKIWANIE (DUAL ACTION)

Połączenie dwóch technik masażu – ugniätania i ostukiwania, pozwala na jednoczesne złagodzenie napięcia i pobudzenie krążenia.



PROGRAM AUTOMATYCZNY

Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.



CAŁE PLECY

Użycie tej technologii pozwala na dokładne wymasowanie całych pleców – niezależnie od ich gabarytów.



OGRZEWANIE WĘGLOWE PODCZERWONE

Włókna węglowe są elastyczne, a przez to niezwykle wytrzymałe. Dostkonale przewodzą ciepło, przy czym same nie nagrzewają się do wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób ciepło przenika ludzkie ciało, rozluźniając najgłębsze warstwy mięśni.



WAŁKOWANIE STÓP

Rolki do stóp pobudzają zakończenia nerwowe zlokalizowane na stopach, a odpowiedzialne za pracę poszczególnych organów wewnętrznych oraz wpływają rozluźniająco na mięśnie.



OBSZAR MASAŻU KOMPRESYJNEGO

Masaż kompresyjny całego ciała. Różne obszary masażu wybierane są indywidualnie.



BLUETOOTH

Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.



ZERO GRAWITACJI

Ta technika stworzona została na potrzeby astronautów. Pozycja „Zero-G” redukuje ucisk na kręgosłup, odciążając go całkowicie.



WAŁKOWANIE

Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprzemiennie napinanie i rozluźnianie mięśni, który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na koniec masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.



UGNIATANIE I TRZEPOTANIE

Masaż łączący ugniätanie i trzepotanie.



FLATTERS

Lekkie stukanie dłońmi wspomaga krążenie krwi w mięśniach i napięta tkankę łączną, jednocześnie zmniejszając napięcie.



KSZTAŁT L

Głęboko penetrujący masaż całego ciała od karku po pośladki.



LINIA S

W tym automatycznym programie głowice masujące, które znajdują się szczególnie blisko ciała, masują całe plecy aż do pośladków. Mechanizm w kształcie litery S jest wzorowany na naturalnej anatomii kręgosłupa.



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Fotel rozkłada się, wysuwając mechanizm do przodu, dzięki czemu nie potrzebuje dużej przestrzeni z tyłu – wystarczy postawić go w odległości 5 cm od ściany. Kompaktowe rozwiązanie, zapewniające komfort użytkownika!



MASAŻ 2D

Mechanizm masażu 2D pozwala fotelowi masującemu mierzyć plecy i jest w stanie rozpoznać dokładne położenie odcinków kręgosłupa.



DOPASOWANIE PODNÓŻKA

Podnóżek może być wyciągnięty, co pozwala na jego dostosowanie do wzrostu użytkownika.



POZYCJA LEŻĄCA

Ta funkcja ma na celu regulację pozycji oparcia i podnóżka, dla zapewnienia maksymalnego komfortu użytkownika.



BRAINTRONICS®

Technologia braintronics® synchronizuje fale mózgowe przy pomocy audiosymulacji. Jej połączenie ze specjalnie zaprojektowanym programem masażu pozwala zrelaksować zestresowane ciało. Możesz się rozluźnić, uczuć się lub śnić – wszystko jest możliwe.



DOPASOWANIE RAMION

Regulacja głowic masujących góra / dół w obszarze ramion.



INTENSYWNOŚĆ KOMPRESJI

Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi.



MASAŻ 3D

Dzięki tej najnowszej technologii robot masujący porusza się nie tylko w górę i w dół pleców, ale także w głąb i na zewnątrz mięśni.



MASAŻ RAMION

Punktowy masaż ugniatający ramion / karku ma wspierać wpływ na wszelkie dolegliwości w tym obszarze.



PRĘDKOŚĆ

Regulacja prędkości masażu.



SZEROKOŚĆ

Regulacja odległości pomiędzy głowicami masującymi (wąska – średnia – szeroka).



MUZYKA

Funkcja muzyki potęguje uczucie relaksu podczas masażu.



REFLEKSOLOGIA

Masaż stref refleksologicznych regeneruje mięśnie stóp oraz harmonizuje pracę wszystkich organów wewnętrznych.



UCZUCIE MASAŻU DŁOŃMI

Specjalnie zaprojektowane głowice masujące imitują ruchy dłoni masażysty. Maksymalny kąt nachylenia fotela wynosi 41 stopni, a obszar rozciągania – aż 6,5 cm. Takie parametry fotela, że masaż odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego będzie skuteczny niemal tak samo, jak masaż manualny.



SZYBKI DOSTĘP

Dzięki funkcji szybkiego dostępu znajdującej się w boczku fotela możliwa jest sterowanie najważniejszymi funkcjami urządzenia.



ZAAWANSOWANY SYSTEM SKANOWANIE CIAŁA

Przed rozpoczęciem masażu fotel masujący skanuje ciało, by wykryć obszary karku i pleców oraz zapewnić odpowiedni nacisk podczas masażu. Zastosowana technologia pozwala na ustalenie pozycji barków i pozwala na je po zakończeniu skanowania.

11. Kwestie prawne

11.1 Deklaracja zgodności UE

Zgodność z europejskimi dyrektywami EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU i RoHS.

11.2 Zobowiązania gwarancyjne

Sprzedawca zapewnia ustawowy okres gwarancji na produkt opisany w poniższej tabeli. Gwarancja jest ważna od daty zakupu. Data zakupu musi być potwierdzona dowodem zakupu. Sprzedawca bezpłatnie naprawi lub wymieni wszystkie produkty objęte gwarancją w Niemczech, które okazały się wadliwe. Nie dotyczy to części zużywających się, takich jak pokrowce z tkaniny. Warunkiem jest odesłanie wadliwego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed upływem okresu gwarancji.

Gwarancja traci ważność, jeśli po wykryciu usterki wystąpiła ona na przykład z powodu czynników zewnętrznych lub w wyniku napraw lub modyfikacji, które nie zostały przeprowadzone przez producenta lub autoryzowanego sprzedawcę. Gwarancja sprzedawcy jest ograniczona do naprawy lub wymiany produktu. W ramach niniejszej gwarancji producent lub sprzedawca nie przyjmuje na siebie żadnych dodatkowych zobowiązań i nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i/lub niewłaściwym użytkowaniem produktu.

Jeśli kontrola produktu przez producenta wykaże, że roszczenie gwarancyjne dotyczy wady nieobjętej gwarancją lub że okres gwarancji upłynął, koszty kontroli i naprawy ponosi klient.

Nota prawna: Żadne z oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie nie ma na celu leczenia. Diagnoza i leczenie chorób i innych zaburzeń fizycznych wymaga skierowania do lekarzy, alternatywnych praktyków lub terapeutów. Informacje te służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być wykorzystywane jako substytut leczenia medycznego. Do każdego użytkownika należy określenie przydatności aplikacji w konkretnym przypadku poprzez dokładne zbadanie i, w razie potrzeby, po konsultacji ze specjalistą. Każda aplikacja lub terapia odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Dystansujemy się od wszelkich roszczeń i obietnic dotyczących leczenia.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Prawa autorskie Obrazy i teksty są chronione prawami autorskimi CASADA International GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez specjalnego potwierdzenia. copyright © 2023 CASADA International GmbH. all rights reserved. A2-SK3-EN1023

Gratulálunk!!

A masszázsfotel megvásárlásával Ön bizonyítja egészségtudatosságát, és kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat, hogy hosszú ideig élvezhesse a készülék előnyeit. Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, és kövesse azokat **BetaSonicIII**.

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági utasítások	04
2. Felépítés és összeszerelés	07
3. Használat előtt	10
4. Jellemzők/Funkció	12
5. Távirányító	14
6. Használati utasítás	18
7. Tisztítás és ápolás	36
8. Hibaelhárítás	37
9. Műszaki adatok	38
10. Jogi kérdések	39
11. Jogi kérdések	40
11.1 EU-megfelelőségi nyilatkozat	40
11.2 Jótállási kötelezettségek	40

< timetorelax

2000-es alapítása óta a CASADA név a wellness és a fitness területén kiváló minőségű termékeket jelent, és ma már a CASADA készülékek világszerte kaphatók. Folyamatos fejlesztés, eredeti tervezés és az életminőség javítására való szigorú összpontosítás jellemzi a CASADA termékeket, valamint megbízható és kiváló minőségűek.

1. Biztonsági utasítások

- Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az összes vonatkozó utasítást.
- Az itt megjelölt információk segítenek a termék biztonságos és helyes használatában.
- A figyelmeztetések „Figyelmeztetés” és „Vigyázat” részekre oszlanak, hogy tisztázzák a nem megfelelő használat esetén előforduló veszélyek és károk mértékét. Mindkettő fontos a biztonság szempontjából, és ezeket figyelembe kell venni.
- Ügyeljen a biztonsági utasítások előtti szimbólumokra.

 **Figyelmeztetés:** Azt jelenti, hogy nem megfelelő használat esetén súlyos vagy halálos sérülés léphet fel.

 **Figyelem:** Azt jelzi, hogy a helytelen használat kisebb sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

 **Nem megengedett:** Szigorúan tilos

A terméket a következő embercsoportok nem használhatják

-  Nem megengedett
- Ezt az eszközt nem használhatják fizikai, érzékszervi vagy neurológiai fogyatékkal élő személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek nincs tapasztalatuk vagy helyes ítélőképességük. Kivételt képez, ha a készülék biztonságáért felelős személy felügyeli és megtanítja őket az eszköz helyes használatára. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
 - Csontritkulásban szenvedők.
 - Szívbetegségben szenvedők vagy elektronikus orvosi eszközöket viselők, például: Pacemaker.
 - Lázban szenvedők.
 - Terhes és menstruáló személyek.
 - Sérültek vagy bőrbetegségben szenvedők.
 - 14 év alatti gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják ezt a terméket.
 - Olyan emberek, akiknek orvosuk azt tanácsolta, hogy lazítsanak meg, vagy akik rosszul érzik magukat.
 - Nedves testű személyeknek tilos a termék használata.
 - Ennek a terméknek nagyon meleg fűtőfelülete van. A hőre érzékeny személyeknek óvatossággal kell lenniük a készülék használatakor.
 - Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a forgalmazó cég karbantartójával cseréltesse ki.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

 Figyelmeztetés

- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érjenek a kezükkel a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Csak jól földelt tápegységgel üzemeltesse a készüléket, amely alkalmas ehhez a termékhez.
- Használat után vagy tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a sérülések és a termék károsodásának elkerülése érdekében.
- A készüléket a jelen kézikönyvben leírtak szerint kell üzemeltetni.
- Ne használjon nem engedélyezett cserealkatrészeket vagy tartozékokat.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- Soha ne használja ezt a terméket olyan célra, amely nem szerepel itt.
- Egyszerre 20 percnyi használat javasolt.
- Ne használja ezt a terméket, ha a burkolat, a bőr szakadt vagy sérült.
- Ügyeljen arra, hogy ne essen idegen tárgy a készülékbe.
- Ne használja ezt a terméket elalváshoz.
- Ne használja ezt a terméket, ittas állapotban vagy, ha rosszul érzi magát.
- Ne használja a készüléket az étkezést követő egy órán belül.
- A sérülések elkerülése érdekében ezt a terméket nem szabad erőszakkal használni.

1. Biztonsági utasítások

 Vigyázat

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a terméken megadott feszültséggel.

- Soha ne dugja be vagy húzza ki a dugót nedves kézzel.
- Az áramütés vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne a tápkábelt húzza, amikor be- és kihúzza.
- Óvja a kábelt a sérülésektől, és ne módosítsa a készülék áramkörét.
- A termék feszültség alatt álló elemeinek tisztítása, mint például: A hálózati kapcsolót és a csatlakozódugót nem szabad nedves ruhával megfogni.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az áramellátás megszakadásakor sérülésveszély áll fenn. Ezért azt javasoljuk, hogy maradjon távol a terméktől, amíg az áramellátás helyre nem áll.
- Ha a készülék szokatlan működési állapotát észleli, azonnal kapcsolja ki, és forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Ha rosszul érzi magát, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvosához.

Ellenjavallatok braintronics®

- Pszichózisok (pl. skizofrénia, bipoláris zavar, endogén depresszió)
- Személyiségzavarok
- Epilepszia és hasonló görcsrohamok
- Szívbetegség
- Központi idegrendszeri rendellenességek
- Trombózis
- Endogén depresszió
- ASD
- Szívroham vagy szélütés
- Értelmi fogyatékoság
- Szervenélybetegségek, például kábítószer-, alkohol- és gyógyszerfüggőség
- Pszichotróp gyógyszerek rendszeres használata
- Terhesség

MEGJEGYZÉS: Etikai és jogi okokból a braintronics® nem használható gyermekeknél és serdülőknél törvényes gyámjaik kifejezett beleegyezése nélkül. Azoknak, akik a meditáció révén vallási konfliktusokba keveredhetnek, tartózkodniuk kell a meditáció használatától.

Tárolási feltételek

 Vigyázat

- Tárolási helyiség hőmérséklete: 5 °C és 40 °C között.
- Páratartalom (RH) 20% és 80% között; korrozív gázoktól mentes és jól szellőző helyiség.

1. Biztonsági utasítások

A termék karbantartása és szervizelése

⚠ Vigyázat

- Ezt a terméket csak a kereskedő kijelölt szervizközpontja javíthatja. A felhasználó engedélye nélkül nem szerelheti szét vagy szervizelheti a terméket.
- Használat után ne felejtse el kikapcsolni a főkapcsolót.
- Ne használja a készüléket, ha az aljzat meglazult.
- Ha hosszabb ideig nem használja, tekerje fel a tápkábelt, és tárolja a készüléket száraz és pormentes helyen.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletre vagy nyílt láng közelébe. Ne tegye ki a készüléket hosszú ideig közvetlen napsugárzásnak.
- A terméket csak száraz ruhával tisztítsa. Soha ne használjon hígítót, benzint vagy alkoholt.
- A készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy nincs szükség különleges karbantartásra.
- Kerülje a termék éles tárgygal történő kezelését.
- Ne hengerelje vagy húzza a terméket egyenetlen talajon. Emelje fel, mielőtt elmozdítja.
- A készüléket csak rendszeres időközönként szabad használni. Ne hagyja hosszú ideig folyamatosan működni.

Felhasználási környezet

⚠ Vigyázat

- Ne használja ezt a terméket nagyon párás környezetben, például: a fürdőszobában.
- Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha a környezeti hőmérséklet jelentősen megváltozik.
- Ne használja ezt a terméket erősen poros vagy korrozív környezetben.
- Ezt a terméket nem szabad zárt térben vagy jó szellőzés nélküli helyen elhelyezni.

Válaszok a gyakori rendellenességekre


⚠ Vigyázat

- Ha a távirányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a dugó és az áramforrás megfelelően csatlakozik-e, és hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha a megengedett használati idő lejár, a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a készüléket hosszabb ideig üzemeltetik, a hőmérsékletvédelem automatikusan kikapcsolja a készüléket. A készülék 30 perc elteltével újra üzembe helyezhető.

2. Felépítés és összeszerelés

Szerelési útmutató a lábrészhez

1. Illessze a lábrész kábeljét és a légvezetékét a vázszerkezet első csatlakozó aljzatába (1. kép).
2. Ezután tolja be a csatlakoztatott kábelt és légvezetékét a hátrész vázán található nyílásba (2. kép).
3. A kábelek csatlakoztatása után a lábrész rögzítő elemei a fémváz mindkét oldalán nyithatóak (3. kép).
4. A lábrészt ezután be kell emelni a hornyokba, lezárni a rögzítő elemeket és két csavarral rögzíteni (4. kép).




A masszázsfolat elhelyezése

Ügyeljen arra, hogy a faltól való távolság legalább 30 cm legyen, hogy a fotel teljesen hátradőlhessen.

Óvja a fotelt a túl magas szobahőmérséklettől. Helyezze úgy, hogy közvetlen napfénynek ne legyen

kitéve és megfelelő távolságot kell biztosítani a fűtőberendezésektől.

A padló sérülésének elkerülése érdekében megfelelő alátétet ajánlunk (pl. szőnyeg).



2. Felépítés és összeszerelés


Fotel felemelése

A sérülések elkerülése érdekében a fotel felemelésekor és mozgásakor csapatmunkára van szükség.

1. Kérjük, emelje fel a masszázsfotelt, ha érzékeny felületeken, például fapadlón mozgatja.

2. Amikor a fotelt felemeli és a kívánt helyzetbe mozgatja, ügyeljen arra, hogy kezeit és lábait megóvja a zúzódástól. Csak akkor engedje el a fotelt, ha az vízszintes.


A padló sérülésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy helyezzen el védőszőnyeget a padlóra.



A fejpárna és a háttámla eltávolítása és rögzítése

A párna használatával csökkenthető a gyúró masszázs intenzitása a nyak és a váll területén. Javasoljuk, hogy használja a betéteket.

A háttámla huzat és a háttámla (1), valamint a fejpárna és a háttámla huzata (2) cipzárral van összecsatlakoztatva.



2. Felépítés és összeszerelés

Fotel áthelyezése

Használja a hátul lévő görgőket a masszázsfotel mozgatásához. Mozdassa a fotelt úgy, hogy körülbelül 45°-kal hátradönti (lásd az ábrát).

Megjegyzés: A túlzott erő hatására a fotel felborulhat, és megsérülhet.


1. Mielőtt elmozdítaná a fotelt, állítsa vissza a kiinduló helyzetbe, majd kapcsolja ki az áramellátást.

2. Kérjük, csak akkor mozgassa a fotelt, ha nincsenek rajta emberek vagy tárgyak.

3. Ne tolja a fotelt 2 mm-nél magasabb akadályokon vagy 5 mm-nél szélesebb réseken.

4. Ha a széket a görgők segítségével mozgatja, egyetlen folyamatos mozgás történik


nem lehetséges; Ha a távolság több mint 50 méter, kérjük, lassan és egyenletesen mozgassa a széket, hogy elkerülje a sérülést



3. Használat előtt


Ellenőrizze a készülék környezetét

Győződjön meg arról, hogy nincsenek emberek, háziállatok vagy egyéb tárgyak a készülék közelében.



Ügyeljen arra, hogy a készülék közötti résekben ne legyenek idegen tárgyak.

A masszázs előtt győződjön meg arról, hogy nincs idegen tárgy a lábrészben vagy más helyeken. A kezek, lábak és fej semmilyen körülmények között nem érhetik el a lábtámasz és a fő keret közötti területet, illetve a kartámasz és a masszázskapszula közötti területet. A kezek, lábak és fej semmilyen körülmények között ne kerüljenek a masszázsterület szövet- vagy bőrborítása alá.




3. Használat előtt


Kapcsolja be az áramellátást




Vigyázat



1.Dugja be a tápkábelt



2.Elektromos bekötési rajz




3.Elektromos bekötési rajz




Figyelmeztetés

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó sértetlen-e.
- A termék tápellátásának meg kell felelnie a működési teljesítményre vonatkozó előírásoknak.
- Szigorúan tilos a termékhez valótól eltérő hálózati adaptert használni.
- Szigorúan tilos a készüléket különféle teljesítményátalakító eszközökkel ellátni, amelyek nem engedélyezettek.


4. Jellemzők/Funkció



4. Jellemzők/Funkció



5. Távirányító




5. Távirányító

1. Kijelző: A TFT kijelző a masszázsfunkciókat mutatja működés közben.
2. Be/Ki: Kapcsolja be/ki a masszázsfotelt.
3. Ülőhelyzet felfelé: A háttámla és a lábak egyszerre állíthatók a kényelmes masszázsszög elérése érdekében.
4. Zero Gravity billentyű A masszázsfotel négy súlytalansági fokozattal rendelkezik. Nyomja meg a gombot egyszer az első szint kiválasztásához, kétszer a második szinthez, háromszor a harmadik szinthez és négyszer a kiinduló helyzetbe való visszatéréshez.
5. Navigációs gomb felfelé: Nyomja meg a fel gombot a menüben való feljebb lépéshez vagy a masszázs pozíciójának beállításához.
6. OK gomb: Erősítse meg a kiválasztott masszázsfunkciót, vagy erősítse meg a kiválasztott masszázst.
7. Bal navigációs gomb: Visszatérés az előző menübe, vagy válasszon a bal oldali lehetőségek közül.
8. Navigációs gomb lefelé: Nyomja meg a le gombot a menüben való lejjebb lépéshez vagy a masszázs pozíciójának beállításához.
9. Gyorskezelő gomb a „további funkciókhoz” Ez a funkció lehetővé teszi a „további funkciók” kiválasztási felület elérését; részletes leírása ebben a kézikönyvben található.
10. AUTO gomb: Belépés az automatikus üzemmód kiválasztásához. További információk az „Automatikus program” alatt találhatók.
11. Gyorskezelő gomb a „manuális beállításokhoz”: Belép a kézi működtetés kiválasztási felületére. Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat a funkcióval kapcsolatos részletes információkért.
12. Bluetooth gomb: A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása.
13. Szünet gomb: Szünetelteti az összes folyamatban lévő masszázsfunkciót. A gomb újbóli megnyomásával a szünet előtti összes masszázsfunkció folytatódik.
14. Ülőhelyzet lefelé : A háttámla és a lábak egyszerre állíthatók a kényelmes masszázsszög elérése érdekében.
15. Jobb navigációs gomb: Lépjen az almenübe, vagy válassza ki a jobb oldali lehetőségeket.
16. Setup funkció gyorsbillentyű: A beállítási funkciók felhasználói felületére való belépéshez használható. A funkciókkal kapcsolatos részletes információk ebben az útmutatóban találhatók.
17. Menü gomb: Megnyitja a főmenü kiválasztási felületét. A funkciókkal kapcsolatos részletes információk ebben az útmutatóban találhatók.

5. Távirányító

A kartámasz parancsikonjainak áttekintése




5. Távirányító

Funkciók	Leírás
	Ki/bekapcsoló gomb: A gomb rövid megnyomásával be- és kikapcsolható a masszázs.
	Ülőhelyzet beállító gomb: Forgassa el ezt a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a háttámlát lassan lefelé, a lábtámaszt pedig felfelé mozgassa. Amikor elengedi a gombot, a háttámla és a lábtámasz le/felfelé mozgása leáll.
	Ülőhelyzet beállító gomb: Ezt a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a háttámla lassan felemelkedik, a lábtámasz pedig lassan lefelé mozog; az elengedés leállítja a háttámla és a lábtámasz fel/le mozgását.
	Ha ezt a gombot masszázs közben megnyomja, minden masszázsfunckció azonnal megszakad. (azaz a masszázsfolat 20 perc után kikapcsol). Nyomja meg újra ezt a gombot az összes korábbi masszázsfunckció visszaállításához
	Automatikus üzemmód gomb: Minden alkalommal, amikor a gombot röviden megnyomja, átvált a következő automatikus masszázs funckcióra.
	Hőalakalmazás billentyű: Nyomja meg a gombot a fűtés funckció be- vagy kikapcsolásához.
	Légpárna gomb: A gomb minden egyes megnyomása egy légnyomás üzemmódra vált: összesen négy üzemmóddal (beleértve a légnyomás kikapcsolását is), amelyek ciklikusan kapcsolhatók.
	Masszázs terület gomb: Nyomja meg ezt a gombot a hátterület módok közötti váltáshoz.
	Manuális üzemmód gomb: A gomb minden egyes rövid megnyomásra átvált a következő masszázstechnikára.

6. Használati utasítás

A masszázsfunkciók kezelése és vezérlése

1. Készenlét Kikapcsolt állapotban a fotel készenléti módban van LED kikapcsolva).



2. Masszázs indítása

A masszázs elindításához nyomja meg a Be/Ki kapcsoló gombot. Nyissa meg a fő képernyőt és válasszon ki egy automata programot, hogy a masszázs elinduljon.

A fotel automatikusan kikapcsol, ha 5 percen belül nem választ ki programot



2.1A dőlészög beállítása és a test formájának felismerése

A dőlészög a testforma felismeréssel együtt megfelelően beállításra kerül (Kérjük, vegye figyelembe, hogy megnyomhatja az OK gombot, ha át szeretné ugrani ezt a funkciót.)



6. Használati utasítás

2.2 A vállpozíció beállítása

Amint a vállpozíció meghatározásra kerül, hangjelzés hallható.


Ha a felismerés eltér a tényleges vállpozíciótól, a „Fel” vagy „Le” gomb megnyomásával állíthatod be a megfelelő pozíciót. A vállpozíció 11 lépésben szabályozható.

Ha a vállpozíciót nem állítják be 10 másodpercen belül, a rendszer automatikusan átvált a masszázs üzemmódra.

Ha közvetlenül megnyomod az „OK” gombot, a rendszer azonnal elindítja a masszázsfunkciót.

Ha a vállpozíció nem észlelhető, a masszázs az alapértelmezett vállmagasságon történik.

Megjegyzés: A masszázs közben a kezelőfelületen a „Jobbra” gomb megnyomásával kiválaszthatod a „Vállbeállítás” menüt, az „OK” gombbal megnyithatod a vállbeállítás képernyőt, vagy a „Fel” és „Le” gombokkal módosíthatod a vállpozíciót.



Gomb	Leírás
	Kalibrálja felfelé a masszázsfőket úgy, hogy jól elérjék a megfelelő vállpozíciót.
	Kalibrálja lefelé a masszázsfőket úgy, hogy jól elérjék a megfelelő vállpozíciót.

6. Használati utasítás



3. A masszázsfejek pozíciójának beállítása

Ha a masszázsprogram kiválasztása után szükség van a masszázsfejek pozíciójának beállítására, akkor nyomja meg a „Menü” gombot a távirányítón és válassza ki azt a kézi funkciót, amit be szeretne állítani. A távirányítón közvetlenül is megnyomhatja a „Manuális” gombot és kiválaszthatja azt a funkciót, amit be szeretne állítani. Nyomja meg a „Balra” gombot, hogy visszatérjen az információs felülethez (A „Manuális funkció” lesz a felhasználói felület). Megnyomhatja közvetlenül a „Fel” és „Le” gombokat a kézi felhasználói felületen, hogy a masszázsfejeket felfelé vagy lefelé mozgassa, ha a masszázssterület Pontszerű masszázsra vagy Részterület masszázsra van állítva.

Ha a masszírozandó terület nem Pontszerű vagy Részterület masszázs, ki kell választania a manuális felhasználói felületen a „Masszázs beállítása” gombot. Keresse meg a kívánt masszázssterületet, válassza a Pontszerű vagy a Részterület masszázst, nyomja meg a „Balra” gombot, hogy visszatérjen a felhasználói felületre és nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat, hogy a masszázsfejeket felfelé vagy lefelé mozgassa és beállítsa.



6. Használati utasítás

4. Szünet gomb


A működésben lévő masszázsfolyamat alatt a Szünet gomb  megnyomásával az összes futó masszázsfunkciót átmenetileg szüneteltetheti. Nyomja meg újra a Szünet gombot, hogy a szünet előtti masszázsfolyamatot folytathassa. Amennyiben a szünet több, mint 20 percig tart, a készülék automatikusan kikapcsol.



5. Menü gomb

Nyomja meg a „Menü” gombot, hogy megnyissa a masszázsfunkciók kiválasztásának főmenüjét, beleértve a kapcsolókat az Automatikus funkciókhoz, a Manuális funkciókhoz és további más funkciókhoz.

Nyissa meg a Menüt, navigáljon felfelé vagy lefelé a funkciók kiválasztásához és nyomja meg az „OK” gombot, hogy a következő kiválasztási szintre kerüljön. Nyomja meg a „Balra” gombot, hogy visszatérjen a korábbi menüfelülethez.




6. Használati utasítás

1. Automata funkció

Nyomja meg a Menü  gombot, hogy a főmenüt előhívja. Nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat, hogy kiválassza az Automata funkciót, aztán erősítse meg az „OK” gombbal. A távirányítón közvetlenül is megnyomhatja az „Automata”  gombot, hogy az automata funkciók kiválasztásához jusson.

15 automata masszázsprogramot lehet kiválasztani: Komfort masszázs, Relax masszázs, Nyújtó masszázs, Nyak- és Vállmasszázs, Hát- és Derékmasszázs, Teljes testmasszázs, Gerincmasszázs, Pihentető masszázs, Meridián masszázs, Pro masszázs, Jó éjt masszázs, Gyengéd masszázs, Serkentő masszázs, Alsótest masszázs és Test egyensúly masszázs.

Nyissa meg az automatikus funkciók felhasználó felületét és nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat a kívánt masszázsprogram és automatikus funkciók kiválasztásához, aztán térjen vissza a felhasználói felületre. A felhasználói felület az automatikus funkciók információk felületeként fog megjelenni.



6. Használati utasítás

Funkció	Leírás
Komfort masszázs	A legkényelmesebb masszázskélmény.
Relax masszázs	Lazítsa el és pihentesse a testét egy lágy és kellemes mélymasszázzsal.
Thai-Swing-Masszázs	A lábtámasz és a háttámla speciális ergonomiai mozgása segítségével nyújtja a lábakat és a derekat. Így tudja hatékonyan megszüntetni a fáradtságot, csökkenteni az ízületi fájdalmakat és visszaállítani a vitalitást.
Nyak- és Vállmasszázs	A nyak és a váll számára egyedülálló masszázstechnikával a nyaki csigolyák és vállapok hatékony masszázst tudja élvezni. Enyhíti a nyaki- és vállfájdalmakat és csökkenti a fáradtság jelenségeit.
Hát- és Derékmasszázs	A hát- és derékmasszázs során a súlypont a hát- és derékfájdalmak csökkentésén van.
Teljes testmasszázs	A teljes izomzat masszírozása felébreszti a test különböző funkciói területeit és Ön teljes vitalitással kezdheti a napot.
Gerincmasszázs	Egy egyedülálló gerincmasszázs technika támogatja a vérkeringést, enyhíti a nyaki- és vállfájdalmakat és a fej területeinek jobb oxigén ellátását eredményezi.
Pihentető masszázs	Csökkenti az általános fáradtságot és izomlázatot, lazítja a hátat és az izmokat, javítja a mikrokeringést és gyorsan enyhíti a fáradtságot.
Meridián masszázs	Megtisztítón hat a meridiánokra. Támogatja a test mikrokeringését és erősíti az immunrendszert.
Pro masszázs	Testileg aktív személyek a masszázs segítségével javítják a mozgékonyágukat. Oldja a feszültségeket és optimalizálja az általános testfunkciókat.
Jó éjt masszázs	A 12 legfontosabb akupunktúrás pont masszírozása segít a testnek visszaállítani az egyensúlyát és gondoskodik az alvás és az alvásminőség gyors javításáról.
Gyengéd masszázs	Ez a masszázs mindenkinek szól, de főleg az előrehaladottabb korú embereknek alkalmas. A masszázs gyengéd és kímélő. Különösen stresszes emberek számára is ajánlatos.
Serkentő masszázs	Ez a masszázs a test tréning utáni gyors felépülését teszi lehetővé, melynek során egy optimális regeneráció történik.
Alsótest masszázs	A hát alsó részének, a fenéknek és a combnak a hatékony masszírozása hozzájárul a szellem elazulásához és szabályozza a különböző testfunkciókat.
Test egyensúly masszázs	A stressz során tehermentesít, csökkenti a fáradtságot, nyugtatja a szellemet, lazítja az izmokat, testet és szellemet egyensúlyba hozza, gondoskodik egy kiegyensúlyozott közérzetről és támogatja az alvást.

6. Használati utasítás

2. Manuális funkciók

Nyomja meg a „Menü” gombot  a főmenü megnyitásához. Nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat a manuális funkciók kiválasztásához, aztán erősítse meg az „OK” gombbal. A távirányítón közvetlenül is megnyomhatja a „Manuális” gombot, hogy a manuális  funkciókapcsolókat megnyithassa.

9 manuális masszázsfunkció van, ezek a következők: Gyúrás, Ütögetés, ritmikus ütögetés, Gyúrás és Ütögetés, Shiatsu, 3D gyúrás, 3D ütögetés, 3D gyúrás és ütögetés, 3D shiatsu.

A manuális felhasználói felület megnyitása után válassza ki a „Fel” és „Le” nyilakkal a kívánt manuális masszázstechnikát és megerősítésért nyomja meg az „OK” gombot. A technika kiválasztása után nem tér vissza automatikusan az előző felhasználói felületre. Nyomja meg a „Balra” gombot, hogy visszatérjen az előző felhasználói felületre. Ha az előző felhasználói felületre visszatér, a Manuális masszázstechnikák felhasználói felületére jut.



6. Használati utasítás

Funkció	Masszázsfejek beállítása	
Gyúrás	Sebesség	A sebesség 5 fokozatban állítható.
Ütögetés	Sebesség és szélesség	
Ritmikus ütögetés	Sebesség és szélesség	A szélesség 3 fokozatban állítható
Gyúrás és ütögetés	Sebesség	
Shiatsu	Szélesség	
3D gyúrás	Sebesség	
3D ütögetés	Sebesség és szélesség	
3D gyúrás és ütögetés	Sebesség	
3D shiatsu	Szélesség	



6. Használati utasítás

3. További funkciók

Nyomja meg a „Menü” gombot a Menü felület megnyitásához, nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat a „További funkciók” kiválasztásához és erősítse meg az „OK” gombbal. A távirányítón közvetlenül is megnyomhatja a „További funkciók” gombot, hogy a További funkciók felhasználoi felületét megnyithassa.

A további funkciókhoz a következők tartoznak: felső légnyomás, alsó légnyomás, melegítés, és más masszázsfunkciók.

Amint a „További funkciók” képernyőjére kerül, válassza ki a „Fel” vagy „Le” gombokkal a kívánt masszázsfunkciót és aktiválja vagy állítsa le a „Jobbra” gombbal. Nyomja meg a „Balra” gombot, hogy az előző menüfelülethez visszatérjen.




6. Használati utasítás

1. További funkciók – Felső légnyomás

Felső légnyomás: Váll-, kéz- és derékmasszázs funkciók.


Válassza ki a „További funkciók”-at a felhasználói felületen és nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat a Felső légnyomás kiválasztásához. Nyomja meg a „Jobbra” gombot, hogy be- vagy kikapcsolja a Felső légmasszázszt, aztán erősítse meg azt az „OK” gombbal. A „Balra” gombbal térjen vissza az előző menüfelületre.



2. További funkciók – Alsó légnyomás

Alsó légnyomás: Masszázsfunckiók a lábaknak és lábfejeknek.

Válassza ki a „További funkciók”-at a felhasználói felületen és nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat az Alsó légnyomás kiválasztásához. Nyomja meg a „Jobbra” gombot, hogy be- vagy kikapcsolja az Alsó légmasszázszt, aztán erősítse meg azt az „OK” gombbal. A „Balra” gombbal térjen vissza az előző menüfelületre.




6. Használati utasítás

3.További funkciók – Melegítés

Melegítés: Kapcsolja beki a melegítést. A fellemelegítés kb. 3 percig tart.

Válassza ki a „További funkciók”-at a felhasználói felületen és nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat az Melegítés kiválasztásához. Nyomja meg a „Jobbra” gombot, hogy be- vagy kikapcsolja a Melegítést, aztán erősítse meg azt az „OK” gombbal. A „Balra” gombbal térjen vissza az előző menüfelületre.





6. Használati utasítás

4.Beállítás

Nyomja meg a „Menü” gombot a Főmenü megnyitásához. Válassza ki a „Fel” vagy „Le” gombokkal vagy közvetlenül a távirányítón a Csillag gombbal a Beállítás szimbólumot és nyomja meg az „OK” gombot a Beállítások menü megnyitásához.

A Beállításokhoz a következők tartoznak: Nyelvek, Bluetooth és Készülék ID.


A Beállítás menüfelület megnyitása után nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombot a kívánt beállításfunkció kiválasztásához. Nyomja meg ezután a „Jobbra” gombot a kiválasztott beállítás funkció beállításához és végezetül erősítse meg ezt az „OK” gombbal. A „Balra” gombbal térhet vissza az előző menüfelületre.



6. Használati utasítás

1.Beállítás – Nyelv beállítás


Nyissa meg a Beállítás menüt. Használja a „Fel” és „Le” gombokat a nyelv kiválasztásához, erősítse meg a jobb gombbal. Ezután válassza ki az Ön nyelvét az OK gombbal. A Balra gombbal tud visszalépni.



2.Beállítás – Bluetooth

Aktiválja a fotel Bluetooth funkcióját, hogy összekösse a Bluetooth képes készülékét (pl. Mobiltelefon, Tablet, stb.) a fotellel. A fotel Bluetooth moduljának párosítása és csatlakoztatása után lejátszható a zene az Ön külső készülékéről, az vezeték nélkül, Bluetooth-n keresztül továbbítható a fotel hangrendszeréhez.

Nyissa meg a Beállításokat a felhasználói felületen és válassza ki a Fel vagy Le gombokkal a Bluetooth-t. Nyomja meg ezután a Jobbra gombot a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolásához és erősítse meg azt az OK gombbal. Nyomja meg a Balra gombot az előző menüfelülethez történő visszatéréshez.




6. Használati utasítás

3.Beállítás – ID kód

ID kód: A készülék ID kódjának megjelenítése.

A Beállítás felület megnyitása után a Fel vagy Le gombbal válassza ki a Készülék ID-t és jelenítse meg a készülék készülékszámát.



6. Használati utasítás

4.A masszázs beállítása

Nyomja meg a felhasználói felületen a „Balra” vagy „Jobbra” gombot a Masszázsbeállítások kiválasztásához, aztán nyomja meg az „OK” gombot, hogy megnyissa a felhasználói felületet a masszázsbéállításokhoz.

7 funkció áll rendelkezésre a masszázs beállításához: Hátmasszázs sebessége, 3D intenzitás, Masszázssterület, Masszázs szélessége, Légmasszázs erőssége, Görgők sebessége, Masszázs idővezérlése, stb.

Amint megnyitotta a felhasználói felületet a masszázsbéállításokhoz, nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombot a kívánt beállítás kiválasztásához. Nyomja meg a „Jobbra” gombot a masszázs fokozatának beállításához és végezeti az „OK” gombot, miután kiválasztott egy masszázsbéállítást. Nyomja meg a „Balra” gombot az előző menüfelületre történő visszatéréshez.



Funkció	Leírás
Hátmasszázs sebessége	5 sebesség fokozat
3D intenzitás	5 fokozatban állítható intenzitás.
Masszázssterület	Válasszon az 5 módozatból: Pontszerű, Részterület, Teljes, Felső és Alsó.
Masszázs szélessége	3 szélességi módban állítható
Légmasszázs erőssége	5 fokozatban szabályozható erősség
Görgők sebessége	4 módozat áll rendelkezésre, közöttük a „Zárás” és az 1-3 fokozat.
Idővezérlés	4 módozat áll rendelkezésre: +10 perc, +5 perc, -5 perc, -10 perc.

6. Használati utasítás

Kérjük, figyeljen arra, hogy a rendelkezésre álló masszázsidő a fennmaradó idő függvényében változhat. Amennyiben a megjelenített idő nem engedi meg egy adott időintervallum hozzáadását vagy levonását, az adott folyamat nem elérhető. Amikor pl. a távirányítón 39 perc jelenik meg, a beállítható időtartomány a rendelkezésre álló masszázsidő tekintetében -5 percre vagy -10 percre korlátozódik. Nem lehetséges +10 perc vagy +5 perc kiválasztása.

Zéró gravitáció

Nyomja meg a Zéró gravitáció gombot a Zéró gravitációs szög pozíciójának beállításához. Szükség szerint a Zéró gravitációs szög különböző pozícióit tudja kiválasztani. Az első fokozat eléréséhez nyomja meg a gombot egyszer. A második fokozathoz nyomja meg a gombot kétszer. A harmadik fokozat elérése érdekében nyomja meg a gombot háromszor. A kiinduló ponthoz történő visszatéréshez négyszer kell megnyomni a gombot.




Gomb	Leírás
	A felhasználó a Zéró gravitáció gombon keresztül a vádli és a hátrész kereteinek Zéró gravitáció pozícióba állítását tudja elvégezni, éppúgy mint a 3 Zéró gravitáció módozat és a fotel lesüllyesztés módjának kiválasztását, amik ciklikusan váltják egymást.

5. Gomb a fotel dőlészögének beállításához

Gomb	Leírás
	A háttámasz felemeléséhez tartsa nyomva az ülés felegyenestés gombját, amíg a kívánt magasságot eléri. A lábrész süllyesztése érdekében tartsa nyomva a gombot, amíg a lábrész nem kerül a kívánt pozícióba. A lábrész felemelésének vagy süllyesztésének megállításához engedje el a gombot.
	A hátrész lassú süllyesztése érdekében tartsa nyomva az ülés süllyesztés gombot. A lábrész lassú emeléséhez tartsa nyomva a lábrész emelő gombot. A hátrész felemelésének vagy süllyesztésének megállításához engedje el a gombot.

6. Használati utasítás

Bluetooth-hangszóró-lejátszás



1. Bluetooth gomb: A Bluetooth kapcsolat be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a távirányítón a „Bluetooth” * gombot.
2. Nyissa meg az okos eszközön a „Beállítások”-at és válassza ki a Bluetooth-t. Nyissa meg a Bluetooth-t és automatikusan elkezdődik egy új Bluetooth készülék keresése.
3. Az okos eszköz keresi a megfelelő Bluetooth modellt (IMCM-XXXX). Kattitson rá a „Párosítás” gombra, ha ezzel a kéréssel találkozna.
4. Kapcsolja be az okos eszköz zenelejátszóját és válassza ki a lejátszandó zeneszámot.


6. Használati utasítás

A masszázs művelet befejezése

A masszázsfunckciók használata közbeni kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg a távirányító be-/kikapcsoló gombját. Ezzel visszaállítja a háttámlát és a lábtartót is.

Alternatív megoldásként a masszázs időzítő automatikusan kikapcsol minden funckiót a beállított idő letelte után, de a háttámla és a lábtartó működőképes marad.

A készülék kikapcsolásához kapcsolja ki a főkapcsolót.



7. Tisztítás és ápolás

PU bőr és műanyag alkatrészek tisztítása

Használjon puha, száraz ruhát a bőr letörléséhez.

- Ne tisztítsa a terméket vegyszerekkel, például higítóval, benzinnel, alkohollal stb.
- Ha kereskedelemben kapható bőrápoló termékeket használ, kérjük, kövesse a használati utasítást.

Ha a PU bőr különösen szennyezett, törölje le a következő módszerekkel.

1. Mártson egy puha ruhát 3–5%-os semleges mosószeres vízbe vagy forró vízbe, és alaposan csavarja ki.
2. Törölje le a bőrfelületet a fent említett puha kendővel.
3. Távolítsa el a tisztítóoldatot tiszta vízzel átitatott és alaposan kicsavart ruhával.
4. Szárítsa meg a bőrt egy kicsavart puha ruhával.
5. Ezután hagyja levegőn megszáradni.

- Ha a foltokat nehéz eltávolítani, javasoljuk, hogy mártson egy darab kereskedelmi forgalomban kapható melaminhabot semleges tisztítószer oldatába, és törölje át vele a fotelt.
- Ne használjon hajszárítót a felület szárításához.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az anyag színe lekopik a PU bőr felületéről. Ezért legyen óvatos, amikor a széket farmernadrággal és színes szövetekkel tisztítja.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a részeknek és a műanyagnak a hosszan tartó érintkezése elszíneződést okozhat.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a PU bőr elszíneződhet, ha hajfestékkel érintkezik. A problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy hajfestéskor takarja le az érintett területet egy törülközővel.



8. Hibaelhárítás

Hiba	Amikor a lábtartó mechanizmus vagy a háttámla elér egy bizonyos pozíciót, és a pozíció már nem változik, mikor megnyomja a kívánt beállító gombot.
Megoldás	A termék felépítése és ergonómiai követelményei miatt ennek a terméknek biztonsági korlátja van a pozíció beállítására. A határérték elérésekor egyidejűleg hangjelzés hallható.

Hiba	A fotel bekapcsolása után egyes funkciók nem működnek.
Megoldás	A készülék bekapcsológomb megnyomásával történő bekapcsolása után manuálisan kell kiválasztani egy automatikus masszázsprogramot vagy más üzemmódot. Ha nem történik választás, a készülék 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ha a kézi üzemmódot választja, a nem kiválasztott funkciók letilthatók, és az üzemmódot kézzel kell beállítani.

Hiba	A készülék olyan hangot ad, mint a bőr súrlódása, amikor helyzetét változtatja.
Megoldás	Ez a termék kiváló minőségű, kopásálló szintetikus bőrből készült, amely megfelel a környezetvédelmi követelményeknek. A bőrányagok speciális tulajdonságai miatt enyhe zaj lép fel, amikor a megfelelő területen áthalad a mozgás. Ez normális jelenség. Megjegyzés: Ha szövet- vagy bőrszakadáshoz hasonló zajt hall működés közben, azonnal hagyja abba a masszázst, és forduljon szakemberhez.


Hiba	A masszázsfejek nem értek el a vállhoz vagy a nyakhoz.
Megoldás	Hacsak nem hagyta ki a testszkent a masszázs előtt, kézzel kell beállítani a váll helyzetét a főmenüben. Ha ez nem elég, és a fej nem érinti a fejpárnát, vagy a háttámla nem érinti a háttámlát, akkor a vállak helyzete alacsonyabb lehet, mint a tényleges helyzet a testforma észlelése során. Üljön az ülőfelület legmélyebb pozíciójába, döntse a fejét a fejtámlára, és kezdje újra.
Hiba	A készülék sérült. A hálózati adapter vagy a hálózati csatlakozó szokatlanul forró.
Megoldás	Hagyja abba a készülék használatát, és kapcsolja ki az áramellátást. A balesetek elkerülése érdekében forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy kétsége van ezzel a termékkel kapcsolatban, forduljon a felelős szerviz-személyezethez.

9. Műszaki adatok

Modell:	BetaSonic III
Bruttó tömeg:	95 kg
Nettó tömeg:	80 kg
Feszültség:	220-240V ~ 50/60Hz
Névleges teljesítmény:	220W
Légnyomás:	0,022-0,03 MPa
Zajszint:	≤60 dB
Biztonsági osztály:	I. osztály
Működési idő:	20 perc
Tanúsítványok:	CE ENEC
braintronics®:	21 perc

Tömeg:	50 x 76 x 116 cm
Függőleges:	185 x 156 x 76 cm
Fekve:	185 x 156 x 76 cm



8. Speciális funkciók



PONT

A masszírozó fejek punktuálisan tudnak masszírozni.



GYÚRÁS

A gyúrás során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel markolásszák és gyúrók. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség lazítására használják.



VEREGETÉS

A veregetés során rövid ütőgető mozdulatokat végeznek kézzel, tenyérrel vagy ököllel. Ez serkenti a bőr vérrellátását és lazítja a feszült izmokat. A tüdő magasságában végzett VEREGETÉS masszázis javítja a nyákdóbt.



SHIATSU

A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A masszázstechnika gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és forgatásokból áll. A shiatsu célja, hogy serkentsen a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.



LÉGNYOMÁS

A felemelkedő és lelapadó légpárnák egy pumpáló mozgást eredményeznek, ami természetes izomreflexeket kelt. Különösen jótékony hatású a vádli és a lábfej területén.



GYÚRÁS & VEREGETÉS (DUAL ACTION)

Itt a dagasztó és kopogtató masszírozó technika egyesül, hogy egyidejűleg oldja a feszültséget és serkentsen a vérkeringést.



AUTOMATIKUS

A speciálisan kifejlesztett, teljes testre kiterjedő automatikus programok a különböző masszázstechnikák széles skáláját kínálják. A hőfunkció opcionálisan bekapcsolható.



HÁTRÉSZ

Minden mérethez hozzáigazítható masszázsterület.



SZÉN HŐ

A mélyre ható karbon infravörös fűtés tágítja az ereket, megnövekszik a vérellátás és csökkenti az izmok tónusát. Továbbá különösen kellemes hatással van az idegsejtekre, amelyek a fájdalmak az agy részére való jelensére szolgálnak.



LÁBMASSÍROZÓ

Kényelmi lábmasszázs – még a lábgörök a sebessége is állítható.



LEVEGŐ TERÜLET

Légzsák masszázis az egész test számára. A különböző területek egyénileg szabályozhatók.



BLUETOOTH

Kábel nélküli adatátvitel.



SÚLYTALAN ÁLLAPOT

Őn az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan érzés” állapotába kerül.



GÖRGETÉS

A görgetés az izomzat feszülésének és elemnyedésének kellemes váltakozása, ezért különösen nyugtató és pihentető. Ezt a technikát gyakran alkalmazzák a masszírozás végén az izmok ellazításához és kikapcsolódás gyanánt.



GYÚRNI ÉS REBEGTETNI

A masszázis kombinációja a gyúrás és a rebegtetés.



FLATTERS

A tenyérrel történő könnyű kopogtatás elősegíti az izmok vérkeringését és feszesíti a kötőszövetet, miközben csökkenti a feszültséget.



L-ALAKÚ

Mélyen ható, teljes testmasszázs a nyaktól a fenéig.



S-LINE

Ebben az automatikus programban a testhez különösen közel lévő masszázsfekjek az egész hátát egészen a fenékig masszírozzák. Az S alakú mechanizmus a gerinc természetes anatómiáját követi.



HELYTAKARÉKOS

A fekvő pozícióhoz a masszázsfotel előre megy és ezáltal csak 5 cm faltávolságra van szüksége. Helytakarékos és kényelmes!



2D MASSZÁZS

2D MASSZÁZS A 2D masszázsmechanizmus lehetővé teszi, hogy a masszázsfotel felmérje az Ön hátát, és képes felismerni a gerincszakaszok pontos helyzetét is.



BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ

A lábtámasz is meghosszabbítható és így minden testmagassághoz egyénre szabottan hozzáigazítható.



FEKVŐ POZÍCIÓ

Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes érzetet biztosító helyzetének egyéni beállításához.



BRAINTRONICS®

A braintronic® Technologie audio stimuláció útján szinkronizálja az Ön agyhullámait. Speciálisan kifejlesztett masszázss programokkal kombinálva ellazul az stressz által megkínzott teste. Teljesen mindegy, hogy Ön ellazulni, álmodni vagy tanulni szeretne – minden lehetséges.



VÁLLRÉS BEÁLLÍTÁSA

A váll területén található masszírozó fejek felfelé és lefelé mozgathatóak.



LEVEGŐ INTENZITÁSA

Az airbag masszázss intenzitása beállítható.



3D MASSZÁZS

Ezzel a legújabb technológiával a masszázssrobot nemcsak felfelé és lefelé mozog a hátán, hanem az izmokba és az izmokból is.



VÁLLFOGÁS

Célzott gyűrő masszázss a váll-/tarkó környékén – zseniális ezen testrészt célzott bántalmi esetén.



SEBESSÉG

A masszázss-sebesség beállítható.



SZÉLESSÉG

A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes és széles).



ZENE

További kikapcsolódás és élvezet a zene funkcióval.



REFLEXZÓNÁK

A láb-reflexzóna masszázss regenerálja a láb izmokat és harmonizáló hatással van szinte valamennyi szervre.



MASSZÍROZÓ KEZEK ÉRZET

A speciálisan kifejlesztett masszázss-fekjek a masször kezének mozgását utánozzák. Legfeljebb 41 fokos szögben akár 6,5 cm távolságra is ki tudnak nyúlni, és a kezekhez hasonló módon, hatékonyan masszírozni tudják a nyak-, a hát- és az ágyékcsigolyákat.



GYORS HOZZÁFÉRÉS

A kartámlában található gyors starttal a legfontosabb funkciók egy kézmozdulattal vezérelhetők.



DUPLA SENZOROS TESTSKENNER

A tarkó és a hát legfontosabb területeinek feltérképezéséhez a masszázssfotel először elvégző egy testszkennelést, hogy biztosítsa a masszázsshoz szükséges optimális nyomást. A szkenn-technológia felismeri háta magasságát. Az érték beállítása szükség esetén a szkennelési folyamathoz kapcsolódóan módosítható.

11. Jogi kérdések

11.1 EU-megfelelőségi nyilatkozat

Megfelel az EMC 2014/30/EU, az LVD 2014/35/EU és a RoHS európai irányelveknek.

11.2 Jótállási kötelezettségek

Az eladó az alábbi táblázatban leírt termékre vonatkozó törvényes jótállási időt adja meg. A garancia a vásárlás napjától érvényes. A vásárlás dátumát a vásárlás igazolásával kell igazolni. Az eladó ingyenesen kijavítja vagy kicseréli a garancia hatálya alá tartozó, Németországban hibásnak bizonyuló termékeket. Ez nem vonatkozik az olyan kopóalkatrészekre, mint például a szövethuzatok. Ennek előfeltétele, hogy a hibás készüléket a garanciaidő lejártá előtt a vásárlást igazoló bizonylattal együtt visszaküldjék.

A garancia érvényét veszti, ha a hiba észlelése után a hiba például külső behatások vagy nem a gyártó vagy a hivatalos kereskedő által végzett javítások vagy módosítások következtében következett be. A kereskedő garanciája a termék javítására vagy cseréjére korlátozódik. E garancia keretében a gyártó vagy a kereskedő nem vállal további kötelezettségeket, és nem felel a kezelési útmutató be nem tartása és/vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkezett károkért.

Ha a termék gyártó általi vizsgálata során kiderül, hogy a jótállási igény olyan hibára vonatkozik, amelyre a jótállás nem terjed ki, vagy a jótállási időszak lejárt, a vizsgálat és a javítás költségei a vásárlót terhelik.

Jogi megjegyzés: Az itt szereplő nyilatkozatok egyike sem gyógyító jellegű. A betegségek és egyéb fizikai rendellenességek diagnosztizálásához és kezeléséhez orvoshoz, alternatív gyógyászhoz vagy terapeutához kell fordulni. Az információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik az orvosi kezelést. Minden egyes felhasználónak magának kell eldöntenie, hogy egy adott esetben alapos vizsgálat és szükség esetén szakemberrel való konzultáció után megállapítsa az alkalmazás hasznosságát. Bármilyen alkalmazás vagy terápia a felhasználó saját felelősségére történik. Elhatárolódunk mindenféle gyógyításra vonatkozó állítástól és ígértől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Szerzői jog A képek és szövegek a CASADA International GmbH szerzői jogát képezik, és csak külön feltüntetéssel használhatók fel.
copyright © 2023 CASADA International GmbH.minden jog fenntartva.A2-SK3-EN1023

¡Felicidades!

Con la compra de este sillón de masaje usted demuestra su conciencia de la salud y le pedimos que lea atentamente y siga las instrucciones de seguridad para que pueda disfrutar de los beneficios de este dispositivo durante mucho tiempo. Por favor, lea atentamente las instrucciones de seguridad y sígalas **BetaSonicIII**.

Índice

1. Precauciones de seguridad.....	04
2. Instalación.....	07
3. Compruebe alrededor.....	10
4. Componentes del producto	12
5. Mando	14
6. Instrucciones de funcionamiento	18
7. Instrucciones de uso	36
8. Solución de problemas	37
9. Especificaciones del producto	38
10. Funciones especiales.....	39
11. Cuestiones jurídicas	40
11.1 Declaración de conformidad de la UE	40
11.2 Obligaciones de garantía	40

< timetorelax

Desde su fundación en el año 2000, el nombre CASADA ha sido sinónimo de productos de alta calidad en el campo del bienestar y la forma física, y hoy en día los dispositivos CASADA están disponibles en todo el mundo. El desarrollo continuo, el diseño original y un enfoque estricto en la mejora de la calidad de vida caracterizan a los productos CASADA, al igual que su calidad fiable y excelente.

1. Precauciones de seguridad

- Lea atentamente todas las instrucciones relevantes antes de su uso.
- Las notas marcadas aquí le ayudarán a utilizar el producto de forma segura y correcta.
- Para indicar claramente el alcance de los daños y perjuicios, las precauciones se dividen en „Advertencia“ y „Precaución“ que pueden deberse a un uso incorrecto. Ambos son importantes para la seguridad y deben seguirse.
- Preste atención al símbolo antes de cada elemento de seguridad.



Advertencia: Indica que un uso inadecuado puede provocar lesiones graves o la muerte.



Advertencia: Indica que el mal uso puede causar lesiones menores o daños a la propiedad.



Prohibido: Prohibición absoluta

Los siguientes colectivos no deben utilizar este producto.



Prohibido

- El dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, discapacidades sensoriales o neurológicas o que carezcan de experiencia y sentido común, a menos que estén supervisadas e instruidas en el uso del dispositivo por personas responsables de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con instrumentos.
- Pacientes con osteoporosis.
- Pacientes con enfermedades cardíacas o que usan dispositivos médicos electrónicos como un marcapasos.
- Personas que tienen fiebre.
- Mujeres embarazadas o en período menstrual.
- Pacientes que estén lesionados o tengan alguna enfermedad de la piel.
- Cuando no esté supervisado, no se permitirá el uso de este producto a niños menores de 14 años que estén inconscientes.
- Se prohíbe el uso de este producto a personas con el cuerpo mojado.
- Este producto tiene una superficie caliente. Las personas sensibles al calor deben prestar atención al utilizar este producto.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser sustituido por un profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento o departamento similar.

Advertencias de seguridad importantes



Advertencias

- No permita que los niños toquen ninguna parte móvil de este producto.
- Utilice la fuente de alimentación con una buena conexión a tierra adecuada para este producto.
- Desenchufe el sillón después de su uso o antes de limpiarlo para evitar lesiones físicas o daños al producto.
- Opere este producto según las instrucciones de este manual.
- No utilice piezas o accesorios que no estén recomendados.
- No utilice este producto al aire libre.
- Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de realizar la operación.
- Nunca utilice este producto para ningún otro propósito que no esté mencionado en este documento.
- Se recomiendan 20 minutos de uso cada vez.
- No utilice este producto si la funda o el cuero están rotos o dañados.
- No deje caer nada dentro de este producto.
- Nunca se duerma mientras usa este producto.
- No utilice este producto en estado ebrio o si no se siente bien.
- No utilice este producto con fuerza excesiva para evitar lesiones.

1. Precauciones de seguridad



Precaución

- Compruebe que el voltaje coincida con las especificaciones del producto.
- Nunca enchufe ni desenchufe el sillón con las manos mojadas.
- Para evitar descargas eléctricas o daños a este producto, no permita que entre agua en este producto.
- No tire del cable de alimentación al enchufar o desenchufar. Está prohibido el manejo brusco.
- No dañe el cable ni altere los circuitos electrónicos del sillón.
- No limpie con un paño húmedo ninguna de las piezas que tengan carga eléctrica, como interruptores y enchufes.
- Manténgase fuera del sillón cuando se corte la energía para evitar lesiones si la energía se restablece repentinamente.
- Si nota algún funcionamiento anormal del sillón, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con su representante local.
- Deje de usar este producto si no se siente bien y busque consejo de su médico o profesional de la salud.

Braintronics® Contraindicaciones

- Psicosis (por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión endógena)
- Trastornos de la personalidad
- Epilepsia y trastornos convulsivos similares
- Condiciones cardíacas
- Enfermedades del sistema nervioso central
- Trombosis
- Depresión endógena
- TDAH (poco activo)
- Ataque cardíaco o derrame cerebral reciente
- Discapacidad mental
- Adicciones como a drogas o alcohol o dependencia de medicamentos.
- Ingesta regular de drogas psicotrópicas.
- Embarazo

NOTA: Por razones éticas y legales, Braintronics® no debe utilizarse en niños y jóvenes sin el permiso explícito de sus representantes legales.

Condiciones de almacenamiento



Precaución

- Temperatura ambiente de almacenamiento: 5 °C a 40 °C.
- Humedad relativa (HR) entre 20% y 80%; libre de gases corrosivos y en una habitación bien ventilada.

1. Precauciones de seguridad

Servicio y mantenimiento del producto.



Precaución

- Este producto debe ser mantenido únicamente por el centro de servicio designado por el fabricante. Ningún usuario debe desmontarlo o darle mantenimiento sin permiso.
- No olvide apagar el interruptor de alimentación principal después del uso.
- No utilice este producto si la toma de corriente se afloja.
- Si este producto no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, es necesario enrollar el cable de alimentación de este producto y guardarlo en un ambiente seco y libre de polvo.
- No almacene este producto a altas temperaturas o cerca de llamas abiertas. Evite la exposición prolongada al sol directo.
- Limpie este producto con un paño seco. Nunca utilice diluyentes, benceno o alcohol.
- Los componentes mecánicos de este producto están especialmente diseñados y fabricados, por lo que no necesitan mantenimiento especial.
- No utilice un objeto afilado sobre este producto.
- No haga rodar ni tirar de este producto sobre terrenos irregulares. En cambio, debe levantarse antes de moverse.
- Utilice este producto de forma intermitente. No lo mantenga funcionando continuamente durante un largo período de tiempo.

Entorno de funcionamiento



Precaución

- No utilice este producto en un ambiente muy húmedo como el baño.
- Deje de usar este producto inmediatamente cuando la temperatura ambiente cambie bruscamente.
- No utilice este producto en ningún entorno con mucho polvo o productos cáusticos.
- No utilice este producto en un espacio pequeño o en un lugar sin buena ventilación.

Soluciones a averías habituales




Precaución

- Si el motor suena durante el funcionamiento de este producto, este es el sonido de funcionamiento normal.
- Si el controlador no funciona normalmente, verifique si el enchufe y la toma de corriente están conectados de manera correcta y si el interruptor de encendido está encendido.
- Al finaliza el tiempo de trabajo nominal, este producto activará automáticamente el botón de apagado; Si este producto sigue funcionando durante un período prolongado de tiempo, el protector de temperatura lo detendrá automáticamente. El producto se puede volver a utilizar al cabo de media hora.

2. Instalación

Instrucciones de instalación del mecanismo de piernas.

1. Inserte el cable de la pantorrilla y el tubo de aire en el casquillo frontal del conjunto del marco de acero del sillón (Figura 1).
2. Luego empuje el cable conectado y el tubo de aire dentro del orificio del marco del respaldo (Figura 2).
3. Una vez completado el acoplamiento de cables, abra las cubiertas de fijación de las pantorrillas en ambos lados del conjunto de estructura de acero (Figura 3).
4. Levante la pantorrilla hacia la muesca, cierre las cubiertas de fijación y asegúrela en su lugar con dos tornillos (Figura 4).




Colocación del sillón de masaje

Asegúrese de que haya suficiente espacio para que el sillón de masaje pueda inclinarse al menos 30 cm de la pared.



No exponga el sillón de masaje directamente a ambientes con altas temperaturas debido a la luz solar (como: frente a equipos de calefacción, y colóquelo en un lugar donde pueda evitar altas temperaturas y luz solar directa. Se recomienda colocar un cojín suave para uso a largo plazo en un lugar designado. Al colocar el cojín, el tamaño del mismo debe ser suficiente para cubrir el rango donde la máquina toca el piso y el rango donde los pies tocan el




2. Instalación

Instrucción de elevación del producto


Requiere trabajo en equipo para levantar y mover la silla para evitar lesiones.

1. Levante el sillón de masaje para moverlo sobre un terreno vulnerable, como un piso de madera.
2. Al moverse sobre un piso de madera similar, se recomienda levantarlo. Evite dañar las ruedas. Cuando levante el piso y lo mueva a la posición designada, tenga cuidado de mantener las manos apartadas para evitar lesiones y tenga cuidado de no aplastarse los pies. No suelte la unidad hasta que esté completamente plana, el piso podría dañarse, por lo tanto, se recomienda colocar tapetes, etc. en el piso.



Cómo desmontar y utilizar el cojín del reposacabezas y el cojín del respaldo

El uso de un cojín como reposacabezas puede reducir la intensidad del masaje de amasamiento en el cuello y los hombros, y puede decidir si desea utilizar un cojín para reposacabezas según sus necesidades (se recomienda utilizar un cojín para reposacabezas). El cojín del respaldo y el respaldo están conectados mediante una cremallera (1), y el cojín del reposacabezas y el cojín del respaldo están conectados mediante una cremallera (2).




2. Instalación

Como mover el sillón

Utilice las ruedas traseras para mover el sillón de masaje. Mueva el sillón inclinandolo hacia abajo y hacia atrás unos 45° como se muestra en la imagen.

NOTA: Una fuerza excesiva para vascularlo hacia atrás, hará que la silla se vuelque completamente y dañe el producto.

1. Antes de moverse, apague el sillón correctamente para restablecerla la posición por completo y luego corte la energía.
2. Mantenga el sillón vacío cuando se mueva. (Las personas, las mascotas u otros objetos no podrán permanecer en la silla).
3. Al moverse, no cruce una barrera de caída de más de 2 mm o un espacio de más de 5 mm.
4. Cuando se utilizan ruedas para mover este producto, no se admite el movimiento continuo único; Si la distancia supera los 50 metros, haga que este producto se mueva mediante una trapaleta.



3. Antes de usar

Compruebe alrededor

Asegúrese de que no haya personas, mascotas u otros objetos alrededor de la unidad.




Asegúrese de que no haya objetos extraños en los huecos de la máquina.

Antes de masajear, asegúrese de que no haya objetos extraños en las piernas, pies, etc.



Bajo ninguna circunstancia las manos, los pies o la cabeza deben entrar en el área entre el mecanismo de la parte inferior de la pierna y el cuerpo principal o en el área entre el reposabrazos y la cápsula.

Bajo ninguna circunstancia las manos, los pies o la cabeza deben quedar atrapados debajo del revestimiento de tela o cuero de la zona de masaje.




3. Antes de usar


Encendido




Precaución



1. Enchufe el cable de alimentación



2. Diagrama esquemático de encendido.




3. Encienda el interruptor de encendido (posición „I“)




Advertencia

- Compruebe que el cable de alimentación y el enchufe no estén dañados antes de su uso.
- Suministre energía a este producto de acuerdo con los requisitos de energía de trabajo indicados para este producto.
- Está estrictamente prohibido utilizar una fuente de alimentación distinta a la fuente de alimentación nominal de este producto.
- Está estrictamente prohibido conectar varios dispositivos de conversión de energía para suministrar energía a este producto.


4. Componentes del producto



4. Componentes del producto



5. Mando




5. Mando

1. Pantalla de visualización: La pantalla TFT muestra la función de masaje en uso.
2. Botón On/Off: Enciende o apaga el sillón de masaje.
3. Botón de subida del asiento: el respaldo y las pantorrillas se ajustan al mismo tiempo para obtener la postura de masaje más cómoda.
4. Botón de gravedad cero: el sillón de masaje tiene cuatro ángulos de gravedad cero. Presione el botón una vez para seleccionar la primera marcha, dos veces para seleccionar la segunda, tres veces para seleccionar la tercera y cuatro veces para volver al estado inicial.
5. Botón Arriba: Utilice el botón Arriba para subir en el menú o ajustar la posición del masaje.
6. Botón OK: Confirma la función de masaje seleccionada o realiza un masaje confirmado.
7. Botón izquierdo: navegue por el botón izquierdo, regrese al menú anterior o seleccione la opción de la izquierda.
8. Botón Abajo: navegue por la tecla Abajo, seleccione la opción hacia abajo en el menú o ajuste la posición del masaje hacia abajo.
9. Botón de acceso directo a otras funciones: acceda a la interfaz de selección de funciones de otras funciones; para conocer las funciones detalladas, consulte la descripción en este manual.
10. Botón Automático: accede a la interfaz de usuario para seleccionar el modo de función automática. Para más información, consulte 'Programa automático'.
11. Botón de acceso directo para operación manual: Para ingresar a la interfaz para seleccionar la operación manual, y conocer la función detallada, consulte la descripción en este manual.
12. Botón Bluetooth: enciende o apaga la función Bluetooth.
13. Botón de pausa: pausa todas las funciones de masaje que se están ejecutando actualmente y presione este botón nuevamente para continuar ejecutando todas las funciones de masaje antes de la pausa.
14. Botón para bajar el asiento: El respaldo y las pantorrillas se ajustan simultáneamente para lograr el ángulo de masaje y la posición del asiento óptimos, asegurando un masaje cómodo y efectivo.
15. Botón derecho: navegue por la tecla derecha para ingresar al submenú o seleccione la opción a la derecha.
16. Botón de acceso directo a la función de configuración: Para ingresar a la interfaz de selección de la función de configuración, para conocer la función detallada, consulte la descripción en este manual.
17. Botón de menú: ingrese a la interfaz de selección del menú principal. Para conocer la función detallada, consulte la descripción en este manual.

5. Mando

Introducción a las teclas de acceso directo del reposabrazos




5. Mando

Función	Descripción
	Tecla de encendido: presione brevemente esta tecla para encender/apagar el masaje.
	Corona para tumbarse: Al girar esta corona en el sentido de las agujas del reloj, el respaldo se mueve hacia abajo lentamente y el reposapiernas se elevará lentamente; al soltarlo, dicha acción de ABAJO/ARRIBA del respaldo y del reposapiernas se detendrá.
	Corona para levantarse: Al girar esta corona en sentido antihorario, el respaldo se elevará lentamente y el reposapiernas se moverá hacia abajo lentamente; al soltarlo, la acción ARRIBA/ABAJO del respaldo y del reposapiernas será detenido.
	Presione esta tecla durante el masaje y todas las acciones del masaje serán suspendidas de una vez, (es decir, el sillón de masaje se apagará después de 20 minutos), luego presione esta tecla nuevamente para restaurar todas las acciones de masaje anteriores.
	Tecla de modo automático: cada vez que se presiona brevemente la tecla, se cambiará el tipo de masaje automático.
	Tecla de tratamiento térmico: haga clic en la tecla para habilitar o deshabilitar el la calefacción en el respaldo.
	Tecla de presión de aire: Cada vez que se presiona el botón, modifica la presión del aire. Hay un total de cuatro modos (incluido el apagado del aire). presión), que se puede conmutar cíclicamente.
	Tecla del área de masaje: presione este botón para cambiar el área de masaje de la espalda.
	Tecla de modo manual: cada vez que se presiona brevemente la tecla, se cambiará a la siguiente tipo de técnica de masaje.

6. Instrucciones de funcionamiento

Cómo controlar y operar la función de masaje.

1.En espera



Después del apagado, el sillón queda en modo de espera (LED apagado)

2.Empezar el masaje (botón on/off)

Presione el botón ON/OFF para iniciar el masaje. En la pantalla de inicio, seleccione el programa automático para iniciar el masaje. El sillón se apagará automáticamente si no se selecciona ningún programa en 5 minutos.



2.1. Ajuste del ángulo y detección de la forma del cuerpo. El ángulo se ajustará en consecuencia, junto con la detección de la forma del cuerpo (tenga en cuenta que puede presionar la tecla OK para omitir este paso).



6. Instrucciones de funcionamiento

2.2 Ajuste de la posición del hombro

Una vez que se ha detectado la posición de los hombros, suena una señal acústica.


Si la posición detectada no coincide con la posición real de tus hombros, puedes ajustarla pulsando los botones "Arriba" o "Abajo". La posición de los hombros se puede ajustar en 11 niveles.

Si no se realiza ningún ajuste en un plazo de 10 segundos, el sistema cambiará automáticamente al modo de masaje.

Si pulsas directamente el botón "OK", el sistema pasará inmediatamente a la función de masaje.


Si no se puede detectar la posición de los hombros, el masaje se realizará con la altura estándar predefinida.

Nota: Durante el masaje, puedes pulsar "Derecha" en la interfaz de usuario para acceder al menú de "Ajuste de hombros", pulsar "OK" para abrir la pantalla de ajuste, o ajustar la posición de los hombros con los botones "Arriba" o "Abajo".



Botón	Descripción
	Ajuste el cabezal de masaje hacia arriba para que alcance la posición adecuada del hombro.
	Ajuste el cabezal de masaje hacia abajo para que alcance la posición adecuada del hombro.

6. Instrucciones de uso



3. Ajuste del cabezal de masaje

Si necesita ajustar la posición del cabezal de masaje después de seleccionar un programa de masaje, presione el botón 'Menú'  en el control remoto y seleccione la función manual que desea ajustar. También puede presionar el botón 'Manual'  en el control remoto directamente y seleccionar la función manual que desea ajustar. Luego presione el botón 'Izquierda'  para regresar a la interfaz de información (la 'Función manual' se convierte en la interfaz de usuario en la interfaz de información).

Puede presionar el botón 'Arriba' o 'Abajo' directamente desde la interfaz de funciones manuales para mover el cabezal de masaje hacia arriba y hacia abajo cuando el área de masaje esté en 'Puntos' o 'Parcial'.


Si el área a masajear no es puntual o parcial, debe seleccionar Ajuste de masaje en la interfaz de función manual. Luego seleccione el área de masaje, seleccione Puntual o Parcial, presione el botón 'Izquierda' para regresar a la interfaz de información y presione el botón 'Arriba' o 'Abajo' para mover el cabezal de masaje arriba o abajo y ajustarla al zona deseada.



6. Instrucciones de uso

4. Botón de pausa


Cuando la función de masaje esté en ejecución, presione el botón de pausa  para detener temporalmente todas las funciones de masaje en ejecución; presione el botón de pausa nuevamente para reanudar la función de masaje antes de la pausa. Si la pausa es superior a 20 minutos, la máquina se apagará automáticamente.



5. Botón de menú

Presione el botón 'Menú'  para ingresar a la interfaz de selección de la función de masaje del menú principal, incluida la función automática, la función manual, la configuración de otras funciones u otras interfaces de funciones.

Ingresa a la interfaz del menú, presione 'Arriba' o 'Abajo' para seleccionar funciones y presione 'OK' para ingresar al siguiente nivel de selección; presione 'Izquierda' para regresar a la interfaz del menú anterior.




6. Instrucciones de uso

1 . Función automática

Presione el botón „Menú“  para ingresar a la interfaz del menú principal, presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función automática, presione el botón „OK“. También puede presionar directamente el botón „Automático“  en el control remoto para ingresar a la selección de función automática.

Hay 15 funciones de masaje automático: masaje de confort, masaje de relajación, masaje de estiramiento, masaje de cuello y hombros, masaje de espalda y cintura, masaje de cuerpo completo, masaje de enfoque de la columna, masaje de recuperación, masaje de meridianos, masaje profesional, masaje nocturno, masaje suave, refresco Masaje, masaje de la parte inferior del cuerpo y masaje de equilibrio corporal.

Ingresa a la interfaz de funciones automáticas , presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar cualquier programa de masaje de funciones automáticas y regresar a la interfaz de información. La interfaz de información se mostrará como una pantalla de información con funciones automáticas.



6. Instrucciones de uso

Función	Descripción
Masaje Comfort	La experiencia de masaje más cómoda.
Masaje Relax	Relájese y descansa con un suave y placentero de tejido profundo.
Masaje cumpio tailandés	Utilizando el movimiento ergonómico especial del reposa piernas y el respaldo, estire eficazmente las piernas y la cintura, eliminando así la fatiga, aliviando el dolor en las articulaciones y restaurando la vitalidad.
Masaje de Cuello & Hombros	La técnica única de masaje de cuello y hombros proporciona un masaje eficaz en la área cervical y el omóplato, aliviando el dolor de cuello y hombros, y reduciendo la fatiga.
Masaje de Espalda & Caderas	Se concentra en la espalda y la cintura para aliviar el dolor en esas áreas.
Masaje de Cuerpo entero	Al masajear toda la musculatura se pueden despertar rápidamente las distintas funciones del cuerpo para tener un día lleno de vitalidad.
Masaje enfocado en la Columna	La técnica única de masaje de vértebras mejora la circulación sanguínea, alivia el dolor de cuello y hombros, y garantiza un mejor suministro de oxígeno a la zona de la cabeza.
Masaje Recuperación	Mejora la fatiga y el dolor corporal en general, relaja la espalda y las extremidades, mejora la microcirculación y alivia rápidamente la fatiga.
Masaje de los Meridianos	Limpiar los meridianos. Mejora rápidamente la microcirculación del cuerpo y aumenta la inmunidad.
Masaje Pro	Para las personas activas, el masaje puede aumentar el movimiento, aliviar la presión y mejorar la función corporal.
Masaje Buenas noches	Masajea los 12 puntos de acupuntura para equilibrar la salud del cuerpo. Mejora rápidamente el sueño y su calidad.
Masaje Suave	Este masaje es apto para todo el mundo, especialmente para personas de edad avanzada. El masaje es suave y delicado. Recomendado para personas especialmente estresadas.
Masaje Refre-scante	Este masaje permite que el cuerpo se recupere rápidamente después del entrenamiento, asegurando una regeneración óptima.
Masaje de la parte inferior del cuerpo	Un masaje eficaz en la zona lumbar, los glúteos y los muslos ayuda a relajar la mente y regula diversas funciones corporales.
Masaje equilibrio corporal	Alivia el estrés, favorece el cansancio, calma la mente, relaja los músculos, equilibra el cuerpo y la mente, promueve una mente equilibrada y estimula el sueño.



6. Instrucciones de uso

2. Función manual

Presione el botón „Menú“  para ingresar a la interfaz del menú principal, presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función manual y presione el botón „OK“. Alternativamente, puede presionar el botón „Manual“  en el control remoto para acceder a la interfaz de función manual.

Hay 9 funciones de masaje manual, que incluyen Amasar, Tocar, Tocar, Amasar y tocar, Shiatsu, Amasar 3D, Tocar 3D, Amasar y tocar 3D y Shiatsu 3D.

Después de ingresar a la interfaz de función manual, use el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la técnica de masaje manual deseada y presione „OK“ para confirmar. Una vez seleccionada la técnica, no volverá automáticamente a la interfaz de información. Presione el botón „Izquierda“ para regresar a la interfaz anterior. Cuando regrese a la interfaz de información, encontrará que ha ingresado a la interfaz de información del masaje manual.



6. Instrucciones de uso

Función	Ajuste del cabezal de masaje	
Amasamiento	Velocidad.	Ajustable 5 niveles de velocidad Ajustable 3 niveles de ancho
Palmada	Velocidad y Anchura.	
Golpear	Velocidad y Anchura.	
Amasado & Palmada	Velocidad.	
Shiatsu	Anchura.	
3D Amasado	Velocidad.	
3D Palmada	Velocidad y Anchura.	
3D Amasado & Palmada	Velocidad.	
3D Shiatsu	Anchura.	



6. Instrucciones de uso

3. Otras funciones

Presione el botón „Menú“  para ingresar a la interfaz del menú, presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar el ícono de otras funciones y presione la tecla „OK“. También puede presionar el botón „Otras funciones“  en el control remoto para ingresar a la interfaz de Otras funciones.

Otras funciones incluyen: airbag superior, airbag inferior, calefacción y otras funciones de masaje.

Una vez en la pantalla „Otras funciones“, use el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función de masaje que desea y use el botón „Derecha“ para activarla o desactivarla, luego presione el botón „OK“ para confirmar. Presione el botón „Izquierda“ para regresar a la página anterior. Para volver a la interfaz del menú anterior.




6. Instrucciones de uso

1. Otras funciones - Airbag superior

Airbag superior: incluye funciones de aire en hombros, masaje de aire en brazos y presión de aire en cadera.


Ingresa a la interfaz de Otras funciones, presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función de masaje Airbag superior, presione el botón „Derecha“ para encender o apagar Airbag superior, luego presione el botón „OK“ para confirmar la selección. Presione el botón „Izquierda“ para regresar a la interfaz del menú anterior.



2. Otras funciones - Airbag inferior

Airbag inferior: incluye funciones de masaje de aire para piernas y aire para pies.

Ingresa a la interfaz de Otras funciones, use el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función de masaje de Airbag inferior, use el botón „Derecha“ para activar o desactivar el aire inferior y luego presione el botón „OK“ para confirmar la selección. Presione el botón „Izquierda“ para regresar a la interfaz del menú anterior.




6. Instrucciones de uso

3. Otras funciones – Calor

Calor: Enciende/apaga el calor. Se necesitan unos 3 minutos para calentarse.

Ingresa a la interfaz de Otras funciones, use la tecla „Arriba”/”Abajo” para seleccionar la función de Calefacción, use la tecla „Derecha” para seleccionar Encendido/Apagado, luego presione la tecla „OK” para confirmar la selección. Presione el botón „Izquierda” para regresar a la interfaz del menú anterior.




6. Instrucciones de uso

4. Configuración

Presione el botón „Menú”  para ingresar a la interfaz del menú principal, presione el botón „Arriba” o „Abajo” (o presione directamente el botón „Configuración”  en la interfaz de información) para seleccionar el ícono de configuración y presione el botón „OK” para ingresar a la interfaz de configuración. Las configuraciones incluyen: configuración de idioma, configuración de Bluetooth, ID del dispositivo y otras configuraciones.


Después de ingresar a la interfaz de configuración, presione la tecla „Arriba” o „Abajo” para seleccionar la función de configuración deseada, y presione la tecla „Derecha” para configurar la función de configuración seleccionada y luego presione „OK” para confirmar; presione la tecla „Izquierda” para volver a la interfaz del menú anterior.



6. Instrucciones de uso

1. Configuración - configuración de idioma


Vaya al menú de configuración. Utilice los botones arriba y abajo para elegir su idioma y el botón derecho para ingresarlo. Luego, selecciona tu idioma con el botón OK y listo. Para regresar, simplemente presione el botón izquierdo.



2. Configuración - Configuración de Bluetooth

Encienda la función Bluetooth del sillón de masaje para conectar el dispositivo fuente de sonido con la función Bluetooth (como un teléfono móvil, una tableta MID, etc.). Después de emparejar y conectar con el módulo Bluetooth del sillón de masaje, la música reproducida por el dispositivo fuente de sonido se puede transmitir de forma inalámbrica al sistema de sonido del sillón de masaje a través de Bluetooth para reproducir música.

Ingrese a la interfaz de configuración, presione la tecla 'Arriba' o 'Abajo' para seleccionar la configuración de Bluetooth, luego presione la tecla 'Derecha' para activar o desactivar la función Bluetooth y presione la tecla 'OK' para seleccionar. Presione el botón 'Izquierda' para regresar a la interfaz del menú anterior.




6. Instrucciones de uso

3. Configuración - CÓDIGO DE ID

CÓDIGO DE ID: muestra el número de ID del dispositivo actual.

Después de ingresar a la interfaz de configuración, presione el botón 'Arriba' o 'Abajo' para seleccionar la ID del dispositivo y ver el número de dispositivo del dispositivo actual.




6. Instrucciones de uso

4. Ajuste del masaje

En la interfaz de información, presione el botón „Izquierda“ o „Derecha“ para seleccionar el botón de ajuste del masaje y luego presione el botón „Aceptar“ para ingresar a la interfaz de ajuste del masaje.

Hay 7 funciones de ajuste del masaje: velocidad de masaje, intensidad 3D, área de masaje, ancho del masaje, intensidad del aire, velocidad del rodillo, sincronización del masaje, etc.

Una vez haya ingresado a la interfaz de ajuste de masaje, presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función de ajuste de masaje que desea usar. Presione el botón „Derecha“ para ajustar el nivel de masaje y luego el botón „OK“ para confirmar el nivel seleccionado después de seleccionar cualquier configuración de masaje. Presione el botón „Izquierda“ para regresar a la interfaz del menú anterior.



Función	Descripción
Velocidad de los Cabezales	Regulable en 5 niveles de velocidad.
Intensidad 3D	Regulable en 5 niveles de velocidad.
Area de Masaje	Elija entre cinco modos: Puntual, Parcial, Completo, Superior e Inferior.
Ancho de Masaje	Ajustable en 3 niveles de ancho.
Intensidad del Aire	Ajustable en 5 niveles de ancho.
Velocidad de los Rodillos	Hay 4 modos disponibles, incluidos Cerrar y Etapas 1 ~ 3..
Tiempo	Hay 4 modos disponibles, es decir, +10 minutos, + 5 minutos, -5 minutos y -10 minutos.

6. Instrucciones de uso

Tenga en cuenta que el tiempo de masaje disponible puede variar dependiendo de la duración restante. En caso de que el tiempo mostrado no permita sumar o restar un intervalo de tiempo específico, la operación correspondiente no estará disponible. Por ejemplo, si el controlador manual muestra 39 minutos, el rango de ajuste del tiempo de masaje disponible se limitará a -5 minutos o -10 minutos. No será posible seleccionar +10 minutos o +5 minutos.

Gravedad-Cero

Presione el botón „Gravedad Cero“ para ajustar la posición del ángulo de gravedad cero. Según sus necesidades, puede seleccionar diferentes posiciones del Ángulo de Gravedad Cero. Para ingresar al primer nivel, presione el botón una vez. Para ingresar al segundo nivel, presione el botón dos veces. Para ingresar al tercer nivel, presione el botón tres veces. Para volver al estado inicial, presione el botón cuatro veces.




Botón	Descripción
	El botón de gravedad cero permite al usuario ajustar la posición del sillón para las pantorrillas y el respaldo a la posición de gravedad cero, así como seleccionar uno de los tres modos de gravedad cero y un modo de apagado del sillón, que se alternan cíclicamente.

5. Botón de ajuste del angulo del asiento

Botón	Descripción
	Para elevar el respaldo, presione y mantenga presionado el botón de elevación del sillón hasta alcanzar la altura deseada. Para bajar el mecanismo de las pantorrillas, presione y mantenga presionado el botón hasta que el mecanismo de las pantorrillas esté en la posición correcta. Para detener la subida o bajada del sillón, suelte el botón.
	Para bajar el respaldo a un ritmo lento, presione y mantenga presionado el botón de bajar el sillón. Para elevar el mecanismo de las pantorrillas al mismo ritmo lento, presione y mantenga presionado el botón de elevación de pantorrillas. Para detener el descenso del respaldo o la subida del mecanismo de las pantorrillas, suelte el botón correspondiente.

6. Instrucciones de uso

Reproducción de altavoz Bluetooth




1. Interruptor de Bluetooth: Para activar y desactivar la conexión Bluetooth, presione el botón „Bluetooth“  en el control remoto.
2. Desde el menú principal del dispositivo inteligente, abra „Configuración“ y seleccione „Bluetooth“. Abra „Bluetooth“ y automáticamente „Buscará un nuevo dispositivo Bluetooth“.
3. El dispositivo inteligente buscará el modelo de Bluetooth correspondiente (IMCM-XXXX), haga clic en el botón „Emparejar“ cuando le pregunte si desea realizar el emparejamiento.
4. .Encienda el „Reproductor de música“ en el dispositivo inteligente y seleccione la canción que desea reproducir.

6. Instrucciones de uso

Terminar el masaje

Para apagar las funciones de masaje durante el proceso, simplemente presione el botón de encendido en el controlador de pantalla táctil. Esto también restablecerá el respaldo y el reposapiernas. Alternativamente, el temporizador de masaje apagará automáticamente todas las funciones una vez transcurrido el tiempo establecido, pero el respaldo y el reposapiernas seguirán operativos. Para apagar la máquina, apague el interruptor de alimentación principal.



7. Limpieza y mantenimiento

Limpie las piezas de cuero vegano PU
Limpia el cuero vegano PU con un paño suave y seco.

- No utilice productos químicos como diluyentes, gasolina, alcohol, etc. para limpiar la unidad.
 - Cuando utilice productos para el cuidado del cuero disponibles comercialmente, siga las instrucciones de uso.
 - Si el cuero vegano PU está particularmente sucio, límpielo mediante los siguientes métodos.
1. Sumerja un paño suave en agua o agua caliente que contenga entre un 3% y un 5% de detergente neutro y luego escúrralo bien.
 2. Utilice el paño suave anterior para limpiar la superficie del cuero.
 3. Limpie la solución limpiadora con un paño empapado en agua limpia y bien escurrido.
 4. Limpie con un paño suave escurrido.
 5. Deje que se seque al aire de forma natural.
- En el caso de que las manchas resulten difíciles de eliminar, recomendamos sumergir un trozo de espuma de melamina disponible en el comercio en una solución de detergente neutro y luego limpiar la silla con él.
 - No utilice un secador de pelo para secar la superficie.
 - Como el color de la tela manchará la superficie del cuero vegano PU, tenga cuidado al limpiar la silla con mezclilla o telas de colores.
 - Tenga en cuenta que el contacto prolongado entre estas piezas y el plástico puede provocar decoloración. Tenga en cuenta que el cuero vegano PU puede decolorarse cuando se expone al tinte para el cabello. Para evitar problemas, te aconsejamos que cubras la zona afectada con una toalla a la hora de tefiarte el cabello.



8. Solución de problemas


Funcio- namiento defectuoso	Cuando el mecanismo de pantorrilla o el respaldo alcanza una determinada posi- ción, el sillón ya no cambia de posición cuando presione el botón de configuración deseado.
Solución	Debido al diseño del producto y a los requisitos ergonómicos, este producto tiene límites de seguridad para los ajustes de posición. Sonará una señal acústica cuando se alcance el límite.
Funcio- namiento defectuoso	Una o más funciones no funcionan después de encender la unidad.
Solución	Después de encender la unidad presionando el botón de encendido, es neces- ario seleccionar manualmente un programa de masaje automático u otro modo de funcionamiento. Si no se realiza ninguna selección, la unidad se apagará automá- ticamente después de 20 minutos. Si se selecciona el modo de funcionamiento manual, las funciones que no estén seleccionadas se podrán desactivar y el modo de funcionamiento deberá configurarse manualmente.
Funcio- namiento defectuoso	La unidad emite un sonido como si frotara cuero cuando cambia de posición.
Solución	Para este producto se utiliza cuero vegano de alta calidad resistente a la abrasión, que cumple con los requisitos de protección ambiental. Debido a las propiedades especiales de los materiales del cuero vegano, existe un ligero ruido producido por el roce por el movimiento en la zona correspondiente. Esto es normal. Tenga en cuenta que si escucha un ruido como si la tela o el cuero se rasgaran cuando la má- quina está en funcionamiento, detenga la operación inmediatamente y comuníquese con un técnico.
Funcio- namiento defectuoso	La acción del masaje no llega a los hombros ni al cuello.
Solución	Si se ha saltado el escaneo corporal antes del masaje (ver 7.1 Manejo del sillón de masaje), deberá configurar la posición de los hombros manualmente en el menú principal. Si esto no es suficiente y la cabeza no toca el reposacabezas o la espalda no toca la zona lumbar, la posición de los hombros puede ser más baja que la posi- ción real durante el escaneo corporal. Siéntate en la posición más baja del asiento, apoya la cabeza en el reposacabezas y empieza desde el principio.
Funcio- namiento defectuoso	La unidad está dañada. La fuente de alimentación o el enchufe de red están inusu- almente calientes.
Solución	Deje de utilizar la unidad y desconecte la fuente de alimentación. Para evitar acci- dentes, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este producto, comuníquese con su representante de servicio.

9. Especificaciones del producto ducto

Modelo:	BetaSonic III
Peso Bruto:	95KG
Peso Neto:	80KG
Voltaje:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Salida nominal:	220 W
Presión de Aire:	0.022-0.03MPa
Ruido:	≤60dB
Seguridad:	Clase I
Tiempo:	20 Minutos
Certificados:	CE ENE
Braintronics®:	21 Minutos

Dimensiones:	
Vertical:	50 x 76 x 116 cm
Reclinado:	95 x 156 x 185 cm



10. Funciones especiales



PUNTO

Los cabezales de masaje pueden ajustar de forma precisa.



AMASADUR

Este masaje simula movimientos de los dedos pulgar e índice de ambas manos para masajear los músculos. Esta técnica de masaje se utiliza especialmente para aliviar tensión.



GOLPETEO

Este masaje se caracteriza por movimientos cortos que se llevan a cabo con el borde de la mano, la palma de la mano o el puño. Estos mejoran la circulación y reducen la tensión de los músculos. Si el masaje se realiza a nivel de los pulmones, se aliviará la acumulación de mucosidad en ellos.



SHIATSU

El Shiatsu (presión con los dedos) es una forma de terapia corporal desarrollada en Japón. La técnica de masaje consiste en extensiones y rotaciones suaves y rítmicas con profundos efectos. El shiatsu tiene como objetivo estimular puntos concretos del cuerpo y movilizar la musculatura.



PRESIÓN

El inflado y desinflado de las bolsas de aire provoca un movimiento de bombeo que crea reflejos musculares naturales. Esto es especialmente agradable en la zona de la pantorrilla y el pie.



AMASAMIENTO Y GOLPETEO (DUAL ACTION)

Las técnicas de amasamiento y golpeteo se combinan para aliviar tensiones y estimular la circulación al mismo tiempo.



AUTOMÁTICO

Los programas automáticos especialmente desarrollados para todo el cuerpo ofrecen una amplia variedad de técnicas de masaje. Además, se puede activar la función calor si lo desea.



ÁREA DE LA ESPALDA

Un área de masaje que se puede modificar para ajustarla a la altura y espalda de cada usuario.



CALOR CON CARBONO

Mediante el calor por infrarrojos con carbono, los vasos sanguíneos se dilatan, la circulación aumenta y el tono muscular se reduce. Además, tiene un efecto realmente beneficioso sobre las neuronas, que son las responsables de transportar los mensajes de dolor hasta el cerebro.



RODILLO PARA PIES

El masaje en los pies aviva y estimula las terminaciones nerviosas y, con ello, ciertos órganos del cuerpo. Además, relaja los músculos.



ÁREAS DE AIRE

Masaje de airbag para todo el cuerpo. Diferentes áreas son controlables individualmente.



BLUETOOTH

Transferencia de datos sin cables.



GRAVEDAD ZERO

Se coloca en la posición de un astronauta, sintiendo la sensación de ingravidez.



RODAR

Agradable alternancia entre relajación y distensión de los músculos, es adecuado para un masaje final, para la relajación y recuperación de los músculos.



AMASAR Y AGITAR

Un masaje combinado de amasamiento y aleteo.



FLATTERS

Unos ligeros golpecitos con la palma de la mano favorecen la circulación sanguínea en los músculos y tensan el tejido conjuntivo, al tiempo que reducen la tensión.



FORMA EN L

Masaje penetrante de todo el cuerpo, desde el cuello hasta las nalgas.



LÍNEA S

En este programa automático, los cabezales de masaje especialmente próximos al cuerpo masajean toda la espalda hasta las nalgas. El mecanismo en forma de S se inspira en la anatomía natural de la columna vertebral.



DIMENSIONES REDUCIDAS

Ahorro de espacio. El sillón de masaje se reclina moviéndose hacia adelante sobre su base, lo que permite dejar solo 5 cm de distancia con la pared u otro objeto. ¡Compacto y cómodo!



MASAJE 2D

El mecanismo de masaje 2D permite al sillón de masaje medir su espalda y también es capaz de reconocer la posición exacta de las secciones de su columna vertebral.



REPOSAPIÉS AJUSTABLE

El reposapiés se puede alargar, ajustándose así al tamaño de cada usuario.



POSICIÓN RECLINABLE

La opción de ajustar el respaldo y el reposapiés contribuye a conseguir una posición más cómoda.



BRAINTRONICS®

La tecnología braintronics® sincroniza sus ondas cerebrales mediante estimulación acústica. Combinado con un programa de masaje especialmente desarrollado, su cuerpo se relajará. Da igual si quiere relajarse, soñar, o estudiar – todo es posible.



AJUSTE DE HOMBROS

Los cabezales de masaje de la zona de los hombros se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo.



INTENSIDAD DEL AIRE

Los cabezales de masaje de la zona de los hombros se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo.



MASAJE 3D

Con esta última tecnología, el robot de masaje no sólo sube y baja por la espalda, sino que también entra y sale de los músculos.



SUJECCIÓN DE HOMBROS

Masaje localizado en zona de hombros y nuca, ideal para dolencias localizadas en estas regiones.



VELOCIDAD

La velocidad del masaje es ajustable.



AMPLITUD

La distancia entre los cabezales de masaje se puede ajustar (reducido, medio, amplio).



MÚSICA

Con la función musical se relaja y disfruta aún más.



ZONAS REFLEJAS

El masaje de reflexología podal regenera la musculatura del pie y tiene un efecto en casi todos los órganos del cuerpo.



SENSACIÓN MANOS DE MASAJE

Los cabezales de masaje especialmente desarrollados simulan el movimiento de las manos del masajista. Con un ángulo de estiramiento máximo de 41 grados se pueden estirar hasta 6,5 cm y masajear eficazmente el cuello, las vértebras torácicas y lumbares como lo haría una mano.



ACCESO RÁPIDO

Con el mando de inicio rápido del reposabrazos, podrá controlar en todo momento las funciones más importantes con un solo mando.



ESCAÑO CORPORAL CON DOBLE SENSOR

The massage chair performs a body scan. El sillón de masaje realiza un escaneo corporal para capturar las áreas principales de la nuca y la espalda con el fin de garantizar la presión óptima durante el masaje. La tecnología de escaneo reconoce la altura de sus hombros, que puede corregirse después del escaneo si es necesario.

11. Cuestiones jurídicas

11.1 Declaración de conformidad de la UE

Cumple las directivas europeas EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE y RoHS.

11.2 Obligaciones de garantía

El vendedor proporciona el periodo de garantía legal para el producto descrito en la tabla siguiente. La garantía es válida a partir de la fecha de compra. La fecha de compra debe confirmarse mediante un justificante de compra. El vendedor reparará o sustituirá gratuitamente en Alemania todos los productos cubiertos por la garantía que resulten defectuosos. Esto no se aplica a las piezas de desgaste, como las fundas de tela. El requisito para ello es que el aparato defectuoso se devuelva junto con el justificante de compra antes de que expire el periodo de garantía.

La garantía no será válida si, una vez detectado un fallo, éste se ha producido, por ejemplo, debido a influencias externas o como consecuencia de reparaciones o modificaciones no efectuadas por el fabricante o un distribuidor autorizado. La garantía del distribuidor se limita a la reparación o sustitución del producto. Dentro del ámbito de esta garantía, el fabricante o el vendedor no asumen ninguna obligación adicional y no serán responsables de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y/o el uso inadecuado del producto.

Si la inspección del producto por parte del fabricante revela que la reclamación de garantía se refiere a un defecto no cubierto por la garantía o que el periodo de garantía ha expirado, los costes de inspección y reparación correrán a cargo del cliente. Aviso legal: Ninguna de las afirmaciones aquí contenidas tiene carácter curativo. El diagnóstico y tratamiento de enfermedades y otros trastornos físicos requieren la remisión a médicos, médicos alternativos o terapeutas. La información sólo tiene fines informativos y no debe utilizarse como sustituto de un tratamiento médico. Corresponde a cada usuario determinar la utilidad de una aplicación en un caso concreto mediante un examen minucioso y, si es necesario, previa consulta con un especialista. Cualquier aplicación o terapia corre por cuenta y riesgo del usuario. Nos distanciamos de cualquier afirmación o promesa de tratamiento.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Las imágenes y los textos son propiedad de CASADA International GmbH y no pueden utilizarse sin una mención especial.
Copyright © 2023 CASADA International GmbH. Todos los derechos reservados. A2-SK3-ES1023



< timetorelax

Sinds de oprichting in 2000 staat de naam CASADA voor hoogwaardige producten op het gebied van wellness en fitness en tegenwoordig zijn CASADA-apparaten wereldwijd verkrijgbaar. Voortdurende ontwikkeling, origineel design en een strikte focus op het verbeteren van de levenskwaliteit kenmerken de CASADA producten, net als hun betrouwbare en uitstekende kwaliteit.

Gefeliciteerd!

De aankoop van deze massagestoel geeft blijk van uw gezondheidsbewustzijn en we vragen u de veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en op te volgen, zodat u nog lang van de voordelen van dit apparaat kunt genieten. Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig en volg ze op **BetaSonicIII**.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid.....	04
2. Montage en montage.....	07
3. Voor gebruik.....	10
4. Uitrusting / Functie.....	12
5. Afstandsbediening	14
6. Gebruiksaanwijzing	18
7. Reiniging en onderhoud	36
8. Problemen oplossen.....	37
9. Technische gegevens	38
10. Speciale functies	39
11. Juridische kwesties	40
11.1 EU-conformiteitsverklaring.....	40
11.2 Garantieverplichtingen	40

1. Veiligheid

- Lees voor gebruik alle relevante instructies zorgvuldig door.
- De hier gemarkeerde instructies helpen u om het product veilig en correct te gebruiken.
- De waarschuwingen zijn onderverdeeld in „waarschuwing“ en „voorzichtigheid“ om de omvang van de gevaren en schade te illustreren die kunnen optreden bij onjuist gebruik. Beide zijn belangrijk voor de veiligheid en moeten in acht worden genomen.
- Let op de symbolen voor de veiligheidsinstructies.



Waarschuwing:

Betekent dat er ernstig of dodelijk letsel kan optreden als het niet op de juiste manier wordt gebruikt.



Voorzichtigheid:

Geeft aan dat onjuist gebruik kan leiden tot licht letsel of materiële schade.



Niet toegelaten:

Streng verboden

Het product mag niet worden gebruikt door de volgende groepen mensen



Niet toegelaten

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of neurologische handicap of vanwege gebrek aan ervaring en beoordelingsvermogen, tenzij ze onder toezicht staan en instructies krijgen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Mensen die last hebben van osteoporose.
- Mensen met een hartaandoening of dragers van elektronische medische apparaten zoals pacemakers.
- Mensen die last hebben van koorts.
- Zowel zwangere mensen als mensen die menstrueren.
- Mensen die gewond zijn of een huidziekte hebben.
- Kinderen onder de 14 jaar die zonder toezicht zijn, mogen dit product niet gebruiken.
- Mensen die van hun arts de instructie hebben gekregen om het rustig aan te doen of die zich ziek voelen.
- Personen van wie het lichaam nat is, mogen dit product niet gebruiken.
- Dit product heeft een zeer warm verwarmingsoppervlak. Mensen die gevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van dit apparaat.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een vakman van de fabrikant, hun onderhoudsafdeling of een vergelijkbare afdeling om gevaren te voorkomen.

Belangrijke beveiligingswaarschuwingen



Waarschuwing

- Zorg ervoor dat kinderen geen beweegbare onderdelen van het apparaat in handen krijgen.
- Gebruik het apparaat alleen met een goed geaarde voeding die geschikt is voor dit product.
- Haal na gebruik of voor het reinigen de stekker uit het stopcontact om letsel of schade aan het product te voorkomen.
- Het apparaat moet worden bediend volgens de instructies in deze handleiding.
- Gebruik geen niet-goedgekeurde reserveonderdelen of accessoires.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat u deze gebruikt.
- Gebruik dit product nooit voor andere doeleinden die hier niet worden vermeld.
- Het wordt aanbevolen om het toestel 20 minuten per keer te gebruiken.
- Gebruik dit product niet als de hoes of het leer gescheurd of beschadigd is
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het apparaat vallen.
- Gebruik dit product niet om te gaan slapen.
- Gebruik dit product niet als u onder invloed bent van alcohol of zich ziek voelt.
- Gebruik het apparaat niet binnen een uur na een maaltijd.
- Om letsel te voorkomen, mag dit product niet met geweld worden gebruikt.

1. Veiligheid

Veiligheidsmaatregelen



Voorzichtigheid

- Zorg ervoor dat de netspanning voltage overeenkomt met de specificatie van het product.
- Steek de stekker nooit in het stopcontact of trek de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen.
- Om elektrische schokken of schade aan het apparaat te voorkomen, mag er geen water in het apparaat komen.
- Zorg ervoor dat u niet aan het netsnoer trekt wanneer u de stekker in en uit het stopcontact haalt. Brute kracht is verboden.
- Bescherm de kabel tegen beschadiging en verander het circuit van het apparaat niet.
- Het reinigen van onder spanning staande elementen van dit product, zoals aan/uit-schakelaars en stekkers, mag niet met een natte doek worden gedaan.
- Houd er rekening mee dat er gevaar voor letsel bestaat in geval van een onderbreking van de stroomvoorziening. We raden u daarom aan om uit de buurt van het product te blijven totdat de stroomtoevoer is hersteld.
- Als u een ongebruikelijke werking van het apparaat opmerkt, schakel het dan onmiddellijk uit en neem contact op met uw plaatselijke dealer.
- Stop met het gebruik van het apparaat als u zich onwel voelt en raadpleeg uw arts.

Contra-indicaties Braintronics®

- Psychosen (bijv. schizofrenie, bipolaire stoornis, endogene depressie)
- Persoonlijkheidsstoornissen
- Epilepsie en soortgelijke epileptische aandoeningen
- Hartaandoening
- Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
- Trombose
- Endogene depressie
- ADD (te weinig actief)
- Recente hartaanval of beroerte
- Verstandelijke beperking
- Verslaving zoals drugs- & alcoholverslaving
- Regelmatig gebruik van psychofarmaca
- Zwangerschap

OPMERKING: Om ethische en juridische redenen mag braintronics® niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke voogden. Mensen die als gevolg van meditatie in religieuze conflicten kunnen komen, moeten zich onthouden van het gebruik ervan.

Opslag



Voorzichtigheid

- Temperatuur opslagruimte: 5 °C tot 40 °C.
- vochtigheid (RV) tussen 20% en 80%; Vrij van corrosieve gassen en een goed geventileerde ruimte.

1. Veiligheid

Onderhoud en service van het product

- !** **Voorzichtigheid**
- Dit product mag alleen worden onderhouden door het aangewezen servicecentrum van de winkelier. De gebruiker mag het product niet zonder toestemming demonteren of onderhouden.
 - Vergeet niet de hoofdschakelaar na gebruik uit te zetten.
 - Gebruik het apparaat niet als het stopcontact los zit.
 - Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, rolt u het netsnoer op en bewaart u het op een droge en stofvrije plaats.
 - Plaats het apparaat niet bij hoge temperaturen of in de buurt van open vuur. Stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
 - Reinig dit product alleen met een droge doek. Gebruik in geen geval verdunner, benzeen of alcohol.
 - Het apparaat is zo ontworpen en vervaardigd dat er geen speciaal onderhoud nodig is.
 - Vermijd het knoeien met dit product met een scherp voorwerp.
 - Rol of trek dit product niet over oneffen grond. Til het op voordat u het verplaatst.
 - Het apparaat mag alleen met regelmatige tussenpozen worden gebruikt. Laat het niet gedurende langere tijd continu draaien.

Applicatie Omgeving

- !** **Voorzichtigheid**
- Gebruik dit product niet in een zeer vochtige omgeving, zoals de badkamer.
 - Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product als de omgevingstemperatuur aanzienlijk verandert.
 - Gebruik dit product niet in een zeer stoffige of corrosieve omgeving.
 - Dit product mag niet worden geplaatst in besloten ruimtes of plaatsen zonder goede ventilatie.


Reacties op algemene verstoringen

- !** **Voorzichtigheid**
- Het geluid van de motor tijdens de werking van dit product is het normale bedrijfsgeluid.
 - Als de afstandsbediening niet goed werkt, controleer dan of de stekker en de stroombron betrouwbaar zijn aangesloten en of de aan/uit-schakelaar aan staat.
 - Nadat de toegestane gebruiksduur is verstreken, schakelt het apparaat automatisch uit. Als het apparaat langere tijd wordt gebruikt, schakelt de temperatuurbeveiliging het apparaat automatisch uit. Na 30 minuten kan het apparaat weer in gebruik worden genomen.

2. Montage en montage

Montage-instructies voor het kuitmechanisme

1. Steek de kabel van het kuitmechanisme en de persluchtleiding in de voorste bus van het balkframe (Figuur 1).
2. Schuif vervolgens de aangesloten kabel en de persluchtleiding in het gat in het frame van de rugleuning (Figuur 2).
3. Open na het aansluiten van de kabel de kuit-bevestigingsdeksels aan beide zijden van het stalen frame (Figuur 3).
4. Til het kuitmechanisme in de uitsparing, sluit de bevestigingsdeksels en zet vast met 2 schroeven (Figuur 4).




Plaatsing van de massagestoel

Zorg ervoor dat de afstand tot de muur minimaal 30 cm is, zodat de stoel volledig in de ligstand kan komen.

Bescherm de stoel tegen te hoge kamertemperatuur. Plaats het zo dat direct zonlicht vermeden wordt en zorg voor voldoende afstand tot warmtebronnen.

Om de vloer tegen beschadiging te beschermen, raden wij een geschikte ondervloer aan

(bijv. een mat).



2. Montage en montage


De stoel optillen

Om blessures te voorkomen, is teamwork vereist bij het optillen en verplaatsen van de stoel.

1. Til de massagestoel op wanneer u deze op gevoelige oppervlakken, zoals houten vloeren, verplaatst.

2. Wanneer de stoel wordt opgetild en naar de beoogde positie wordt verplaatst, zorg er dan voor dat u uw handen en voeten beschermt tegen beknelling. Laat de stoel pas los als deze horizontaal staat.


Om schade aan de vloer te voorkomen, raden we aan om beschermmatten of iets dergelijks op de vloer te leggen.



Het hoofdkussen en de rugleuning verwijderen en bevestigen

Door het kussen te gebruiken, kan de intensiteit van de kneedmassage in het gebied van de nek en schouders worden verminderd. We raden je aan om de pads te gebruiken.

Het rugkussen en de rugleuning (1), evenals het hoofdkussen en de bekleding van de rugleuning (2) zijn met een ritssluiting met elkaar verbonden.



2. Montage en montage

Verplaatsen van de massagestoel

Gebruik de zwenkwielen aan de achterkant om de massagestoel te verplaatsen. Verplaats de stoel door deze ongeveer 45° naar achteren te kantelen (zie afbeelding).

Opmerking: Bij overmatige kracht kan de stoel kantelen en mogelijk beschadigd raken.


1. Voordat u de stoel verplaatst, plaatst u deze terug in de oorspronkelijke positie en schakelt u vervolgens de stroomtoevoer uit.

2. Verplaats de stoel niet totdat er geen mensen of voorwerpen meer op staan of in liggen.

3. Duw de stoel niet over obstakels die hoger zijn dan 2 mm of openingen die breder zijn dan 5 mm.

4. Wanneer u de stoel beweegt met behulp van de zwenkwielen, is er een enkele ononderbroken beweging gewenst


Niet mogelijk; Als de afstand meer dan 50 meter is, verplaats de stoel dan langzaam en gelijkmatig om schade te voorkomen.



3. Voor gebruik


Voor gebruik

Zorg ervoor dat er geen mensen, huisdieren of andere voorwerpen in de buurt van het apparaat zijn.



Zorg ervoor dat er zich geen vreemde voorwerpen in de ruimtes tussen het apparaat bevinden.

Zorg er voor de massage voor dat er geen vreemde voorwerpen in het voeteneinde of andere ruimtes ertussen zitten. Hands, voeten en hoofd mogen niet in het gebied tussen de voetensteun en het hoofdframe of het gebied tussen de armleuning en de massagecapsule komen. Hands, voeten en hoofd mogen niet bedekt zijn door de stof of het leer van de massageruimte.




3. Voor gebruik


Schakel de voeding in




Voorzichtigheid



1. Steek de stekker in het stopcontact



2. Schema van de stroomaansluiting




3. Zet de aan/uit-knop aan (positie „I“)




Waarschuwing

- Controleer voor gebruik of het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
- De voeding van dit product moet voldoen aan de specificaties voor het bedrijfsvermogen.
- Het is ten strengste verboden om een andere voedingsadapter te gebruiken dan die bedoeld is voor dit product.
- Het is ten strengste verboden om het apparaat te leveren met verschillende stroomconversieapparaten die niet zijn toegestaan.


4. Uitrusting / Functie



4. Uitrusting / Functie



5. Afstandsbediening




5. Afstandsbediening

1. Display: De TFT-display toont de massagefuncties tijdens het gebruik.
2. Aan / Uit: De massagestoel aan/uit.
3. Zitknop omhoog: De rugleuning en de benen kunnen tegelijkertijd worden versteld om een comfortabele massagehoek te bereiken.
4. Gewichtloosheid De massagestoel heeft vier niveaus van gewichtloosheid. Druk één keer op de knop om het eerste niveau te selecteren, twee keer voor het tweede niveau, drie keer voor het derde niveau en vier keer om terug te keren naar de startpositie.
5. Navigatieknop omhoog: Druk op de omhoog-knop om omhoog te gaan in het menu of de massagepositie aan te passen.
6. OK-toets: Bevestig de geselecteerde massagefunctie of voer een bevestigde massage uit.
7. Navigatieknop links: Keer terug naar het vorige menu of selecteer de optie aan de linkerkant.
8. Navigatieknop omlaag: Druk op de omlaag-knop om door het menu te gaan of de massagepositie aan te passen
9. Snelkeuzeknop voor „verdere functies“ Met deze functie hebt u toegang tot de interface om „meer functies“ te selecteren; Een uitgebreide beschrijving vindt u in deze handleiding.
10. AUTO-knop: Roept de gebruikersinterface op voor het selecteren van de automatische functiemodus. Meer informatie hierover vindt u onder het item „Automatisch programma“.
11. Snelkiesknop voor „handmatige bediening“: Roept de gebruikersinterface op om handmatige bediening te selecteren. Raadpleeg deze handleiding voor gedetailleerde informatie over deze functie.
12. Bluetooth-knop: Schakelt de Bluetooth-functie in of uit.
13. Pauzeknop: Pauzeert alle massagefuncties die momenteel actief zijn. Als u nogmaals op deze knop drukt, worden alle massagefuncties voor de pauze hervat.
14. Zitknop omlaag: De rugleuning en de poten kunnen tegelijkertijd worden versteld om een comfortabele massagehoek te bereiken.
15. Navigatieknop rechts: Ga naar het submenu of selecteer het rechtermenu.
16. Snelkeuzeknop voor setup-functie: Om de gebruikersinterface van de setup-functies te openen. Gedetailleerde informatie over de functies is te vinden in deze gids.
17. Menuknop: Opent de selectie-interface van het hoofdmenu. Gedetailleerde informatie over de functies is te vinden in deze gids.

5. Afstandsbediening

Overzicht van de snelkoppelingen op de armleuning




5. Afstandsbediening

Functiebeschrijving	Beschrijving
	Power aan/uit-knop: Een korte druk op deze knop zet de massage aan en uit.
	Knop voor het verstellen van de zitting: Draai deze knop met de klok mee om de rugleuning langzaam naar beneden en de beensteun langzaam omhoog te bewegen. Wanneer u de knop loslaat, wordt de neerwaartse/opwaartse beweging van de rugleuning en beensteun gestopt. Knop voor het verstellen van de zitting: Door deze knop tegen de klok in te draaien, gaat de rugleuning langzaam omhoog en beweegt de beensteun langzaam naar beneden; Door deze los te laten, wordt de op/neergaande beweging van de rugleuning en beensteun gestopt.
	Als deze knop tijdens de massage wordt ingedrukt, worden alle massagefuncties onmiddellijk onderbroken. (d.w.z. de massagestoel schakelt na 20 minuten uit). Druk nogmaals op deze knop om alle eerdere massagefuncties te herstellen.
	Auto Mode-knop: elke keer dat de knop kort wordt ingedrukt, schakelt de stoel over naar de volgende automatische massagefunctie.
	Warmtetoepassingsknop: Druk op de knop om de warmtebehandelfunctie in of uit te schakelen.
	Luchtdrukknop: Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, schakelt deze over naar een barometrische drukmodus: met in totaal vier modi (inclusief het uitschakelen van de luchtdruk) die cyclisch kunnen worden gewijzigd
	Knop massagegebied: Druk op deze knop om de terugmodus te schakelen.
	Knop voor handmatige modus: Elke keer dat de knop kort wordt ingedrukt, schakelt hij over naar de volgende massagetechniek.

6. Gebruiksaanwijzing

Bediening van de massagefunctie

1. Stand-by




Indien uitgeschakeld, staat de stoel in de stand-bymodus (LED uit).

2. Start massage (aan/uit knop)

Om de massage te starten, drukt u op de AAN/UIT-knop. Open het hoofdscherm en selecteer een automatisch programma om de massage te starten.

De stoel schakelt automatisch uit als er binnen 5 minuten geen programma wordt geselecteerd.



2.1. Kantelhoekverstelling en detectie van de lichaamsvorm

De kanteelhoek wordt dienovereenkomstig aangepast, samen met de detectie van de lichaamsvorm (houd er rekening mee dat u op de OK-knop kunt drukken om deze stap over te slaan).



6. Gebruiksaanwijzing

2.2 Aanpassing schouderpositie

Zodra de schouderpositie is gedetecteerd, klinkt er een signaaltoon.


Als de gedetecteerde positie afwijkt van je werkelijke schouderpositie, kun je deze aanpassen met de knoppen "Omhoog" of "Omlaag". De schouderpositie is instelbaar in 11 niveaus.

Als de positie niet binnen 10 seconden wordt aangepast, schakelt het systeem automatisch over naar de massagefunctie.

Als je direct op de "OK"-knop drukt, wordt de massagefunctie onmiddellijk gestart.


Als de schouderpositie niet herkend kan worden, wordt de massage uitgevoerd op de standaard schouderhoogte.

Opmerking: Tijdens de massage kun je in de gebruikersinterface op "Rechts" drukken om het menu "Schouderinstelling" te openen, op "OK" drukken om het instelscherm te openen, of de schouderpositie aanpassen met "Omhoog" of "Omlaag".



Sleutel	Beschrijving
	Stel de massagekoppen naar boven af, zodat ze goed in de juiste schouderpositie komen.
	Stel de massagekoppen naar beneden af, zodat ze gemakkelijk de juiste schouderpositie kunnen bereiken.

6. Gebruiksaanwijzing



3. Positieverstelling van de massagekop

Als het nodig is om de positie van de massagekop aan te passen na het selecteren van het massageprogramma, drukt u op de knop „Menu“ op de afstandsbediening en selecteert u de handmatige functie die u wilt instellen. U kunt ook direct op de knop „Handmatig“ op de afstandsbediening drukken en de handmatige functie selecteren die u wilt instellen. Druk vervolgens op de knop „Links“ om terug te keren naar de informatie-interface („handmatige functie“ wordt de gebruikersinterface).


U kunt de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ rechtstreeks vanuit de handmatige bedieningsinterface indrukken om de massagekop omhoog of omlaag te bewegen wanneer het massagegebied is ingesteld op punt- of gedeeltelijke massage.

Als het te masseren gebied geen punt- of gedeeltelijke massage is, moet u „Massageaanpassing“ selecteren in de handmatige interface. Selecteer het massagegebied, selecteer Punt- of Gedeeltelijke massage, druk op de knop „Links“ om terug te keren naar de interface en druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de massagekop te verplaatsen en in te stellen op Liggend: Omhoog en Omlaag.

6. Gebruiksaanwijzing

4. Pauze-toets


Tijdens het lopende massageproces kunt u alle lopende massagefuncties tijdelijk pauzeren door op de pauzeknop te drukken. Druk nogmaals op de pauzeknop om het massageproces voor de pauze te hervatten. Als de pauze langer dan 20 minuten duurt, schakelt het apparaat automatisch uit.



5. Menu-knop

Druk op de „Menu“ knop om het hoofdmenu te openen voor het selecteren van de massagefunctie, inclusief de interfaces voor automatische functie, handmatige functie en andere functies.

Open het menu, druk op „Omhoog“ of „Omlaag“ om functies te selecteren en druk op „OK“ om naar het volgende selectieniveau te gaan. Druk op „Naar links verplaatsen“ om terug te keren naar de vorige menu-interface.




6. Gebruiksaanwijzing

1. Automatische functie

Druk op de knop „Menu“ , om het hoofdmenu te openen. Druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de automatische functie te selecteren, bevestig met de knop „OK“. U kunt ook direct op de knop „Automatisch“ , op de afstandsbediening drukken om de automatische functieselectie te openen.

Er zijn 15 automatische massageprogramma's om uit te kiezen: comfortmassage, ontspanningsmassage, stretchmassage, nek- en schoudermassage, rug- en taillemassage, volledige lichaamsmassage, wervelkolommassage, herstelmassage, meridiaanmassage, pro-massage, bedtijdmassage, zachte massage, verkwikkende massage, onderlichaamsmassage en lichaamsbalansmassage.

Open de interface voor automatische functies en druk op de knop „omhoog“ of „omlaag“ om een massageprogramma met automatische functies te selecteren en terug te keren naar de bedieningsinterface. De gebruikersinterface wordt weergegeven als een informatiescherm met automatische functies.



6. Gebruiksaanwijzing

Functie	Beschrijving
Comfortabele massage	De meest comfortabele massage-ervaring.
Ontspannen Massage	Maak uw lichaam los en ontspan het met een zachte en aangename diepe weefselmassage.
Thaise swingmassage	Rekt benen en taille met behulp van de speciale ergonomische beweging van de beensteun en rugleuning. Op deze manier kunnen tekenen van vermoeidheid effectief worden geëlimineerd, gewrichtspijn worden verlicht en kan de vitaliteit worden hersteld.
Nek & Schouder Massage	Met de unieke massagetechniek voor de nek en schouder kan een effectieve massage van de cervicale wervelkolom en het schouderblad worden uitgevoerd. Het verlicht nek- en schouderpijn en vermindert vermoeidheid.
Rug- en taillemassage	Rug- en taillemassage richt zich op het verlichten van rug- en tailleklachten.
Volledige Lichaamsmassage	De massage van het gehele spierstelsel maakt de verschillende functionele delen van het lichaam wakker en laat je de nieuwe dag vol vitaliteit beginnen
Massage van de wervelkolom	Een unieke wervelkolommassagetechniek bevordert de bloedcirculatie, verlicht nek- en schouderpijn en zorgt voor een betere zuurstofvoorziening van het hoofdgebied.
Ontspannende massage	Vermindert algemene vermoeidheid en spierpijn, ontspant de rug en spieren, verbetert de microcirculatie en verlicht snel vermoeidheid.
Meridiaan Massage	Heeft een reinigende werking op de meridianen. Bevordert de microcirculatie van het lichaam en versterkt het immuunsysteem.
Pro-Massage	Lichamelijk actieve mensen kunnen door middel van een massage hun mobiliteit vergroten, spanning verlichten en hun algemene lichaamsfunctie optimaliseren.
Welterusten massage	De massage van de twaalf belangrijkste acupunctuurpunten helpt het lichaam om de balans te herstellen en zorgt voor een snelle verbetering van de slaap en slaapkwaliteit.
Voorzichtige Massage	Deze massage is geschikt voor iedereen, vooral voor mensen van gevorderde leeftijd. De massage is zacht en rustig. Het wordt ook aanbevolen voor bijzonder gestreste mensen.
Zachte massage	-
Massage van het onderlichaam	De massage zorgt ervoor dat het lichaam snel herstelt na de training, wat zorgt voor een optimale regeneratie.
Lichaam-Balans-Massage	Een effectieve massage van de onderrug, billen en dijen helpt de geest te ontspannen en verschillende lichaamsfuncties te reguleren.
	Verlicht stress, verlicht vermoeidheid, kalmeert de geest, ontspant de spieren, brengt lichaam en geest in evenwicht en bevordert de slaap.



6. Gebruiksaanwijzing

2. Handmatige functies

Druk op de knop „Menu“  om het hoofdmenu te openen. Druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de handmatige functies te selecteren, bevestig met de knop „OK“. U kunt ook direct op de knop „Handmatig“  op de afstandsbediening drukken om de handmatige functie-interface te openen.

Er zijn 9 handmatige massagefuncties, waaronder kneden, tikken, ritmisch tikken, kneden & tappen, shiatsu, 3D kneden, 3D tappen, 3D kneden & tappen en 3D shiatsu.

Gebruik na het openen van de handmatige interface de knop OMHOOG of OMLAAG om de gewenste handmatige massagetechniek te selecteren en druk op OK om te bevestigen. Na het selecteren van de techniek keert u niet automatisch terug naar de vorige interface. Druk op de linkerknop om terug te keren naar de vorige interface. Als u terugkeert naar de vorige interface, bevindt u zich in de interface voor handmatige massagetechnieken.



6. Gebruiksaanwijzing

Functie	Aanpassing van de massagekop	
Kneden	Snelheid	Snelheid instelbaar in 5 stappen
Kloppen	Snelheid en breedte	
Ritmisch tikken	Snelheid en breedte	Breedte verstelbaar in 3 stappen
Kneden & tappen	Snelheid	
Shiatsu	Breedte	
3D kneden	Snelheid	
3D kloppen	Snelheid en breedte	
3D tappen & kneden	Snelheid	
3D Shiatsu	Breedte	



6. Gebruiksaanwijzing

3. Andere kenmerken

Druk op de knop „Menu“  om de menu-interface te openen, druk op de knop „Omhoog“ of „Uit“ om het pictogram voor meer functies te selecteren en bevestig met de knop „OK“. U kunt echter ook direct op de knop „Meer functies“ , op de afstandsbediening drukken om de interface voor meer functies te openen.

Andere kenmerken zijn onder meer: bovenste airbag druk, onderste airbag druk, warmte en andere massagefuncties.

Zodra u zich in het scherm „Meer functies“ bevindt, gebruikt u de knop OMHOOG of OMLAAG om de gewenste massagefunctie te selecteren en deze met de rechterknop te activeren of deactiveren. Druk vervolgens op de OK-knop om te bevestigen. Druk op de linkerknop om terug te keren naar de vorige menu-interface.




6. Gebruiksaanwijzing

1. Andere functies – bovenste luchtdruk

Massage van de bovenste luchtdruk: omvat schouder-, arm- en taillemassagefuncties.


Selecteer de interface „Meer functies“ en druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de bovenste lucht massagefunctie te selecteren. Druk op de knop „Rechts“ om de bovenste lucht massage in of uit te schakelen en bevestig vervolgens de selectie met de knop „OK“. De knop „Links“ brengt u terug naar de vorige menu-interface.



2. Andere functies – lagere luchtdruk

Massage met lagere luchtdruk: met massagefuncties voor benen en voeten.

Selecteer de interface „Meer functies“, druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de massagefunctie met lagere luchtdruk te selecteren. Druk op de knop „Rechts“ om de onderste lucht massage in of uit te schakelen en bevestig vervolgens de selectie met de knop „OK“. De knop „Links“ brengt u terug naar de vorige menu-interface.




6. Gebruiksaanwijzing

3. Andere functies – Warmte

Warmte: Zet de verwarming aan/uit. Verwarming duurt ca. 3 minuten.

Selecteer de interface „Meer functies“, druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de verwarmingsfunctie te selecteren. Druk op de knop „Rechts“ om de verwarming in of uit te schakelen en bevestig vervolgens de selectie met de knop „OK“. De knop „Links“ brengt u terug naar de vorige menu-interface.




6. Gebruiksaanwijzing

4. Instelling

Druk op de knop „Menu“ om het hoofdmenu te openen. Gebruik de knop „Omhoog“ of „Omlaag“, of direct de knop „Instellingen“ op de afstandsbediening, om het instellingenpictogram te selecteren en druk op de knop „OK“ om het instellingenmenu te openen.

Instellingen zijn onder meer: talen, Bluetooth en apparaat-ID.


Druk na het openen van de instellingeninterface op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de gewenste instellingsfunctie te selecteren. Druk vervolgens op de knop „Rechts“ om de geselecteerde instellingsfunctie in te stellen en druk vervolgens op „OK“ om te bevestigen. De knop „Links“ brengt u terug naar de vorige menu-interface.



6. Gebruiksaanwijzing

1. Instelling – Taalinstelling


Open het instellingenmenu. Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om uw taal te selecteren, bevestig met de rechterknop. Selecteer vervolgens uw taal met de knop OK. U kunt de linkerknop gebruiken om terug te gaan.



2. Instelling - Bluetooth

Activeer de Bluetooth-functie van de stoel om uw Bluetooth-apparaat (bijv. mobiele telefoon, tablet-pc, enz.) met de stoel te verbinden. Na het koppelen en verbinden met de Bluetooth-module van de stoel, kan de muziek die door uw externe apparaat wordt afgespeeld, draadloos via Bluetooth worden verzonden naar het geluidssysteem van de stoel.

Open de instellingeninterface en gebruik de knop OMHOOG of OMLAAG om Bluetooth te selecteren. Druk vervolgens op de rechterknop om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen, bevestig met de OK-knop. Druk op de linkerknop om terug te keren naar de vorige menu-interface.




6. Gebruiksaanwijzing

3. Instelling - ID-CODE

ID-CODE: Weergave van het ID-nummer van het apparaat.

Gebruik na het openen van de instellingeninterface de knop OMHOOG of OMLAAG om de apparaat-ID te selecteren en het apparaatnummer van het apparaat weer te geven.




6. Gebruiksaanwijzing

4. Aanpassing van de massage

Druk op de knop „Links“ of „Rechts“ in de interface om de massage-instellingsknop te selecteren en druk vervolgens op de „OK“-knop om de interface voor massage-instellingen te openen.

Er zijn 7 functies voor massage-aanpassing: rugmassagesnelheid, 3D-intensiteit, massagegebied, massagebreedte, intensiteit van luchtmassage, rolsnelheid, tijdregeling van massage, enz.

Zodra u de interface voor massage-instellingen opent, drukt u op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de gewenste instelling te selecteren. Druk op de rechterknop om het massageniveau in te stellen en druk vervolgens op de OK-knop nadat u een massage-instelling hebt geselecteerd. Druk op de linkerknop om terug te keren naar de vorige menu-interface.




Functie	Beschrijving
Snelheid van rug-massage	5 snelheidsinstellingen
3D Intensiteit	Intensiteit instelbaar in 5 niveaus
Massage gebied	Kies uit vijf modi: Punt, Subgebied, Volledig, Boven en Onder.
Massage breedte	In breedte verstelbaar tot 3 niveaus
Intensiteit van lucht-massage	Intensiteit instelbaar in 5 niveaus
Snelheid van de rol	Er zijn vier modi beschikbaar, waaronder „Close“ en niveaus 1 tot 3.
Timing	Er zijn vier modi om uit te kiezen: +10 minuten, +5 minuten, -5 minuten en -10 minuten.

6. Gebruiksaanwijzing

Houd er rekening mee dat de beschikbare massagetijd kan variëren, afhankelijk van de resterende duur. Als de weergegeven tijd het niet mogelijk maakt om een bepaald tijdsinterval op te tellen of af te trekken, is de bijbehorende bewerking niet beschikbaar. Als de afstandsbediening bijvoorbeeld 39 minuten aangeeft, is het beschikbare instelgebied voor de massagetijd beperkt tot -5 minuten of -10 minuten. Het is niet mogelijk om +10 minuten of +5 minuten te selecteren.

Gewichtloosheid

Druk op de knop „Zero Gravity“ om de positie van de Zero Gravity-hoek aan te passen. Afhankelijk van uw behoeften kunt u verschillende posities van de hoek zonder zwaartekracht selecteren. Druk voor de eerste fase één keer op de knop. Voor de tweede fase drukt u twee keer op de knop. Voor de derde fase drukt u drie keer op de knop. Om terug te keren naar de oorspronkelijke toestand, moet de knop vier keer worden ingedrukt.




Sleutel	Beschrijving
	Met de Zero-Gravity-knop kan de gebruiker de positie van het kuitframe en het rugleuningframe naar de Zero-Gravity-positie verplaatsen, en een van de drie Zero-Gravity-modi en een stoelneerlaatmodus selecteren, afwisselend cyclisch.

5. Knop voor het aanpassen van de helling van de fauteuil

Sleutel	Beschrijving
	Om de rugleuning omhoog te brengen, houdt u de knop voor het rechtzetten van de zitting ingedrukt totdat de gewenste hoogte is bereikt. Om het voeteneinde te laten zakken, houdt u de knop ingedrukt totdat de voetensteun in de gewenste positie staat. Om te voorkomen dat het voetgedeelte de knop omhoog of omlaag brengt, laat u de knop los.
	Om de rugleuning langzaam te laten zakken, drukt u op de knop om de zitting te laten zakken. Om het voeteneinde langzaam op te tillen, drukt u op de knop om het voeteneinde op te tillen. Om het neerlaten van de rugleuning of het optillen van het voeteneinde te stoppen, laat u de bijbehorende knop los.

6. Gebruiksaanwijzing

Afspelen via Bluetooth-luidspreker



1. Bluetooth-knop: Om de Bluetooth-verbinding in en uit te schakelen, drukt u op de „Bluetooth“-knop  op de afstandsbediening.
2. Open in het menu van het smartapparaat Instellingen en selecteer Bluetooth. Open „Bluetooth“ en het zal automatisch naar een nieuw Bluetooth-apparaat zoeken.
3. Het smartapparaat zoekt naar het juiste Bluetooth-model (IMCM-XXXX). Klik op de knop „Koppelen“ wanneer daarom wordt gevraagd.
4. Schakel de muziekspeler van het smartapparaat in en selecteer het nummer dat u wilt afspelen.


6. Gebruiksaanwijzing

Einde massage operatie

Om de massagefuncties tijdens gebruik uit te schakelen, drukt u gewoon op de aan/uit-knop op de afstandsbediening. Hierdoor worden ook de rugleuning en voetensteun gereset.

Als alternatief schakelt de massagetimer alle functies automatisch uit nadat de ingestelde tijd is verstreken, maar de rugleuning en voetensteun blijven functioneel.

Om het apparaat uit te schakelen, zet u de schakelaar voor de hoofdvoeding uit.



7. Reiniging en onderhoud

Reinigen van PU-leer en kunststof onderdelen

Gebruik een zachte, droge doek om het leer af te vegen.

- Reinig het product niet met chemicaliën zoals verdunner, benzine, alcohol, enz.
- Als u in de handel verkrijgbare leerverzorgingsproducten gebruikt, volg dan de gebruiksaanwijzing.

Als het PU-leer bijzonder vuil is, veeg het dan af met behulp van de volgende methoden.

1. Dompel een zachte doek in water of heet water met 3 tot 5% neutraal wasmiddel en wring goed uit.
 2. Veeg het lederen oppervlak af met de eerder genoemde zachte doek.
 3. Verwijder de reinigungsoplossing met een doek gedrenkt in schoon water en wring grondig uit.
 4. Droog het leer af met een uitgewrongen zachte doek.
 5. Laat het vervolgens in de lucht drogen.
- Als vlekken moeilijk te verwijderen zijn, raden we aan om een stuk in de handel verkrijgbaar melamineschuim in een oplossing van neutraal wasmiddel te dopen en de stoel ermee af te vegen.
 - Gebruik geen föhn om het oppervlak te drogen.
 - Houd er rekening mee dat de kleur van de stof afgeeft op het oppervlak van het PU-leer. Wees daarom voorzichtig bij het schoonmaken van de stoel met jeans en gekleurde stoffen.
 - Houd er rekening mee dat langdurig contact tussen deze onderdelen en plastic verkleuring kan veroorzaken.
 - Houd er rekening mee dat PU-leer kan verkleuren bij blootstelling aan haarkleurmiddelen. Om problemen te voorkomen, raden we je aan om het getroffen gebied af te dekken met een handdoek bij het verven van je haar.



8. Problemen oplossen


Storing	Wanneer het kuitmechanisme of de rugleuning een bepaalde positie bereikt, verandert de positie niet meer wanneer u op de gewenste verstelknop drukt.
Oplossing	Vanwege het productontwerp en de ergonomische eisen heeft dit product een veiligheidsbeperking van de positieverstelling. Tegelijkertijd klinkt er een akoestisch signaal wanneer de limiet is bereikt.
Storing	Nadat de fauteuil is ingeschakeld, werken sommige functies niet.
Oplossing	Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken, is het noodzakelijk om handmatig een automatisch massageprogramma of een andere bedrijfsstatus te selecteren. Als er geen keuze wordt gemaakt, schakelt het apparaat na 20 minuten automatisch uit. Als de handmatige bedieningsmodus is geselecteerd, kunnen de niet-geselecteerde functies worden uitgeschakeld en de bedrijfsmodus moet handmatig worden ingesteld.
Storing	Het apparaat maakt een geluid alsof het over leer wrijft wanneer het van positie verandert.
Oplossing	Voor dit product is hoogwaardig slijtvast synthetisch leer gebruikt, dat voldoet aan de eisen van milieubescherming. Door de bijzondere eigenschappen van leermaterialen is er bij het wrijven een lichte geluidsontwikkeling door beweging op het overeenkomstige punt. Dit is een normaal verschijnsel. Opmerking: Als u tijdens het gebruik een geluid hoort dat klinkt als het scheuren van stof of leer, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met een professional.
Storing	De massagekoppen bereiken noch de schouders, noch de nek.
Oplossing	Als je de bodyscan voor de massage hebt overgeslagen. Moet je de schouderpositie handmatig instellen in het hoofdmenu. Als dit niet genoeg is en het hoofd het hoofdkussen niet raakt of de rug de rugleuning niet raakt, kan de schouderpositie lager zijn dan de werkelijke positie in de lichaamsvormdetectie. Ga in de laagste stand van de stoel zitten, leun met uw hoofd op de hoofdsteun en begin opnieuw.
Storing	Het apparaat is beschadigd. De voedingsadapter of stekker is ongewoon heet.
Oplossing	Blijf het apparaat niet gebruiken en onderbreek de stroomtoevoer. Neem contact op met een erkend servicecentrum om ongelukken te voorkomen.

Als u vragen of twijfels heeft over dit product, neem dan contact op met het verantwoordelijke servicepersoneel.

9. Technische gegevens

Model:	BètaSonic III
Brutogewicht:	95KG
Nettogewicht:	80KG
Spanning:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nominaal vermogen:	220 W
Luchtdruk:	0,022-0,03 MPa
Geluidsniveau:	≤60dB
Veiligheidsklasse:	Klasse I
Looptijd:	20 minuten
Certificaten:	CE ENEC
Hersenelektronica®:	21 minuten

Afmetingen:	
Rechtopstaand:	50 x 76 x 116 cm
Liggend:	95 x 156 x 185 cm



10. speciale functies



SPOT

De massagekoppen kunnen een bepaald plek masseren.



KNEDEN

Huid en spieren zijn ofwel geklemd en gekneet tussen de duim en de wijsvinger of met beide handen. Deze massagetechniek wordt in het bijzonder gebruikt om de spanning te verminderen.



TAPPEN

Korte, tikkende bewegingen worden uitgevoerd met de rand van de hand, de palm of de vuist. Dit bevordert de bloedcirculatie in de huid en verzacht de spanningen in de spieren. Als het tikken wordt uitgevoerd op longhoogte, kan dit de vrijgave verbeteren van slijm in de longen.



SHIATSU

Shiatsu (vingerdruk) is een vorm van lichaamstherapie afkomstig uit Japan. De massagetechniek bestaat uit zachte, ritmische, vergaande strekkingen en rotaties. Het doel van Shiatsu is het stimuleren van afzonderlijke lichaamsdelen en het mobiliseren van de spieren.



LUCHTCOMPRESSIE

Opstijgende en terugwijkende airbags hebben een pompbeweging die zorgt voor natuurlijke spierreflexen. Dit is vooral gunstig voor de kuit- en voetzone.



KNEDEN & TAPPEN (DUBBELE ACTIE)

De technieken van kneden en tikken worden gecombineerd om spanningen te verlichten en tegelijkertijd de bloedcirculatie te stimuleren.



AUTOMATISCH

Specifiek ontwikkelde automatische programma's voor het hele lichaam, die een breed scala aan verschillende massagetechnieken bieden. Daarnaast kunt u ook de verwarmingsfunctie aanzetten, als je dat wilt.



RUGGEDEELTE

Individueel aanpasbaar naar elke grootte en massagegebied.



CARBON VERWARMING

Diep doordringende Koolstof-infrarood-warmte doet de bloedvaten uitzetten, de bloedstroom toenemen en de spier-tonus verminderen. Bovendien heeft het een zeer gunstig effect op de zenuwcellen, die verantwoordelijk zijn voor het melden van pijn aan de hersenen.



VOETZOOAL ROLLER

De voetmassage stimuleert de zenuwuiteinden en bepaalde organen van het lichaam, wat de spieren ook ontspant en het lichamelijke welbehagen versterkt.



LUCHTGEBIED

Hele lichaamsairbag massage. Verschillende gebieden zijn individueel selecteerbaar.



BLUETOOTH

Draadloze gegevensoverdracht.



NUL ZWAARTEKRACHT - GEWICHT-LOOSHEID

Je zet jezelf in de positie van een astronaut – dat "gewichtloze gevoel".



ROLLEN

Aangename afwisseling tussen ontspanning en het loslaten van de spieren – ook perfect geschikt voor een laatste massage, voor ontspanning en herstel van de spieren.



KNEED & FLADDER

Een massage die knedende en fladderende technieken combineert.



FLATTER

Licht kloppen met de handpalm bevordert de bloedcirculatie in de spieren en verstevigt het bindweefsel, terwijl het tegelijkertijd spanningen vermindert.



L-SHAPE

U kan een diepgaande massage van het volledige lichaam verwachten van de nek helemaal tot de billen.



S-LIJN

Met dit automatische programma werken de massagekoppen zeer dicht bij uw lichaam, ze masseren het geheel tot beneden aan uw billen. De S-vormige werking is geconstrueerd naar de natuurlijke anatomie van de wervelkolom.



GEEN RUIMTE

Voor de ligpositie beweegt de massagestoel zich naar voren en heeft daarom heel weinig afstand nodig tot de achterliggende muur. Ruimtebesparend en comfortabel!



2D-MASSAGE

Het 2D-massagemechanisme stelt de massagestoel in staat om je rug te scannen en nauwkeurig de positie van de verschillende delen van je wervelkolom te herkennen.



VERSTELBARE VOETSTEUN

De voetsteun kan worden uitgeschoven en is daardoor aanpasbaar aan verschillende lichaamsgroottes.



LIGGENDE POSITIE

De verstelbaarheid van de rugleuning en de voetsteun draagt bij aan het persoonlijke welzijn van de lichaamshouding.



BRAINTRONICS®

Braintronics® technologie synchroniseert uw hersengolven door middel van audiostreamulatie. Gecombineerd met een speciaal ontwikkeld massageprogramma dat uw stressvolle lichaam in staat zal stellen om te ontspannen. Het maakt niet uit of u wilt ontspannen, dromen of leren – alles is mogelijk.



SCHOUDE AANPASSEN

De massagekoppen kunnen naar boven of beneden naar een geschikte positie worden bewogen in het schoudergebied.



LUCHTINTENSITEIT

Instelbare airbag massage-intensiteit.



3D MASSAGE

Bij deze nieuwe techniek beweegt de massagerobot niet alleen naar boven en beneden, maar ook naar voren en naar achteren.



SCHOUDE GREEP

Gerichte kneedmassage in het schouder/nekgebied – ideaal voor het verlichten van spanningen en pijn in dit gebied.



SNELHEID

De massagesnelheid is instelbaar.



BREEDTE

De afstand tussen de beide massagekoppen kan worden ingesteld (smal, middelmatig en breed).



MUZIEK

Verdere ontspanning en plezier met de muziekfunctie.



REFLEXOLOGIE

Reflexologie regeneert de voetspielen en heeft een harmoniserende werking op bijna alle organen in uw lichaam.



VOELT ALS MENSENHANDEN

Speciaal ontworpen massagekoppen imiteren de handbeweging van een professioneel masseur. De maximale rekruimte is 6,5 cm en de maximale rekhoek is 41 graden, zodat de mechanische handen een effectieve massage kunnen geven om menselijke halswervels, borstwervels en lendenwervels.



SNELSTART

Met één druk op de snelstartknoppen in uw armleuning kunt u de belangrijkste functies controleren.



DUBBELE SENSOR LICHAAMSSCAN

De massagestoel voert een lichaams-scan uit om de belangrijkste gebieden van de nek en rug met een optimale druk gedurende de gehele massage te garanderen. De scan technologie detecteert de hoogte van uw schouders, die kan worden gewijzigd na de scan, indien nodig.

11. Juridische kwesties

11.1 EU-conformiteitsverklaring

Voldoet aan de Europese richtlijnen EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU en RoHS.

11.2 Garantieverplichtingen

De verkoper geeft de wettelijke garantieperiode voor het product dat in de onderstaande tabel wordt beschreven. De garantie is geldig vanaf de aankoopdatum. De aankoopdatum moet worden bevestigd door een aankoopbewijs. De verkoper zal alle onder de garantie vallende producten in Duitsland die defect blijken te zijn, gratis repareren of vervangen. Dit geldt niet voor slijtageonderdelen zoals stoffen bekleding. Voorwaarde hiervoor is dat het defecte apparaat met aankoopbewijs wordt teruggestuurd voordat de garantieperiode afloopt.

De garantie is ongeldig als, nadat een fout is ontdekt, deze is ontstaan door bijvoorbeeld invloeden van buitenaf of als gevolg van reparaties of wijzigingen die niet zijn uitgevoerd door de fabrikant of een erkende dealer. De garantie van de dealer is beperkt tot de reparatie of vervanging van het product. In het kader van deze garantie neemt de fabrikant of verkoper geen aanvullende verplichtingen op zich en is hij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of onjuist gebruik van het product. Als uit de inspectie van het product door de fabrikant blijkt dat de garantieclaim betrekking heeft op een defect dat niet onder de garantie valt of dat de garantieperiode is verstreken, worden de kosten voor inspectie en reparatie gedragen door de klant.

Wettelijke kennisgeving: Geen van de verklaringen op deze website is bedoeld als genezing. Diagnose en behandeling van ziekten en andere lichamelijke aandoeningen vereisen verwijzing naar artsen, alternatieve behandelaars of therapeuten. De informatie is alleen voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt ter vervanging van medische behandeling. Het is aan elke gebruiker om het nut van een toepassing in een specifiek geval te bepalen door zorgvuldig onderzoek en, indien nodig, na overleg met een specialist. Elke toepassing of therapie is op eigen risico van de gebruiker. Wij distantiëren ons van alle claims en beloften van behandeling.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Afbeeldingen en teksten vallen onder het copyright van CASADA International GmbH en mogen niet worden gebruikt zonder speciale vermelding. copyright © 2023 CASADA International GmbH. alle rechten voorbehouden. A2-SK3-EN1023



Вітаємо!

Купуючи це масажне крісло, ви демонструєте свою обізнаність про здоров'я, і ми просимо вас уважно прочитати та дотримуватися інструкцій з безпеки, щоб ви могли довгий час насолоджуватися перевагами цього пристрою. Будь ласка, уважно прочитайте інструкції з безпеки та дотримуйтесь їх **BetaSonicIII**.

Зміст

1. Інструкції з техніки безпеки	04
2. Початок роботи	07
3. Особливості/функції	10
4. Дистанційне керування	12
5. Огляд кнопок на підлокітнику	14
6. Інструкція з експлуатації	18
7. Очищення та догляд	36
8. Усунення несправностей	37
9. Технічні дані	38
10. Спеціальні функції	39
11. Юридичні питання	40
11.1 Декларація відповідності ЄС	40
11.2 Гарантійні зобов'язання	40

< timetorelax

З моменту заснування у 2000 році ім'я CASADA означає високоякісну продукцію в галузі велнесу та фітнесу, і сьогодні пристрої CASADA доступні по всьому світу. Безперервний розвиток, оригінальний дизайн і суворі орієнтація на поліпшення якості життя характеризують продукцію CASADA, як і її надійну та чудову якість.

1. Інструкції з техніки безпеки

- Перед використанням уважно прочитайте всі відповідні інструкції.
- Позначена тут інформація допоможе вам безпечно та правильно використовувати виріб.
- Попередження розділені на «Попередження» та «Обережно», щоб уточнити ступінь небезпеки та пошкодження, які можуть виникнути в разі неправильного використання. І те, і інше важливо для безпеки, і їх потрібно враховувати.
- Зверніть увагу на символи перед інструкціями з безпеки.



УВАГА: Означає, що неналежне використання може призвести до серйозних травм або смерті.



Обережно: Вказує на те, що неправильне використання може призвести до незначних травм або пошкодження майна.



Неприпустимо: Категорично заборонено

Продукт не повинен використовуватися наступними групами людей



Неприпустимо

- Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) з фізичними, сенсорними чи неврологічними вадами або з браком досвіду чи розсудливості, якщо вони не перебувають під наглядом та не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку. Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.
- Людям, які страждають на остеопороз.
- Люди із захворюваннями серця або користувачі електронних медичних пристроїв, таких як: кардіостимулятор.
- Люди, які страждають від лихоманки.
- Вагітні та жінки, які мають менструацію.
- Люди, які отримали травми або мають захворювання шкіри.
- Дітям до 14 років, які перебувають без нагляду, не дозволяється використовувати цей продукт.
- Люди, яким їхні лікарі порадили заспокоїтися або які почувуються хворими.
- Заборонено користуватися цим виробом особам із мокрим тілом.
- Цей продукт має дуже теплу поверхню нагріву. Людям, чутливим до тепла, слід бути обережними під час використання цього пристрою.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити фахівець виробника, його відділу технічного обслуговування або подібного відділу, щоб уникнути небезпеки.

Важливі застереження щодо безпеки



УВАГА

- Слідкуйте за тим, щоб діти не торкалися будь-яких рухомих компонентів пристрою.
- Використовуйте пристрій лише з добре заземленим джерелом живлення, яке підходить для цього продукту.
- Вимкніть шнур живлення після використання або перед чищенням, щоб уникнути травм або пошкодження виробу.
- Пристрій повинен експлуатуватися відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику.
- Не використовуйте несанкціоновані запасні частини або аксесуари.
- Не використовуйте пристрій на вулиці.
- Перед введенням в експлуатацію уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Ніколи не використовуйте цей продукт для будь-яких цілей, не перелічених тут.
- Рекомендується використовувати 20 хвилин за раз.
- Не використовуйте цей продукт, якщо оббивка, шкіра порвані або пошкоджені.
- Слідкуйте за тим, щоб у пристрій не потрапили сторонні предмети.
- Не використовуйте цей продукт для сну.
- Не використовуйте цей продукт, якщо ви в стані алкогольного сп'яніння або почуваетесь хворим.
- Не використовуйте пристрій протягом години після прийому їжі.
- Щоб уникнути травм, не використовуйте цей виріб із застосуванням сили.

1. Інструкції з техніки безпеки

Техніка безпеки



Обережно

- Переконайтеся, що напруга мережі відповідає вказаній на виробі.
- Ніколи не вставляйте та не виймайте вилку мокрими руками.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або пошкодження пристрою, не допускайте потрапляння води в пристрій.
- Будьте обережні, щоб не тягнути за шнур живлення під час підключення та від'єднання. Груба сила заборонена.
- Захищайте кабель від пошкоджень і не модифікуйте схему пристрою.
- Очищення струмопровідних елементів цього продукту, таких як: вимикач живлення та вилку не можна протирати мокрою тканиною.
- Будь ласка, зверніть увагу на те, що існує ризик отримання травми у разі припинення електропостачання. Тому ми рекомендуємо вам триматися подалі від продукту, доки не відновиться живлення.
- Якщо ви помітили незвичайний стан роботи пристрою, негайно вимкніть його та зверніться до місцевого дилера.
- Якщо ви почуваетесь погано, припиніть використання пристрою та зверніться до лікаря.

Протипоказання braintronics®

- Психози (наприклад, шизофренія, біполярний розлад, ендогенна депресія)
- Розлади особистості
- Епілепсія та подібні судомні розлади
- Хвороба серця
- Розлади центральної нервової системи
- Тромбоз
- Ендогенна депресія
- ADD (неактивний)
- Недавній інфаркт або інсульт
- Розумова відсталість
- Залежність від наркотиків, алкоголю та медикаментів
- Регулярне вживання психотропних препаратів
- Вагітність

ПРИМІТКА: з етичних і юридичних міркувань, braintronics® не можна використовувати дітям і підліткам без прямої згоди їхніх законних опікунів. Людям, які можуть потрапити в релігійні конфлікти через медитацію, слід утриматися від її використання.

Умови зберігання



Обережно

- Температура приміщення для зберігання: від 5 °C до 40 °C.
- Вологість (RH) від 20% до 80%; вільному від корозійних газів і добре провітрюваному приміщенні.

1. Інструкції з техніки безпеки

Технічне обслуговування товару



Обережно

- Цей виріб має обслуговуватися лише в призначеному дилером сервісному центрі. Користувач не має права розбирати або обслуговувати виріб без дозволу.
- Не забудьте вимкнути головний вимикач після використання.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо розетка несправна.
- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу, згорніть шнур живлення та зберігайте пристрій у сухому місці без пилу.
- Уникайте розміщення пристрою при високих температурах або поблизу відкритого вогню. Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів протягом тривалого часу.
- Чистіть цей виріб лише сухою тканиною. Ніколи не використовуйте розчинник, бензол або спирт.
- Пристрій розроблено та виготовлено таким чином, що не потребує спеціального обслуговування.
- Уникайте маніпулювання цим виробом гострими предметами.
- Не котіть і не тягніть цей виріб по нерівній поверхні. Підніміть його перед переміщенням.
- Пристрій слід використовувати лише через регулярні проміжки часу. Не залишайте його працювати безперервно протягом тривалого часу.

Середовище застосування



Обережно

- Не використовуйте цей продукт у дуже вологому середовищі, наприклад, у ванній кімнаті.
- Негайно припиніть використання цього продукту, якщо температура навколишнього середовища значно зміниться.
- Не використовуйте цей продукт у сильно запиленому або корозійному середовищі.
- Цей виріб не слід розміщувати в замкнутих приміщеннях або місцях без гарної вентиляції.

Усунення типових несправностей




Обережно

- Звук двигуна під час роботи виробу є звичайним робочим звуком.
- Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином, перевірте, чи штепсельна вилка та джерело живлення надійно підключені, а вимикач живлення увімкнено.
- Після закінчення дозволеного часу використання пристрій автоматично вимикається. Якщо пристрій працює протягом тривалого періоду часу, температурний захист автоматично вимикає пристрій. Пристрій можна знову увімкнути в роботу через 30 хвилин.

2. Початок роботи

Інструкція по монтажу

1. Під'єднайте кабель кулачкового механізму та лінію стисненого повітря до переднього роз'єму рами (Малюнок 1).
2. Потім просуньте підключений кабель і лінію стисненого повітря в отвір на каркасі спинки (Малюнок 2).
3. Після під'єднання кабелю відкрийте кришки кріплення (зона литок) з обох боків сталеві рами (Малюнок 3).
4. Підніміть механізм в заглиблення, закрийте монтажні кришки та закріпіть 2 гвинтами




Розміщення масажного крісла

Слідкуйте за тим, щоб відстань до стіни становила не менше 30 см, щоб крісло могло повністю перейти в положення лежачи.

Захищайте крісло від занадто високих кімнатних температур. Розмістіть його так, щоб воно стояло прямо.

Уникайте впливу сонячних променів і забезпечте достатню відстань від нагрівальних приладів.

Щоб захистити підлогу від пошкоджень, ми рекомендуємо відповідну підкладку (наприклад, килимок).



2. Початок роботи


Підняття стільця

Щоб уникнути травм, при підйомі та переміщенні крісла потрібна злагоджена робота.

1. Будь ласка, піднімайте масажне крісло, коли пересуваєте його по чутливих поверхнях, таких як дерев'яна підлога.

2. Коли крісло піднімається та переміщується в потрібне положення, будьте обережні, щоб захистити руки та ноги від травмування. Відпускайте крісло, лише коли воно стоятиме рівно.


Щоб уникнути пошкодження підлоги, ми рекомендуємо покласти на неї захисні килимки або щось подібне.



Зняття та кріплення подушки для голови та спинки

За допомогою подушки можна зменшити інтенсивність розминання в області шиї та плечей. Рекомендуємо використовувати накладки.

Подушка для спинки і спинка (1), а також подушка для голови і подушка для спинки (2) з'єднані за допомогою блискавки..



2. Початок роботи

Переміщення масажного крісла


Для переміщення масажного крісла використовуйте ролики на спинці. Перемістіть крісло, нахиливши його назад приблизно на 45° (див. малюнок).

Примітка: надмірне зусилля призведе до того, що стілець перекинеться та, можливо, пошкодиться

1. Перед переміщенням крісла поверніть його у вихідне положення, а потім вимкніть живлення.
2. Пересувайте крісло лише тоді, коли на ньому немає людей або предметів.

3. Не штовхайте крісло через перешкоди вище 2 мм або щілини ширше 5 мм.

4. Коли ви пересуваєте крісло за допомогою роликів, здійснити одноразовий безперервний рух неможливо; Якщо відстань перевищує 50 метрів, рухайте крісло повільно та рівномірно, щоб уникнути пошкодження.



3. Перед застосуванням

Перевірте простір навколо

Переконайтеся, що поблизу пристрою немає людей, домашніх тварин та інших предметів.




Переконайтеся, що в зазорах між приладом немає сторонніх предметів.

3. Перед застосуванням


Увімкніть джерело живлення




Увага



1. Підключіть кабель живлення



2. Схема електричного підключення




3. Увімкніть вимикач живлення (положення «I»)




УВАГА

- Перед використанням перевірте, чи шнур живлення та вилка не пошкоджені.
- Джерело живлення цього виробу має відповідати робочим характеристикам.
- Категорично забороняється використовувати інший адаптер живлення, ніж той, який призначений для цього продукту.
- Категорично забороняється підключати до пристрою різні пристрої перетворення електроенергії, які не схвалені виробником.


Перед масажем переконайтеся, що в області стоп та інших місцях немає сторонніх предметів. За жодних обставин руки, ноги та голова не повинні торкатися області між підставкою для ніг і основною рамою або області між підлокітником і масажною капсулою. Ні в якому разі не можна, щоб руки, ноги і голова потрапляли під тканинне або шкіряне покриття зони масажу.




4. Особливості/функції



4. Особливості/функції



5. Дистанційне керування




5. Дистанційне керування

1. Дисплей: рідкокристалічний дисплей показує функції масажу під час роботи.
2. Увімкнення/вимкнення: увімкнення/вимкнення масажного крісла.
3. Сидіння на кнопки: спинку і ніжки можна регулювати одночасно, щоб досягти зручного кута масажу.
4. Кнопка нульової гравітації: Масажне крісло має чотири рівні невагомості. Натисніть кнопку один раз, щоб вибрати перший рівень, двічі – другий рівень, тричі – третій рівень і чотири рази – повернення у вихідне положення.
5. Кнопка навігації вгору: натисніть кнопку вгору, щоб перейти вгору по меню або налаштувати положення масажу.
6. Кнопка ОК: підтвердити вибрану функцію масажу або виконати підтверджений масаж.
7. Ліва навігаційна клавіша: повернення до попереднього меню або вибір опції ліворуч.
8. Кнопка навігації вниз: натисніть кнопку вниз, щоб перейти в меню або налаштувати положення масажу.
9. Кнопка швидкого набору для «додаткових функцій»: Ця функція дозволяє отримати доступ до інтерфейсу вибору «додаткові функції»; Ви можете знайти детальний опис у цій інструкції.
10. Кнопка AUTO: Вхід в інтерфейс для вибору автоматичного режиму роботи. Додаткову інформацію можна знайти в розділі «Автоматична програма».
11. Кнопка швидкого доступу до ручного керування: вхід в інтерфейс вибору ручного керування. Щоб отримати детальну інформацію про цю функцію, перегляньте ці інструкції.
12. Кнопка Bluetooth: вмикає або вимикає функцію Bluetooth.
13. Кнопка паузи: призупиняє всі функції масажу, що виконуються в даний момент. Повторне натискання цієї кнопки відновить усі функції масажу до паузи.
14. Сидіння застібається кнопками: спинку та ніжки можна регулювати одночасно для досягнення зручного кута масажу.
15. Права навігаційна клавіша: перейдіть до підменю або виберіть опцію праворуч.
16. Клавіша швидкого доступу до функцій налаштування: використовується для входу в інтерфейс користувача функцій налаштування. Детальну інформацію про функції можна знайти в цьому посібнику.
17. Кнопка меню: відкриває інтерфейс вибору головного меню. Детальну інформацію про функції можна знайти в цьому посібнику.

5. Дистанційне керування

Огляд кнопок на підлокітнику




5. Дистанційне керування

Функції	Опис
	Кнопка вмикання/вимкнення: коротке натискання цієї кнопки вмикає та вимикає масаж.
	Ручка регулювання сидіння: Поверніть цю ручку за годинниковою стрілкою, щоб повільно опустити спинку вниз і підняти підніжку. Коли ви відпустите кнопку, рух спинки та підставки для ніг припиниться вниз/вгору.
	Ручка регулювання сидіння: Повертаючи цю ручку проти годинникової стрілки, спинка повільно піднімається, а підставка для ніг повільно опускається вниз; відпускання зупиняє рух спинки та підніжки вгору/вниз.
	Якщо цю кнопку натиснути під час масажу, усі функції масажу негайно припиняються (тобто масажне крісло вимикається через 20 хвилин). Натисніть цю кнопку ще раз, щоб відновити всі попередні функції масажу.
	Кнопка автоматичного режиму: кожного разу, коли кнопку коротко натискаєте, перемикається на наступну функцію автоматичного масажу.
	Кнопка застосування тепла: Натисніть кнопку, щоб увімкнути або вимкнути функцію нагріву.
	Кнопка тиску повітря: кожне натискання кнопки перемикає в режим тиску повітря: загалом чотири режими (включно з вимкненням тиску повітря), які можна перемикати циклічно.
	Кнопка зони масажу: натисніть цю кнопку, щоб перемкнути режим зони спини.
	Кнопка ручного режиму: при кожному короткому натисканні кнопки відбувається перехід до наступної техніки масажу.

6. Інструкція з експлуатації

Експлуатація та контроль функції масажу

1.Режим очікування




У вимкненому стані крісло знаходиться в режимі очікування (світлодіод вимкнений).

2. Почати масаж (кнопка увімкнення/вимкнення)

Щоб почати масаж, натисніть кнопку ON/OFF. Відкрийте головний екран і виберіть автоматичну програму для початку масажу.

Крісло вимикається автоматично, якщо протягом 5 хвилин не вибрано жодної програми.



2.1. Регулювання кута нахилу та визначення форми тіла

Кут нахилу буде відповідно налаштовано разом із визначенням форми тіла (зверніть увагу, що ви можете натиснути кнопку ОК, щоб пропустити цей крок).



6. Інструкція з експлуатації

2.2 Регулювання положення плечей

Щойно буде визначено положення плечей, пролунає звуковий сигнал.


Якщо визначене положення відрізняється від фактичного, ви можете скоригувати його, натискаючи кнопки «Вгору» або «Вниз». Положення плечей можна налаштовувати в 11 рівнях.

Якщо положення не буде змінено протягом 10 секунд, система автоматично перейде в режим масажу.

Якщо ви натиснете кнопку «ОК» одразу, система негайно перейде до функції масажу.

Якщо положення плечей не буде розпізнано, масаж виконуватиметься на стандартній висоті плечей.

Примітка: Під час масажу ви можете натиснути «Вправо» в інтерфейсі користувача, щоб відкрити меню «Налаштування плечей», натиснути «ОК» для входу в меню регулювання або скоригувати положення плечей кнопками «Вгору» чи «Вниз».



Кнопки	Опис
	Відрегулюйте масажні головки вгору, щоб вони досягли відповідного положення плечей.
	Відрегулюйте масажні головки вниз, щоб вони досягли відповідного положення плечей.

6. Інструкція з експлуатації



3. Регулювання положення масажної головки

Якщо необхідно відрегулювати положення масажної головки після вибору програми масажу, натисніть кнопку «Меню»  на пульті дистанційного керування та виберіть ручну функцію, яку потрібно налаштувати. Ви також можете безпосередньо натиснути кнопку «Manual» на пульті дистанційного керування та вибрати ручну функцію, яку ви хочете встановити. Потім натисніть клавішу «Вліво», щоб повернутися до інформаційного інтерфейсу («ручна функція» стає інтерфейсом).

Ви можете натиснути кнопку «Вгору» або «Вниз» безпосередньо з інтерфейсу ручного керування, щоб перемістити масажну головку вгору або вниз, коли для зони масажу встановлено точковий або частковий масаж.


Якщо область масажу не є точковою або частковою, вам потрібно вибрати «Налаштування масажу» в ручному інтерфейсі. Знайдіть зону масажу, виберіть точковий або частковий масаж, натисніть кнопку «Вліво», щоб повернутися до інтерфейсу, і натисніть кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб перемістити масажну головку в положення «Лежачи»: вгору та вниз і адаптуйте.



6. Інструкція з експлуатації

4. Кнопка паузи


Під час поточного процесу масажу ви можете тимчасово призупинити всі поточні функції масажу, натиснувши кнопку паузи . Натисніть кнопку паузи ще раз, щоб продовжити процес масажу перед паузою. Якщо перерва триває більше 20 хвилин, пристрій автоматично вимикається.



5. Кнопка Меню

Натисніть кнопку «Меню» , щоб увійти в головне меню для вибору функції масажу, включаючи інтерфейси для автоматичної функції, ручної функції, інші та інші функції.

Відкрийте меню, натисніть Вгору або Вниз, щоб вибрати функції, і натисніть OK, щоб перейти до наступного рівня вибору. Натисніть ліворуч, щоб повернутися до попереднього інтерфейсу меню.




6. Інструкція з експлуатації

1. Автоматична функція

Натисніть кнопку «Меню» , щоб увійти в головне меню. Натисніть кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб вибрати автоматичну функцію, підтвердіть кнопкою «ОК». Ви також можете безпосередньо натиснути кнопку «Автоматично»  на пульті дистанційного керування, щоб вибрати автоматичну функцію.

На вибір є 15 автоматичних програм масажу: комфортний масаж, релаксаційний масаж, розтягуючий масаж, масаж шиї та плечей, масаж спини та попереку, масаж всього тіла, масаж хребта, відновлювальний масаж, масаж на спокійну ніч, ніжний масаж, підбадьорливий масаж, масаж нижньої частини тіла та масаж всього тіла.

Відкрийте інтерфейс автоматичних функцій і натисніть кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб вибрати будь-яку програму масажу з автоматичними функціями та повернутися до інтерфейсу керування. Інтерфейс користувача відображається як інформаційний екран із автоматичними функціями.



6. Інструкція з експлуатації

Функції	Опис
Комфортний масаж	Найкомфортніший масаж.
Розслаблюючий масаж	Розслабте своє тіло ніжним та приємним глибоким масажем.
Розтягуючий масаж	Розтягує ноги і попереку за допомогою спеціального ергономічного руху опори для ніг і спини. Таким чином можна ефективно усунути симптоми втоми, полегшити біль у суглобах і відновити життєві сили.
Масаж шиї та плечей	За допомогою унікальної техніки масажу шиї та плечей можна провести ефективний масаж шийного відділу хребта та лопатки. Знімає біль у шиї та плечах і зменшує симптоми втоми.
Масаж спини та попереку	Масаж спини та попереку спрямований на полегшення болю в спині та попереку.
Масаж всього тіла	Масаж усіх м'язів пробуджує різні функціональні зони тіла і дозволяє почати новий день, повний бадьорості.
Масаж хребта	Унікальна техніка масажу хребта покращує кровообіг, знімає біль у шиї та плечах, забезпечує краще постачання киснем області голови.
Відновлювальний масаж	Зменшує загальну втому і м'язову хворобливість, розслабляє спину і м'язи, покращує мікроциркуляцію і швидко знімає втому.
Меридіанний масаж	Надає очищуючу дію на меридіани. Сприяє мікроциркуляції організму та зміцнює імунну систему.
Професійний масаж	Фізично активні люди можуть розслабитися за допомогою масажу Підвищення рухливості, зняття напруги і загальна оптимізація роботи організму.
Масаж на добраніч	Масаж дванадцяти найважливіших точок акупунктури допомагає організму відновити баланс і забезпечити швидке поліпшення сну та якості відпочинку.
Ніжний масаж	Цей масаж підходить всім, особливо людям похилого віку. Масаж м'який і м'який. Рекомендується також людям, які піддаються особливому стресу.
Підбадьорливий масаж	Масаж дозволяє швидко відновити організм після тренування, що забезпечує оптимальну регенерацію.
Масаж нижньої частини тіла	Ефективний масаж попереку, сідниць і стегон сприяє розслабленню розуму і регулює різні функції організму.
Масаж балансу тіла	німає стрес, знімає втому, заспокоює розум, розслабляє м'язи, приводить тіло та розум у рівновагу, забезпечує врівноважений розум і сприяє сну.

6. Інструкція з експлуатації

2. Ручні функції

Натисніть кнопку «Меню»  , щоб отримати доступ до головного меню. Натисніть кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб вибрати ручні функції  , підтвердіть кнопкою «ОК». Ви також можете безпосередньо натиснути кнопку «Manual» на пульті дистанційного керування, щоб увійти в інтерфейс ручної роботи.

Є 9 функцій ручного масажу, включаючи розминання, постукування, ритмічні постукування, розминання та постукування, шиацу, 3D-розминання, 3D-постукування, 3D-розминання та постукування та 3D-шиацу.

Після входу в ручний інтерфейс виберіть потрібну техніку ручного масажу за допомогою кнопок ВГОРУ або ВНИЗ і натисніть ОК для підтвердження. Після вибору техніки ви не повернетеся автоматично до попереднього інтерфейсу. Натисніть кнопку вліво, щоб повернутися до попереднього інтерфейсу. Коли ви повернетеся до попереднього інтерфейсу, ви опинитеся в інтерфейсі технік ручного масажу.



6. Інструкція з експлуатації

Функції	Регулювання масажної головки	
Розминання	швидкість	Швидкість регулюється в 5 рівнях Ширина регулюється в 3 рівнях
Постукування	Швидкість і ширина	
Ритмічне постукування	Швидкість і ширина	
Розминання та постукування	швидкість	
Шиацу	Ширина	
3D розминання	швидкість	
3D Постукування	Швидкість і ширина	
3D постукування та розминання	швидкість	
3D шиацу	Ширина	


6. Інструкція з експлуатації

3. Більше можливостей

Натисніть кнопку «Меню» , щоб увійти в інтерфейс меню, натисніть кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб вибрати піктограму для додаткових функцій, і підтвердіть кнопкою «ОК». Але ви також можете безпосередньо натиснути «Інші функції». Кнопку на пульті дистанційного керування для входу в інтерфейс користувача для додаткових функцій.

Інші функції включають: верхній тиск повітря, нижній тиск повітря, тепло та інші функції масажу.

Коли ви перебуваєте на екрані додаткових функцій, за допомогою кнопок ВГОРУ або ВНИЗ виберіть потрібну функцію масажу та використовуйте кнопку Вправо, щоб увімкнути або вимкнути її. Потім натисніть кнопку ОК для підтвердження. Натисніть кнопку вліво, щоб повернутися до попереднього інтерфейсу меню.




6. Інструкція з експлуатації

1. Інші функції - верхній тиск повітря

Масаж верхнім повітряним тиском: включає функції масажу плечей, рук і талії.

Виберіть інтерфейс «Додаткові функції» та натисніть кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб вибрати функцію верхнього аеромасажу. Натисніть кнопку «Вправо», щоб увімкнути або вимкнути верхній аеромасаж, потім підтвердіть вибір кнопкою «ОК». Використовуйте кнопку «Вліво», щоб повернутися до попереднього інтерфейсу меню.



2. Інші функції – зниження тиску повітря

Масаж із низьким тиском повітря: з функціями масажу для ніг і стоп.

Виберіть інтерфейс «Додаткові функції», натисніть кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб вибрати функцію нижнього повітряного масажу. Натисніть кнопку «Вправо», щоб увімкнути або вимкнути нижній повітряний масаж, а потім підтвердіть вибір кнопкою «ОК». Скористайтеся кнопкою «Вліво», щоб повернутися до попереднього інтерфейсу меню.




6. Інструкція з експлуатації

3. Інші функції – Тепло

Нагрівання: увімкнути/вимкнути нагрівання. Розігрів займає близько 3 хвилин.

Виберіть інтерфейс «Додаткові функції», натисніть кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб вибрати функцію нагріву. Натисніть кнопку «Вправо», щоб увімкнути або вимкнути нагрівання, а потім підтвердіть вибір кнопкою «ОК». кнопкою «Вліво» ви повертаєтесь до попереднього інтерфейсу меню.




6. Інструкція з експлуатації

4. Налаштування

Натисніть кнопку «Меню» , щоб отримати доступ до головного меню. Виберіть піктограму налаштувань за допомогою кнопок «Вгору» чи «Вниз» або безпосередньо за допомогою кнопки «Налаштування»  на пульті дистанційного керування та натисніть кнопку «ОК», щоб увійти в меню налаштувань. Налаштування включають: мови, Bluetooth та ідентифікатор пристрою.


Відкривши інтерфейс налаштування, натисніть кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб вибрати потрібну функцію налаштування. Потім натисніть кнопку «Вправо», щоб встановити вибрану функцію налаштування, потім натисніть «ОК» для підтвердження. Використовуйте кнопку «Вліво», щоб повернутися до попереднього інтерфейсу меню.



6. Інструкція з експлуатації

1. Налаштування – налаштування мови


Відкрийте меню налаштувань. Використовуйте кнопки вгору та вниз, щоб вибрати мову, підтвердіть правою кнопкою. Потім виберіть свою мову за допомогою кнопки ОК. Ви можете повернутися за допомогою лівої кнопки.



2. Налаштування - Bluetooth

Увімкніть функцію Bluetooth крісла, щоб підключити до крісла свій пристрій із підтримкою Bluetooth (наприклад, мобільний телефон, планшет тощо). Після створення пари та підключення до модуля Bluetooth крісла музика, що відтворюється з вашого зовнішнього пристрою, може бездротово передаватись на звукову систему крісла через Bluetooth.

Відкрийте інтерфейс налаштувань і виберіть Bluetooth за допомогою кнопки ВГОРУ або ВНИЗ. Потім натисніть праву кнопку, щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth, підтвердити кнопкою ОК. Натисніть кнопку вліво, щоб повернутися до попереднього інтерфейсу меню.




6. Інструкція з експлуатації

3. Налаштування - ID CODE

ID CODE: відображення ідентифікаційного номера пристрою.

Після входу в інтерфейс налаштування використовуйте кнопку ВГОРУ або ВНИЗ, щоб вибрати ідентифікатор пристрою та відобразити номер пристрою.



6. Інструкція з експлуатації

4. Налаштування масажу

В інтерфейсі натисніть кнопку вліво або вправо, щоб вибрати кнопку налаштування масажу, а потім натисніть кнопку ОК, щоб увійти в інтерфейс налаштування масажу.

Є 7 функцій налаштування масажу: швидкість масажу спини, інтенсивність 3D, зона масажу, ширина масажу, інтенсивність повітряного масажу, швидкість ролика, час масажу тощо.

Увійшовши в інтерфейс налаштування масажу, натисніть кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб вибрати потрібний параметр. Натисніть кнопку «Вправо», щоб відрегулювати рівень масажу, а потім натисніть кнопку «ОК», вибравши налаштування масажу. Натисніть кнопку вліво, щоб повернутися до попереднього інтерфейсу меню.



Функції	Опис
Швидкість масажу спини	5 рівнів швидкості
3D інтенсивність	Інтенсивність регулюється в 5 рівнях
Ширина масажу	Виберіть один із п'яти режимів: точковий, частковий, повний, верхній і нижній.
Ширина Масажа	Ширина регулюється на 3 рівнях
Інтенсивність аромасажу	Інтенсивність регулюється в 5 рівнях
Швидкість ролика	Доступні чотири режими, включно з закритим і рівнями від 1 до 3.
Контроль часу	Є чотири режими на вибір: +10 хвилин, +5 хвилин, -5 хвилин і -10 хвилин.

6. Інструкція з експлуатації

Зверніть увагу, що доступний час масажу може змінюватися залежно від тривалості, що залишилася. Якщо відображений час не дозволяє додавання або віднімання певного інтервалу часу, відповідна операція недоступна. Наприклад, якщо на пульті дистанційного керування відображається 39 хвилин, діапазон налаштування доступного часу масажу обмежено -5 хвилинами або -10 хвилинами. Неможливо вибрати +10 хвилин або +5 хвилин.

Нульова гравітація

Натисніть кнопку Zero Gravity, щоб відрегулювати положення кута невагомості. Залежно від ваших потреб ви можете вибрати різні положення кута невагомості. Для першого рівня натисніть кнопку один раз. Для другого рівня натисніть кнопку двічі. Для третього рівня натисніть кнопку тричі. Для повернення в початковий стан кнопку необхідно натиснути чотири рази.




Кнопка	Опис
	Кнопка «Невагомість» дозволяє користувачеві встановити положення невагомості для зони литок і спинки, а також вибрати один із трьох режимів невагомості та режиму опускання крісла, які чергуються циклічно..

5. Кнопка регулювання нахилу кресла.

Кнопка	Опис
	Щоб підняти спинку, натисніть і утримуйте кнопку підйому сидіння, доки не буде досягнуто бажаної висоти. Щоб опустити нижню секцію, натисніть і утримуйте кнопку, доки нижня частина не займе потрібне положення. Щоб припинити піднімати або опускати ножну секцію, відпустіть кнопку.
	Щоб повільно опустити спинку, натисніть і утримуйте кнопку опускання сидіння. Щоб повільно підняти підставку для ніг, натисніть і утримуйте кнопку підняття підставки для ніг. Щоб зупинити опускання спинки або підняття підніжки, відпустіть відповідну кнопку.

6. Інструкція з експлуатації

Відтворення динаміка Bluetooth



1. Кнопка Bluetooth: щоб увімкнути або вимкнути з'єднання Bluetooth, натисніть кнопку «Bluetooth» на  пульті дистанційного керування.
2. У меню інтелектуального пристрою відкрийте Налаштування та виберіть Bluetooth. Відкрийте «Bluetooth», і він автоматично шукатиме новий пристрій Bluetooth.
3. Інтелектуальний пристрій шукає відповідну модель Bluetooth (IMCM-XXXX). Коли буде запропоновано, натисніть кнопку «Пара».
4. Увімкніть музичний плеєр смарт-пристрою та виберіть пісню для відтворення.


6. Інструкція з експлуатації

Завершити масаж

Щоб вимкнути функції масажу під час використання, просто натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення на пульті дистанційного керування. Це також скидає спинку та підніжку.

Крім того, таймер масажу автоматично вимикає всі функції після закінчення встановленого часу, але спинка та підніжка залишаються функціональними.

Щоб вимкнути пристрій, вимкніть головний вимикач.



7. Очищення та догляд

Очистіть шкіряні та пластикові деталі
Використовуйте м'яку суху тканину, щоб протерти шкіру.

- Не чистіть виріб хімічними речовинами, такими як розчинник, бензин, спирт тощо.
- Якщо ви використовуєте комерційно доступні засоби для догляду за шкірою, дотримуйтесь інструкцій щодо використання.

Якщо PU шкіра особливо забруднена, протріть її за допомогою наведених нижче методів.

- Змочіть м'яку тканину у воді або гарячій воді з 3-5% нейтральним миючим засобом і ретельно віджміть.
- Протріть шкіряну поверхню м'якою тканиною, згаданою вище.
- Видаліть миючий розчин тканиною, змоченою чистою водою та ретельно віджатою.
- Висушіть шкіру віджатою м'якою тканиною.
- Потім дайте йому висохнути на повітрі.

Якщо плями важко видалити, ми рекомендуємо занурити шматок наявного у продажу меламінового пінопласту в розчин нейтрального миючого засобу та протерти ним крісло.

- Не використовуйте фен для сушіння поверхні.
- Зверніть увагу, що колір тканини буде стиратися на поверхні PU шкіри. Тому будьте обережні при чищенні крісла джинсами і кольоровими тканинами.
- Зверніть увагу, що тривалий контакт між цими частинами та пластиком може призвести до зміни кольору.
- Будь ласка, зверніть увагу, що поліуретанова шкіра може знебарвитися під впливом фарби для волосся. Щоб уникнути проблем, рекомендуємо під час фарбування волосся накриватися рушником.



8. Усунення несправностей

Несправність	Коли литковий механізм або спинка досягають певного положення, положення більше не змінюватиметься при натисканні потрібної кнопки регулювання.
Рішення	Через структуру виробу та ергономічні вимоги цей виріб має безпечне обмеження щодо регулювання положення. Одночасно лунає звуковий сигнал при досягненні ліміту.

Несправність	Після включення крісла деякі функції не працюють.
Рішення	Після ввімкнення пристрою натисканням кнопки живлення необхідно вручну вибрати програму автоматичного масажу або інший режим роботи. Якщо не зробити жодного вибору, пристрій автоматично вимкнеться через 20 хвилин. Якщо вибрано ручний режим роботи, невибрані функції можуть бути вимкнені, і режим роботи потрібно встановити вручну.

Несправність	Пристрій видає шум, схожий на тертя шкіри, коли він змінює положення.
Рішення	У цьому виробі використовується високоякісна синтетична шкіра, стійка до стирання, яка відповідає вимогам захисту навколишнього середовища. Завдяки особливим властивостям шкіряних матеріалів, при терті рухів у відповідній зоні виникає легкий шум. Це нормальне явище. Примітка. Якщо під час роботи ви почуєте звук, схожий на розрив тканини або шкіри, негайно припиніть роботу та зверніться до фахівця.


Несправність	Масажні головки не доходили ні до плечей, ні до шиї.
Рішення	Якщо ви не пропустили сканування тіла перед масажем ви повинні встановити положення плечей вручну в головному меню. Якщо цього недостатньо і голова не торкається головної подушки або спина не торкається спинки, положення плечей може бути нижче фактичного положення під час визначення форми тіла. Сядьте в найнижче положення сидіння, обіпріться головою на підголовник і почніть знову.
Несправність	Пристрій пошкоджено. Адаптер живлення або вилка надзвичайно гарячі.
Рішення	Припиніть використання пристрою та вимкніть джерело живлення. Щоб уникнути нещасних випадків, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Якщо у вас виникли запитання чи сумніви щодо цього продукту, зверніться до відповідального сервісного персоналу.

9. Технічні дані

Модель:	BetaSonic III
Вага брутто:	95 кг
Вага нетто:	80 кг
Напруга:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальна потужність:	220 Вт
Тиск повітря:	0,022-0,03 МПа
Рівень шуму:	≤60 дБ
Клас безпеки:	I клас
Хронометраж:	20 хвилин
Сертифікати:	CE ENEC X  
braintronics®:	21 хвилина

Маса:	
Розміри:	50 x 76 x 116 см
Розмір лежачи:	95 x 156 x 185 см



10. Спеціальні функції



ТОЧКА

Масажні головки можуть масажувати певну точку



КУЧКУВАННЯ

Шкіра та м'язи захоплюються і розминаються між великим пальцем і вказівним пальцем або обома руками. Ця техніка масажу особливо використовується для зняття напруги.



ПОСТУКУВАННЯ

Короткі постукуючі рухи виконуються краєм руки, долонею або кулаком. Це сприяє кровообігу в шкірі та розслаблює напружені м'язи. Якщо постукування проводиться на рівні легень, це може покращити виведення слизу з легенів.



SHIATSU

ШІАЦУ

Шіацу (натискання пальцями) — це форма тілесної терапії, що походить з Японії. Техніка масажу складається з м'яких, ритмічних, далекосяжних розтягувань і обертів. Метою шіацу є стимуляція окремих частин тіла та мобілізація м'язів.



ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕС

Підйомні та відступаючі повітряні мішки виконують насосоподібні рухи, що спричиняють природні рефлексії м'язів. Це особливо корисно в області литок та стоп.



КНЕДЕННЯ І ПОСТУКУВАННЯ (ДВОЙНА ДІЯ)

Техніки кнедіння та постукування комбінуються для зняття напруги та стимулювання кровообігу одночасно.



АВТОМАТИЧНИЙ

Спеціально розроблені автоматичні програми для всього тіла, які пропонують широкий вибір різних технік масажу. Крім того, ви також можете увімкнути функцію підігріву, якщо бажаєте.



ОБЛАСТЬ СПИНИ

Індивідуально застосовний до будь-якої розміру масажної області.



ВУГЛЕЦЕВИЙ ОБІГРІВ

Глибоко проникаюче вуглецеве інфрачервоне тепло спричиняє розширення кровоносних судин, збільшення кровообігу та зниження тону м'язів. Крім того, воно має дуже корисний вплив на нервові клітини, які відповідають за передачу болю до мозку.



РОЛИК ДЛЯ ПІДШВИ

Масаж стоп стимулює нервові закінчення та певні органи тіла, що також розслаблює м'язи.



ПОВІТРЯНА ЗОНА

Масаж повітряними подушками для всього тіла. Різні зони можна вибирати індивідуально



BLUETOOTH

Бездротове з'єднання з вашим смартфоном або планшетом забезпечує зручне прослуховування музики



НУЛЬОВА ГРАВІТАЦІЯ

Ви займаєте положення, як у астронавта — відчуття невагомості.



ПРОКАТУВАННЯ

Приємне чергування між розслабленням і розслабленням м'язів — ідеально підходить також для завершального масажу, для відпочинку та відновлення м'язів.



РОЗМИНАННЯ І ПОГЛАДЖУВАННЯ

Масажна комбінація розминання та погладження.



ЛЕСТИТЬ

Легке постукування долонею стимулює кровообіг у м'язах і зміцнює сполучну тканину, водночас знижуючи напругу.



L-ПОДІБНА ФОРМА

Глибоко проникаючий масаж всього тіла від шиї до сідниць.



S-ПОДІБНА ЛІНІЯ

У цій автоматичній програмі масажні головки, що знаходяться особливо близько до тіла, масажують всю спину до сідниць. Механізм у формі літери S змодельований за природною анатомією хребта.



НУЛЬОВИЙ ПРОСТІР

Для положення лежачи масажний стілець рухається вперед, тому потребує дуже мало місця до стіни позаду. Економія простору та комфорт!



2D МАСАЖ

Механізм 2D масажу дозволяє масажному стільцю вимірювати вашу спину та також здатний розпізнавати точне розташування частин вашого хребта.



РЕГУЛЬОВАНА ПІДСТАВКА ДЛЯ НІГ

Підставка для ніг може бути висунута, що дозволяє адаптувати її до різних розмірів тіла.



ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

Регульованість спинки та підставки для ніг сприяє особистому благополуччю та комфортному положенню тіла.



BRAINTRONICS®

Технологія Braintronics® синхронізує ваші мозкові хвилі за допомогою аудіо стимуляції. У поєднанні з особливо розробленою програмою масажу ваше напружене тіло зможе розслабитися. Не важливо, чи хочете ви розслабитися, мріяти чи навчатися – все можливо.



РЕГУЛЮВАННЯ ПЛЕЧЕЙ

Масажні головки можуть бути переміщені вгору або вниз до зручного положення в області плечей.



ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОВІТРЯ

Регульована інтенсивність масажу повітряними подушками.



3D МАСАЖ

З цією новітньою технологією масажний робот не тільки рухається вгору і вниз по спині, але й проникає в м'язи та виходить з них.



ХВАТ ЗА ПЛЕЧЕ

Цілеспрямоване розминання в області плечей/ший – ідеально для зняття напруги та болю в цій зоні.



ШВИДКІСТЬ

Швидкість масажу регульована.



ШИРИНА

Відстань між обома масажними головками можна налаштувати (вузька, середня та широка).



МУЗИКА

Додаткове розслаблення та задоволення з функцією музики.



РЕФЛЕКСОЛОГІЯ

Рефлексологія відновлює м'язи стоп та має гармонізуючий вплив на майже всі органи всередині вашого тіла.



ВІДЧУТТЯ ЛЮДСЬКИХ РУК

Спеціально розроблені масажні головки імітують рухи рук професійного масажиста. Максимальний простір для розтягування становить 6,5 см, а максимальний кут розтягування – 41 градус, тому механічні руки можуть ефективно масажувати шийний, грудний та поперековий відділи хребта.



ШВИДКИЙ СТАРТ

Один дотик до кнопок швидкого старту на підлоктнику дозволяє вам керувати найважливішими функціями.



ДВОЧУТТЄВЕ СКАНУВАННЯ ТІЛА

Масажний стілець виконує сканування тіла, щоб зафіксувати основні зони шиї та спини для забезпечення оптимального тиску під час масажу. Технологія сканування визначає висоту ваших плечей, яку можна змінити після сканування, якщо це необхідно.

11. Юридичні питання

11.1 Декларація відповідності ЄС

Відповідає європейським директивам EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU і RoHS.

11.2 Гарантійні зобов'язання

Продавець надає встановлений законом гарантійний термін на виріб, описаний у наведеній нижче таблиці. Гарантія діє з дати купівлі. Дата купівлі має бути підтверджена документами, що підтверджують купівлю. Продавець безкоштовно відремонтує або замінить усі вироби, на які поширюється гарантія в Німеччині, і які виявляються несправними. Це не стосується швидкозношуваних деталей, таких як тканинні чохла. Умовою для цього є надсилання несправного приладу з доказом покупки до закінчення гарантійного терміну.

Гарантія недейсна, якщо після виявлення несправності вона виникла, наприклад, через зовнішні впливи або внаслідок ремонту чи модифікації, виконаних не виробником або не уповноваженим дилером. Гарантія дилера обмежується ремонтом або заміною виробу. У межах цієї гарантії виробник або продавець не бере на себе жодних додаткових зобов'язань і не несе відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій з експлуатації та/або неправильним використанням виробу.

Якщо в результаті перевірки виробу виробником з'ясується, що гарантійна претензія відноситься до дефекту, на який не поширюється гарантія, або що гарантійний термін минув, витрати на перевірку і ремонт несе замовник.

Юридичне повідомлення: Жодне з тверджень, що містяться тут, не є цілющим. Діагностика та лікування захворювань та інших фізичних розладів вимагають звернення до лікарів, альтернативних практик або терапевтів. Інформація має виключно інформаційний характер і не повинна використовуватися як заміна медичного лікування. Кожен користувач повинен сам визначити, наскільки корисним є застосування в конкретному випадку, шляхом ретельного обстеження і, за необхідності, після консультації з фахівцем. Будь-яке застосування або терапія здійснюються на власний ризик користувача. Ми дистанціюємося від будь-яких заяв і обіцянок про лікування.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Авторське право Зображення і тексти є об'єктом авторського права компанії CASADA International GmbH і не можуть бути використані без спеціального підтвердження. copyright © 2023 CASADA International GmbH. всі права захищені. A2-SK3-EN1023

Gratulujeme!

Zakoupením tohoto masážního křesla prokazujete své zdravotní uvědomění a žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli bezpečnostní pokyny a řídili se jimi, abyste si mohli dlouho užívat výhod tohoto zařízení. Přečtěte si prosím pečlivě bezpečnostní pokyny a dodržujte je **BetaSonicIII**.

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny	04
2. Montáž výrobku	07
3. Před použitím	10
4. Vlastnosti/funkce masážního křesla	12
5. Dálkové ovládání	14
6. Návod k obsluze	18
7. Čištění a péče o výrobek	36
8. Řešení možných problémů	37
9. Technické údaje	38
10. Speciální funkce	39
11. Právní otázky	40
11.1 EU prohlášení o shodě	40
11.2 Záruční povinnosti	40

< **timetorelax**

Od svého založení v roce 2000 je jméno CASADA symbolem vysoce kvalitních výrobků v oblasti wellness a fitness a dnes jsou přístroje CASADA dostupné po celém světě. Neustálý vývoj, originální design a přísné zaměření na zlepšení kvality života charakterizují výrobky CASADA, stejně jako jejich spolehlivá a vynikající kvalita.

1. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny příslušné pokyny.
- Zde uvedené informace vám pomohou používat výrobek bezpečně a správně.
- Upozornění jsou umístěna v části „Varování“ a „Pozor“, aby ilustrovala rozsah nebezpečí a škod, které mohou vzniknout při nesprávném použití. Obě jsou důležitá pro bezpečnost a měla by být brána v úvahu.
- Věnujte pozornost symbolům před bezpečnostními pokyny.

 **Varování:** Označuje, že nesprávné použití může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

 **Varování:** Označuje, že nesprávné použití může mít za následek lehké zranění osob nebo poškození majetku.

 **Nepřípustné:** Přísně zakázáno

Výrobek nesmí používat následující skupiny osob

 Nepříjatelé

Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo neurologickým postižením nebo s nedostatkem zkušeností či úsudku, pokud nejsou pod dohledem a nejsou poučeny o jeho používání osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.

- Lidé trpící osteoporózou.
- Lidé s onemocněním srdce nebo uživatelé elektronických zdravotnických přístrojů, jako je kardiostimulátor.
- Lidé s horečkou.
- Těhotné a menstrující ženy.
- Lidé, kteří mají zranění nebo kožní onemocnění.
- Nedovolte dětem mladším 14 let používat tento přístroj bez dozoru dospělých osob.
- Pokud se necítíte dobře nebo pokud vám lékař masáž nedoporučí.
- Nepoužívejte po procedurách spojených s vodou: bazén, sauna, sprcha atd., dokud nejsou povrchy těla a vlasů zcela suché.
- Osoby citlivé na teplo by měly být při používání tohoto přístroje opatrné.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na technika. Nevyměňujte jej sami, aby nedošlo k nehodě.

Důležitá bezpečnostní upozornění

 **Varování**

- Zajistěte, aby děti nevkládaly ruce nebo jiné části těla do pohyblivých částí zařízení.
- Přístroj používejte pouze s dobře uzemněným zdrojem napájení vhodným pro tento výrobek.
- Po použití nebo před čištěním odpojte přístroj ze sítě, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození výrobku.
- Přístroj musí být provozován v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
- Nepoužívejte neautorizované náhradní díly nebo příslušenství.
- Zařízení nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než je zde uvedeno.
- Doporučená délka masáže je 20 minut.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je jeho povrch poškozený nebo potrhaný.
- Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly žádné cizí předměty.
- Nepoužívejte tento přípravek před spaním.

1. Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte tento produkt, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo se necítíte dobře.
- Přístroj nepoužívejte do jedné hodiny po jídle.
- Aby nedošlo ke zranění, nesmí se tento výrobek používat násilím.

 **Pozor**

- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na výrobku.
- Nikdy nezapojujte ani neodpojujte zástrčku mokřima rukama.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, nedovolte, aby do přístroje vnikla voda.
- Při připojování nebo odpojování dávejte pozor, abyste netahali za napájecí kabel. Hrubá síla je zakázána.
- Chraňte kabel před poškozením a neupravujte obvody jednotky.
- Čištění živých částí tohoto výrobku, jako jsou: B. Vypínač a zástrčka napájení se nesmí čistit vlhkým hadříkem. Vypínač napájení a zástrčka se nesmí otírat vlhkým hadříkem.
- Upozorňujeme, že v případě přerušení napájení hrozí nebezpečí úrazu. Proto doporučujeme, abyste se k výrobku nepřiblížovali, dokud nebude napájení obnoveno.
- Pokud zjistíte neobvyklý provozní stav, okamžitě přístroj vypněte a obraťte se na místního prodejce.
- Pokud se necítíte dobře, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Kontraindikace přípravku Braintronics®

- Psychózy (např. schizofrenie, bipolární porucha, endogenní deprese).
- Poruchy osobnosti
- Epilepsie a podobné záchvatové stavy.
- Onemocnění srdce
- Poruchy centrálního nervového systému
- Trombóza
- Endogenní deprese
- Získaný demyelinizační syndrom centrálního nervového systému (ADS)
- nedávny srdeční infarkt nebo mrtvice.
- Mentální retardace
- Návykové poruchy, jako je závislost na drogách, alkoholu a lécích.
- Pravidelné užívání psychotropních léků.
- Těhotenství

POZNÁMKA. Z etických a právních důvodů by se Braintronics® neměl používat u dětí a dospívajících bez výslovného souhlasu jejich zákonných zástupců. Lidé, kteří se mohou dostat do náboženských konfliktů kvůli meditaci, by se měli zdržet jejího používání.

Podmínky skladování

 **Pozor**

- Skladovací teplota: 5 °C až 40 °C.
- Vlhkost (relativní vlhkost) mezi 20 a 80 %; mimo dosah korozivních plynů a v době větrané místnosti.

1. Bezpečnostní pokyny

Údržba a servis výrobků



Pozor

- Servis tohoto výrobku smí provádět pouze autorizované servisní středisko prodejce. Uživatel nesmí výrobek rozebírat ani provádět servis bez autorizace.
- Po použití nezapomeňte vypnout hlavní vypínač.
- Pokud je zásuvka uvolněná, přístroj nepoužívejte.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel a uložte zařízení na suchém a bezprašném místě.
- Přístroj neumísťujte na vysoké teploty nebo do blízkosti otevřeného ohně. Nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu záření.
- Tento výrobek čistěte pouze suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, benzen nebo alkohol.
- Jednotka je navržena a vyrobená tak, aby nevyžadovala žádnou zvláštní údržbu.
- S tímto výrobkem nemanipulujte ostrými předměty.
- Tento výrobek neválejte ani netáhněte po nerovném terénu. Před přemístěním jej zvedněte.
- Přístroj by se měl používat pouze v pravidelných intervalech. Nenechávejte jej nepřetržitě zapnutý po delší dobu.

Prostředek použití



Pozor

- Nepoužívejte tento výrobek ve velmi vlhkém prostředí, jako je koupelna, sauna, bazén.
- Pokud se okolní teplota výrazně změní, okamžitě přestaňte tento výrobek používat.
- Nepoužívejte tento výrobek ve velmi prašném nebo korozivním prostředí.
- Tento výrobek by neměl být umístěn v uzavřených prostorách nebo na místech bez dobrého větrání.

Odpovědi na možné otázky




Pozor

- Zvuk motoru při provozu tohoto výrobku je normální provozní zvuk.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně, zkontrolujte, zda jsou zástrčka a napájecí zdroj bezpečně připojeni a zda je zapnutý vypínač.
- Po uplynutí povolené doby používání se zařízení automaticky vypne. Pokud je zařízení používáno delší dobu, teplotní ochrana zařízení automaticky vypne. Zařízení lze znovu uvést do provozu po 30 minutách.

2. Montáž výrobku

Pokyny k montáži lýtkového mechanismu


1. Připojte lýtkový drát a kompresní trubku ke konektoru předního kompresního rámu (obrázek 1).
2. Poté zasuňte připojený vodič a přítlačnou trubku do otvoru v rámu opěradla sedadla (obrázek 2).
3. Po připojení drátu otevřete kryty upevnění dřívku na obou stranách ocelového rámu (obrázek 3).
4. Vložte mechanismus lýtky do prohlubně, zavřete montážní kryty a zajistěte je 2 šrouby (obr. 4).



Umístění masážního křesla

Ujistěte se, že vzdálenost od stěny je alespoň 30 cm, aby se židle mohla plně posunout do polohy vleže.

Chraňte židli před příliš vysokými teplotami v místnosti. Nevystavujte výrobek slunečnímu záření a udržujte dostatečnou vzdálenost od topných zařízení. K ochraně podlahy před poškozením doporučujeme vhodnou krytinu (např. rohož).




2. Montáž výrobku

Zvedání masážního křesla

Abyste předešli poškození při zvedání a přemísťování židle, je lepší, když to dělají dvě osoby.


1. Při přenášení masážního křesla po citlivých površích, jako je dřevěná podlaha, jej zvedněte.
2. Když je židle zvednutá a přesunutá do nastavené polohy, ujistěte se, že jsou vaše ruce a nohy chráněny. Židli neuvolňujte, dokud ji nevyrovnáte.

Aby nedošlo k poškození podlahy, doporučujeme umístit na podlahu ochranné rohože apod.



Demontáž a montáž hlavového a zadového polštáře

Použití polštářku umožňuje snížit intenzitu hnetací masáže v oblasti krku a ramen. Doporučujeme jej používat, pokud máte vysokou citlivost. Křeslo má 2 zadové polštáře, které se upevňují pomocí zipu




2. Montáž výrobku

Přestavění masážního křesla

K přemístění židle použijte kolečka za židlí. Židli přemístěte tak, že ji nakloníte přibližně o 45° (viz obrázek). Poznámka: Nadměrná síla může způsobit převrácení židle a její poškození.


1. Před přemístěním židle ji vraťte do původní polohy a poté vypněte napájení.
2. Nepohybujte židlí, pokud na ní sedí nějaká osoba nebo věc
3. Neposouvejte židli přes překážky vyšší než 2 mm nebo mezery širší než 5 mm.
4. Při přemísťování židle pomocí koleček nemusí být možné pohybovat se bez zastavení; pokud je vzdálenost delší než 50 metrů, prosím, pohybujte židlí pomalu a rovnoměrně, aby nedošlo k jejímu poškození.



3. Před použitím

Zkontrolujte židli a její okolí

Ujistěte se, že se v okolí židle nebo za ní nenacházejí děti, zvířata nebo cizí předměty.




Ujistěte se, že v mezerách mezi zařízeními nejsou žádné cizí předměty.

Před masáží se ujistěte, že se v oblasti nohou nebo na jiných místech mezi nimi nenacházejí žádné cizí předměty.



Ruce, nohy a hlava se nesmí nacházet v oblasti mezi částí pro nohy a hlavním rámem nebo v oblasti mezi opěrkou rukou a masážní kapslí.

Ruce, nohy a hlava se nikdy nesmí dostat pod látkový nebo kožený potah masážní části.




3. Před použitím


Zapnutí napájení




Pozor



1. Připojte napájecí kabel



2. Schéma připojení zástrčky k zásuvce




3. Zapněte vypínač na židli (poloha „I“).




Varování

- Před použitím zkontrolujte, zda napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozené.
- Napájecí zdroj pro tento výrobek musí splňovat výkonnostní specifikace.
- Nikdy nepoužívejte jiný napájecí adaptér než ten, který je určen pro tento výrobek.
- Je přísně zakázáno používat zařízení s různými zdroji napájení, které nejsou schváleny pro použití.


4. Vlastnosti/funkce masážního křesla



4. Vlastnosti/funkce masážního křesla



5. Dálkové ovládání




5. Dálkové ovládání

1. Displej: TFT displej zobrazuje masážní funkce během provozu.
2. Zapnutí/vypnutí: Zapnutí/vypnutí masážního křesla.
3. Nastavení polohy masážního křesla: opěradlo a nohy lze nastavit současně, aby bylo dosaženo pohodlného masážního úhlu.
4. Tlačítko nulové gravitace: Masážní křeslo má čtyři úrovně nulové gravitace. Stisknutím tlačítka jednou zvolíte první úroveň, dvakrát druhou úroveň, třikrát třetí úroveň a čtyřikrát se vrátíte do původní polohy.
5. Navigační tlačítko nahoru: stisknutím tlačítka nahoru se pohybujete v nabídce nebo nastavujete polohu masáže.
6. Tlačítko OK: potvrzení vybrané masážní funkce nebo provedení vybrané masáže.
7. Levé navigační tlačítko: návrat do předchozí nabídky nebo výběr možnosti vlevo.
8. Navigační tlačítko dolů: stisknutím tlačítka dolů se pohybujete v nabídce nebo nastavujete polohu masáže.
9. Tlačítko rychlé volby „pokročilých funkcí“: Tato funkce umožňuje přístup k rozhraní pro volbu „pokročilých funkcí“; podrobný popis naleznete v této příručce.
10. Tlačítko AUTO: vstup do rozhraní pro volbu automatického provozního režimu. Více informací naleznete v části „Automatické programy“.
11. Tlačítko zkratky ručního provozu: vstoupí do rozhraní pro výběr ručního provozu. Podrobnosti o této funkci naleznete v těchto pokynech.
12. Tlačítko Bluetooth: Zapne nebo vypne funkci Bluetooth.
13. Tlačítko Pauza: pozastaví všechny právě probíhající masážní funkce. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se obnoví všechny masážní funkce, které existovaly před pozastavením.
14. Nastavení polohy masážního křesla: opěradlo a nohy lze nastavit současně, aby bylo dosaženo pohodlného masážního úhlu.
15. Pravá navigační klávesa: přesun do podnabídky nebo na pravou možnost. vybrat.
16. Klávesová zkratka funkcí nastavení: Slouží ke vstupu do uživatelského rozhraní funkcí nastavení. Podrobné informace o funkcích naleznete v této příručce.
17. Tlačítko Menu: otevře rozhraní pro výběr hlavní nabídky. Podrobné informace o funkcích naleznete v této příručce.

5. Dálkové ovládání

Přehled štítků na loketní opěrce




5. Dálkové ovládání

funkce	Popis
	Tlačítko zapnutí/vypnutí: krátkým stisknutím tohoto tlačítka se masáž zapíná a vypíná.
	Knoflík pro nastavení sedadla: Otáčením tohoto knoflíku ve směru hodinových ručiček pomalu snižujete opěradlo a pomalu zvedáte opěrku nohou. Po uvolnění knoflíku se pohyb opěradla a opěrky nohou směrem dolů/ nahoru zastaví.
	Knoflík pro nastavení sedadla: otáčením tohoto knoflíku proti směru hodinových ručiček se opěradlo pomalu zvedá a opěrka nohou pomalu klesá; uvolněním se pohyb opěradla a opěrky nohou nahoru/dolů zastaví.
	Pokud toto tlačítko stisknete během masáže, všechny masážní funkce se okamžitě přeruší. (tj. masážní křeslo se po 20 minutách vypne). Opětovným stisknutím tohoto tlačítka obnovíte všechny předchozí masážní funkce.
	Tlačítko automatického režimu: každé krátké stisknutí tlačítka přepne na další automatickou masážní funkci.
	Tlačítko aplikace tepla: stisknutím tlačítka aktivujete nebo deaktivujete funkci aktivace tepla.
	Tlačítko komprese: Každé stisknutí tlačítka přepne do režimu komprese: celkem čtyři režimy (včetně vypnuté komprese), které lze cyklicky přepínat.
	Tlačítko masážní zóny: stisknutím tohoto tlačítka přepnete režim zadní zóny.
	Tlačítko manuálního režimu: každé krátké stisknutí tlačítka přepne na další masážní techniku.

6. Návod k obsluze

Obsluha a ovládání masážní funkce


1. Pohotovostní režim



Při vypnutí je zubní křeslo v pohotovostním režimu (kontrolka LED nesvítí).

2. Spustíte masáž (tlačítko zapnutí/vypnutí)

Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte masáž. Otevřete hlavní obrazovku a vyberte automatický program pro spuštění masáže. Pokud do 5 minut ne zvolíte žádný program, křeslo se automaticky vypne.



2.1. Nastavení úhlu náklonu a detekce tvaru těla

Úhel náklonu bude odpovídajícím způsobem upraven spolu s detekcí tvaru těla (upozorňujeme, že tento krok můžete přeskočit kliknutím na tlačítko OK).




6. Návod k obsluze

2.2 Nastavení polohy ramene

Jakmile je automaticky zvolena poloha ramene, ozve se zvukový signál. Pokud zjistíte, že je pro vás nepohodlná, upravte polohu stisknutím tlačítka „Nahoru“ nebo „Dolů“. Polohu ramen lze nastavit v 11 úrovních. Pokud polohu ramen nenastavíte do 10 sekund, systém se automaticky přepne na masážní funkci. Pokud ihned stisknete tlačítko „OK“, přejdete rovnou na masážní funkci. Pokud není poloha ramen rozpoznána, masáž se provede ve standardní výšce polohy ramen.

Poznámka. Během masáže můžete stisknutím tlačítka „Right“ v rozhraní vybrat nabídku „Shoulder Adjustment“, stisknutím tlačítka „OK“ vstoupit do rozhraní „Shoulder Adjustment“ nebo upravit polohu ramen stisknutím tlačítka „Up“ nebo „Down“.



Příchuť	Popis
	Masážní hlavice nastavte směrem nahoru tak, aby dosáhly vhodné polohy ramen.
	Masážní hlavice nastavte směrem dolů tak, aby dosáhly vhodné polohy ramen.

6. Návod k obsluze



3. Nastavení polohy masážních hlavic.


Pokud chcete po výběru masážního programu upravit polohu masážní hlavice, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „Menu“  a vyberte funkci ručního ovládání, kterou chcete upravit. Můžete také přímo stisknout tlačítko „Manual Control“ na dálkovém ovladači a ručně vybrat nastavení, které chcete nastavit. Můžete také přímo stisknout tlačítko „Manual Control“.  Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači a vyberte funkce, které chcete nastavit. Poté se stisknutím tlačítka „doleva“ vraťte do informačního rozhraní („manuální ovládání“ se stane rozhraním). přímo z rozhraní manuálního ovládání můžete stisknutím tlačítka „nahoru“ nebo „dolů“ posunout masážní hlavici nahoru nebo dolů, pokud je masážní oblast nastavena na bodovou nebo částečnou masáž. pokud oblast, která má být masírována, není bodová nebo částečná masáž, musíte v manuálním rozhraní vybrat možnost „Massage Adjustment“. Najděte oblast pro masáž, vyberte bodovou nebo částečnou masáž, stisknutím tlačítka „Vlevo“ se vraťte do rozhraní a stisknutím tlačítka „Nahoru“ nebo „Dolů“ přesuňte masážní hlavice do polohy vleže: nahoru a dolů a přizpůsobte se.



6. Návod k obsluze


4. Tlačítko pauzy

Během probíhající masáže můžete stisknutím tlačítka pauzy  dočasně pozastavit všechny aktuální masážní funkce. Opětovným stisknutím tlačítka pauzy obnovíte proces masáže před pozastavením. Pokud pauza trvá déle než 20 minut, přístroj se automaticky vypne.



5. Tlačítko Menu

Stisknutím tlačítka  „Menu Button“ vstupte do hlavní nabídky pro výběr masážní funkce, včetně rozhraní pro automatickou funkci, manuální funkci, další a jiné funkce. Otevřete nabídku, stisknutím tlačítka „Up“ nebo „Down“ vyberte funkce a stisknutím tlačítka „OK“ přejděte na další úroveň výběru. Stisknutím tlačítka „Vlevo“ se vrátíte do předchozího rozhraní nabídky.




6. Návod k obsluze

1. Automatická funkce

Stisknutím tlačítka „Menu“ vstoupíte do hlavní nabídky. Stisknutím tlačítka „Nahoru“ nebo „Dolů“ vyberte automatickou funkci, potvrďte tlačítkem „OK“. „Automatickou funkci“ můžete aktivovat také přímo. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači vyberte automatickou funkci.

Na výběr je 15 automatických masážních programů: komfortní masáž, relaxační masáž, protahovací masáž, masáž šíje a ramen, masáž zad a pasu, masáž celého těla, masáž páteře, regenerační masáž, meridiánová masáž, masáž všech svalů, klidná noční masáž, jemná masáž, masáž, povzbuzující masáž, masáž dolní části těla a masáž tělesné rovnováhy. Otevřete rozhraní automatických funkcí a stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyberte libovolný masážní program s automatickými funkcemi a vraťte se do ovládacího rozhraní. Uživatelské rozhraní se zobrazí jako informační obrazovka s automatickými funkcemi.



6. Návod k obsluze

funkce	Popis
Pohodlná masáž	Nejpohodlnější masáž.
Relaxační masáž	Uvolněte se a relaxujte při jemné a příjemné hloubkové masáži.
Thajská masáž s houpáním	Thajská houpací masáž je skvělý způsob protahování. Tělo je zajištěno kompresními polštáři, takže se můžete plně ponořit do relaxační atmosféry jedinečného masážního programu. Opěradlo se neustále otáčí do nového úhlu, což zajišťuje, že svaly jsou během masáže protahovány obzvláště intenzivně a účinně.
Masáž šíje a ramen	Jedinečná technika masáže šíje a ramen poskytuje účinnou masáž krční páteře a lopatek. Ulevuje od bolesti krku a ramen a snižuje příznaky únavy.
Masáž zad a bederní páteře	Cílem masáže zad a pasu je zmírnit bolesti zad a dolní části zad.
Masáž celého těla	Masáž všech svalů probudí různé funkční oblasti těla a umožní vám začít nový den plný vitality.
Masáž páteře	Jedinečná technika masáže páteře zlepšuje krevní oběh, zmírňuje bolesti krku a ramen a zajišťuje lepší zásobování hlavy kyslíkem.
Regenerační masáž	Snižuje celkovou únavu a bolestivost svalů, uvolňuje záda a svaly, zlepšuje mikrocirkulaci a rychle odstraňuje únavu.
Meridiánová masáž	Má očistný účinek na meridiány. Podporuje mikrocirkulaci těla a posiluje imunitní systém.
Pro-Massage	Fyzicky aktivní lidé mohou masáže využít ke zvýšení pohyblivosti, uvolnění napětí a optimalizaci celkové funkce těla.
Masáž na dobrou noc	Masáž dvanácti klíčových akupunkturních bodů pomáhá tělu obnovit rovnováhu a rychle zlepšuje spánek a jeho kvalitu.
Jemná masáž	Tato masáž je vhodná pro všechny, zejména pro starší osoby. Masáž je jemná a citlivá. Doporučuje se také pro zvláště stresované osoby.
Povzbuzující masáž	Masáž umožňuje rychlou regeneraci těla po tréninku a optimální regeneraci.
Masáž dolní části těla	Účinná masáž beder, hýždí a stehen pomáhá uvolnit mysl a regulovat různé tělesné funkce.
Body-balance masáž	Zmírňuje stres, odstraňuje únavu, uklidňuje mysl, uvolňuje svaly, uvádí tělo a mysl do rovnováhy, poskytuje vyrovnanou mysl a podporuje spánek.



6. Návod k obsluze

2. Ручные функции

Stisknutím tlačítka „Menu“ přejdete do hlavní nabídky. Stisknutím tlačítka „Nahoru“ nebo „Dolů“ vyberte manuální funkce, potvrďte tlačítkem „OK“. Můžete také přímo stisknout tlačítko „Manual“. Stisknutím na dálkovém ovladači vstupte do rozhraní manuálních funkcí.

Masážní křeslo má 9 manuálních masážních funkcí včetně hnětení, poklepávání, rytmického poklepávání, hnětení a poklepávání, shiatsu, 3D hnětení, 3D poklepávání, 3D hnětení a poklepávání a 3D shiatsu.

Po vstupu do ručního rozhraní vyberte požadovanou techniku ruční masáže pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Po výběru techniky se již automaticky nevrátíte do předchozího rozhraní. Do předchozího rozhraní se vrátíte stisknutím tlačítka VLEVO. Po návratu do předchozího rozhraní se budete nacházet v rozhraní technik ruční masáže.



6. Návod k obsluze

funkce	Nastavení masážní hlavice.	
Hnětení	Rychlost	Výška je nastavitelná v 5 úrovních, šířka ve 3 úrovních.
Knock	Rychlost a šířka	
Rytmické poklepávání	Rychlost a šířka	
Hnětení a poklepávání	Rychlost	
Shiatsu	Šířka	
3D hnětení	Rychlost	
3D hlazení	Rychlost a šířka	
3D poklepávání a hnětení	Rychlost	
3D Shiatsu	Šířka	



6. Návod k obsluze

3. Další funkce

Stisknutím tlačítka „Menu“  vstoupíte do rozhraní menu, stisknutím tlačítka „Nahoru“ nebo „Dolů“ vyberete ikonu pokročilých funkcí a potvrdíte tlačítkem „OK“. Nebo můžete přímo stisknout tlačítko „Pokročilé funkce“ . Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači vstoupíte do uživatelského rozhraní pro přístup k dalším funkcím.

Další funkce zahrnují: horní kompresi, dolní kompresi, vyhřívání a další masážní funkce.

Na obrazovce Pokročilé funkce vyberte pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ požadovanou masážní funkci a pomocí tlačítka VPRAVO ji zapněte nebo vypněte. Poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Stisknutím tlačítka DOLŮ se vrátíte do předchozího rozhraní nabídky.




6. Návod k obsluze

1. Další funkce - Horní komprese

Tlaková vzduchová masáž: zahrnuje funkce masáže ramen, paží a pasu.


Vyberte rozhraní „Advanced Functions“ a stisknutím tlačítka „Up“ nebo „Down“ vyberte horní kompresní funkci. Stisknutím tlačítka „Right“ zapněte nebo vypněte horní vzduchovou masáž a potvrďte tlačítkem „OK“. Tlačítkem „Vlevo“ se vrátíte do předchozího rozhraní nabídky.



2. Ostatní funkce mají nižší kompresi.

Vzduchová kompresní masáž dolní části těla: s funkcí masáže chodidel a nohou.

Vyberte rozhraní „Advanced Functions“ (Rozšířené funkce), stiskněte tlačítko „Up“ (Nahoru) nebo „Down“ (Dolů) a vyberte funkci Lower Air Massage (Masáž spodním vzduchem). Stisknutím tlačítka „Right“ (doprava) zapněte nebo vypněte spodní vzduchovou masáž, poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka „OK“. Tlačítko „Vlevo“ slouží k návratu do předchozího rozhraní nabídky.




6. Návod k obsluze

3. Další funkce - vytápění

Topení: Zapnutí/vypnutí topení. Ohřev trvá přibližně 3 minuty.

Zvolte rozhraní „Additional functions“ (Další funkce) a stisknutím tlačítka „Up“ (Nahoru) nebo „Down“ (Dolů) vyberte funkci vytápění. Stisknutím tlačítka „Vpravo“ zapněte nebo vypněte vytápění a potvrďte tlačítkem „OK“. tlačítkem „Vlevo“ se vrátíte do předchozího rozhraní nabídky.




6. Návod k obsluze

4. Přizpůsobení

Stisknutím tlačítka „Menu“  vstoupíte do hlavní nabídky. Tlačítkem „Nahoru“ nebo „Dolů“ nebo přímo tlačítkem „Nastavení“  na dálkovém ovladači vyberte ikonu nastavení a stisknutím tlačítka „OK“ vstupte do nabídky nastavení. nastavení zahrnuje: jazyky, Bluetooth a ID zařízení.


Po otevření rozhraní nastavení stiskněte tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ a vyberte požadovanou funkci nastavení. Poté stisknutím tlačítka „Right“ (doprava) nastavte vybranou funkci nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Pomocí tlačítka „Vlevo“ se vrátíte do předchozího rozhraní nabídky



6. Návod k obsluze

1. Nastavení - nastavení jazyka


Otevřete nabídku nastavení. Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte jazyk, potvrďte pravým tlačítkem. Poté vyberte jazyk tlačítkem OK. Zpět se můžete vrátit pomocí levého tlačítka.



2. Nastavení - Bluetooth

Aktivujte funkci Bluetooth křesla a připojte k němu zařízení s podporou Bluetooth (např. mobilní telefon, tablet atd.). Po spárování a připojení k modulu Bluetooth zubního křesla lze hudbu přehrávanou z externího zařízení bezdrátově přenášet do audiosystému zubního křesla prostřednictvím Bluetooth.


Otevřete rozhraní nastavení a vyberte Bluetooth tlačítkem NAHORU nebo DOLŮ. Poté stisknutím pravého tlačítka zapnete nebo vypnete funkci Bluetooth a potvrďte tlačítkem OK. Stisknutím levého tlačítka se vrátíte do předchozího rozhraní nabídky.



6. Návod k obsluze

3. Nastavení - IDENTIFIKAČNÍ KÓD

ID CODE: Zobrazení čísla ID zařízení. Po vstupu do konfiguračního rozhraní vyberte pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ ID zařízení a zobrazte číslo zařízení.




6. Návod k obsluze

4. Nastavení masáže

V rozhraní stiskněte tlačítko „Vlevo“ nebo „Vpravo“ pro výběr tlačítka pro nastavení masáže a poté stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do rozhraní pro nastavení masáže. K dispozici je 7 funkcí nastavení masáže: rychlost masáže zad, intenzita 3D, masážní zóna, šířka masáže, intenzita vzduchové masáže, rychlost válečku, doba masáže atd.

Po vstupu do rozhraní pro nastavení masáže stiskněte tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ a vyberte požadované nastavení. Stisknutím tlačítka „Vpravo“ upravte úroveň masáže a po výběru nastavení masáže stiskněte tlačítko „OK“. Stisknutím tlačítka „Vlevo“ se vrátíte do předchozího rozhraní nabídky.



funkce	Popis
Скорость массажа спины	5 úrovní rychlosti
3D intenzita	Intenzita je nastavitelná v 5 úrovních.
Masážní prostor	Můžete si vybrat z pěti režimů: bodový, částečný, plný, horní a dolní.
Šířka masáže	Šířka je nastavitelná ve 3 úrovních.
Intenzita komprese	Intenzita je nastavitelná v 5 úrovních.
Rychlost přítlačných válců	K dispozici jsou čtyři režimy, včetně režimu „vypnuto“ a úrovně 1 až 3.
Kontrola času	Na výběr jsou čtyři režimy: +10 minut, +5 minut, -5 minut a -10 minut.

6. Návod k obsluze

Upozorňujeme, že dostupná doba masáže se může lišit v závislosti na zbývajícím době trvání. Pokud zobrazený čas neumožňuje přičtení nebo odečtení určitého časového intervalu, příslušná operace není k dispozici. Pokud se například na dálkovém ovladači zobrazí 39 minut, je rozsah nastavení dostupné doby masáže omezen na -5 minut nebo -10 minut. Nelze zvolit +10 minut nebo +5 minut. Nulová gravitace.

Stisknutím tlačítka „Beztíže“ nastavte polohu úhlu beztíže. V závislosti na svých potřebách můžete zvolit různou polohu beztížného úhlu. Pro první úroveň stiskněte tlačítko jednou. Pro druhou úroveň stiskněte tlačítko dvakrát. Pro třetí úroveň stiskněte tlačítko třikrát. Chcete-li se vrátit do výchozího stavu, stiskněte tlačítko čtyřikrát.




5. Tlačítko pro nastavení sklonu židle.

Ustanovení	Popis
	Chcete-li opěradlo zvednout, stiskněte a podržte tlačítko zvedání sedadla, dokud nedosáhnete požadované výšky. Chcete-li snížit část pro nohy, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se část pro nohy nedostane do požadované polohy. Chcete-li zvedání nebo spouštění části pro nohy ukončit, uvolněte tlačítko.
	Chcete-li opěradlo sedadla pomalu spustit, stiskněte a podržte tlačítko spouštění opěradla. Chcete-li pomalu zvednout opěrku nohou, stiskněte a podržte tlačítko zvedání opěrky nohou. Chcete-li zastavit spouštění opěradla nebo zvedání opěrky nohou, uvolněte příslušné tlačítko.

6. Návod k obsluze

Přehrávání hudby přes reproduktory a Bluetooth




1. Tlačítko Bluetooth: Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení Bluetooth, stiskněte tlačítko „Bluetooth. *“, na dálkovém ovladači.
2. V nabídce chytrého zařízení otevřete „Nastavení“ a vyberte „Bluetooth“. Otevřete „Bluetooth“ a automaticky se vyhledá nové zařízení Bluetooth.
3. Chytré zařízení vyhledá odpovídající model Bluetooth (IMCM-XXXX). Po výzvě stiskněte tlačítko „Připojit“.
4. Zapněte hudební přehrávač chytrého zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

6. Návod k obsluze

Dokončení masáže

Chcete-li masážní funkce během používání vypnout, jednoduše stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači. Tím se také vynuluje nastavení polohy opěradla a opěrky nohou. Také časovač masáže automaticky vypne všechny funkce po uplynutí nastavené doby masáže, ale poloha opěradla a podnožky masážního křesla zůstane ve stejné poloze. Chcete-li přístroj vypnout, vypněte hlavní vypínač.



7. Čištění a péče o výrobek

Očistěte umělou kůži a plastové díly. Kůži otřete měkkým suchým hadříkem.

- Výrobek nečistěte chemickými prostředky, jako je ředidlo, benzín, alkohol apod.
- Pokud používáte komerční přípravky pro péči o pleť, dodržujte návod k použití.

Pokud je koženka silně znečištěná, otřete ji následujícími způsoby.

1. Namočte měkký hadřík do vody nebo horké vody s 3-5 % neutrálního čistícího prostředku a důkladně ho vyždímejte.
2. Otřete povrch kůže výše uvedeným měkkým hadříkem.
3. Čistící roztok odstraňte hadříkem navlhčeným v čisté vodě a důkladně vyždímaným.
4. Osušte pokožku vyždímaným měkkým hadříkem.
5. Poté ji nechte uschnout na vzduchu.

- Pokud je obtížné skvrny odstranit, doporučujeme namočit hadřík do roztoku neutrálního čistícího prostředku a masážní křeslo jím otřít.
- K vysoušení povrchu nepoužívejte fén.
- Vezměte prosím na vědomí, že barva látky může zůstat na vaší pokožce, když ji opustíte. Proto je lepší nepoužívat látku ze starých džínů nebo barevných látek. K péči o kožené výrobky používejte speciální utěrky.
- Upozorňujeme, že dlouhodobý kontakt těchto dílů s plastem může způsobit změnu barvy.
- Vezměte prosím na vědomí, že umělá kůže se může zbarvit působením barvy na vlasy. Abyste předešli problémům, doporučujeme při barvení vlasů zakrýt kontaktní plochu ručníkem.



8. Řešení možných problémů

Problém	Když mechanismus opěradla a opěrky nohou dosáhne určité polohy, po stisknutí požadovaného tlačítka nastavení se již poloha nezmění.
Rozhodnutí	Vzhledem ke konstrukci výrobku a ergonomickým požadavkům má tento výrobek bezpečnostní limit pro nastavení polohy. Po dosažení limitu se ozve zvukový signál.

Problém	Po zapnutí křesla některé funkce nefungují.
Rozhodnutí	Po zapnutí přístroje stisknutím tlačítka napájení je třeba ručně zvolit automatický masážní program nebo jiný provozní stav. Pokud není provedena žádná volba, přístroj se po 20 minutách automaticky vypne. Pokud je zvolen manuální provozní režim, automatické funkce se deaktivují a je třeba nastavit manuální provozní režim.

Problém	Při změně polohy vydává zařízení zvuk podobný tření kůže.
Rozhodnutí	Tento výrobek používá vysoce kvalitní syntetickou kůži odolnou proti oděru, která splňuje požadavky na ochranu životního prostředí. Vzhledem ke zvláštním vlastnostem kožených materiálů vzniká v příslušné oblasti při tření a pohybu mírný hluk. To je normální. Upozornění. Pokud během provozu uslyšíte hluk, který zní jako trhání látky nebo kůže, okamžitě přerušete práci a obraťte se na odborníka.


Problém	Masážní hlavice nedosahují na ramena ani na krk..
Rozhodnutí	Pokud jste skenování těla před masáží nevynechali, budete muset polohu ramen nastavit ručně v hlavní nabídce. Pokud to nestačí a vaše hlava se nedotýká levého polštáře nebo se vaše záda nedotýkají opěradla, může být poloha ramen nižší než skutečná poloha při detekci tvaru těla. Posadte se do nejnižší polohy sedadla, opřete si hlavu o opěrku hlavy a znovu spusťte skenování.
Проблема	Zařízení je poškozené. Napájecí adaptér nebo zástrčka jsou neobvykle horké.
Rozhodnutí	Okamžitě přestaňte přístroj používat a vypněte napájení. Obráťte se na autorizované servisní středisko, abyste předešli nehodám.

Pokud máte k tomuto výrobku jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na autorizované servisní středisko.

9. Technické údaje

Model:	BetaSonic III
Hrubá hmotnost:	95 kg
Čistá hmotnost:	80 kg
Napětí:	220-240V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý výkon:	220 W
Tlak vzduchu:	0.022-0.03MPa
Hladina hluku:	≤60dB
Bezpečnostní třída:	Třída I
Doba trvání masáže:	20 minut
Certifikace:	CE ENEC
braintronics®:	21 минута

Rozměry výrob	
Ve vzpřímené poloze:	50 x 76 x 116 cm
Vleže:	95 x 156 x 185 cm



10. Besonderheiten



BOD

Masážní hlavice mohou masírovat bodově.



HNÍST

Kůže a svaly jsou uchopeny buď mezi prsty a ukazováčky, nebo oběma rukama a hněteny. Tato masážní technika se používá především k uvolnění napětí.



KLEPAT

Hřbetem ruky, plochou dlaní nebo pěstí se provádějí krátké, poklepávající pohyby. Tím se podporuje prokrvení a uvolňuje napjaté svalstvo. Pokud se poklepávání provádí v oblasti plic, může napomoci uvolnění hlenu v plicích.



SHIATSU

Shiatsu (tlak prsty) je japonská forma tělové terapie. Masážní technika se skládá z jemných, rytmických, hlouběji působících protahování a rotací. Cílem shiatsu je stimulovat jednotlivé body na těle a mobilizovat svalstvo.



VZDUCHOVÝ TLAK

Nahoru a dolů se pohybující airbagy vytvářejí pumpovací pohyb, který vyvolává přirozené svalové reflexy. Obzvláště příjemné je to v oblasti lýtek a nohou.



HNĚTENÍ & POKLEPÁVÁNÍ (DUAL ACTION)

Zde jsou kombinovány techniky hnětení a poklepávání, aby současně uvolnily napětí a podpořily prokrvení.



AUTOMATICKÝ

Speciálně vyvinuté automatické programy pro celé tělo nabízejí širokou škálu různých masážních technik. Lze si také zvolit zapnutí funkce tepla.



OBLAST ZAD

Masážní oblast, která je individuálně přizpůsobitelná každé velikosti.



UHLÍKOVÝ TEPELNÝ SYSTÉM

Díky hluboko pronikající uhlíkové infračervené teple se cévy rozšiřují, prokrvení se zvyšuje a svalový tonus se snižuje. Kromě toho má také velmi uklidňující účinek na nervové buňky, které jsou zodpovědné za přenos bolesti do mozku.



MASÁŽNÍ VÁLEC NA NOHY

Masáž nohou může stimulovat nervová zakončení i postižené orgány v těle. Svalstvo se uvolňuje a zlepšuje se celkový pocit pohody.



VZDUŠNÁ OBLAST

Airbag masáž pro celé tělo – různé oblasti jsou ovladatelné jednotlivě.



BLUETOOTH

Bezdrátové připojení k vašemu chytrému telefonu nebo tabletu zajišťuje jednodušší zážitek z hudby.



POZICE BEZTÍŽE

Pozice beztlíže, vyvinutá pro astronauty, pro optimální uvolnění těla a rozložení hmotnosti.



VÁLEC

Rolování je příjemnou změnou mezi napětím a uvolněním svalstva, a proto působí zvláště uklidňujícím a relaxačním způsobem. Tato technika se často používá na závěr masáže, k uvolnění svalů a k regeneraci.



HNĚTENÍ & MÁVÁNÍ

Kombinace masáže hnětení a mávání.



MÁVÁNÍ

Lehkým poklepáváním dlaní se podporuje prokrvení svalů a zpevnění pojivové tkáně, zároveň se snižují napětí.



L-FORMA

Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.



S-TVAR

Tento automatický program masíruje celý záda až k hýždím pomocí zvlášť těsných masážních hlavice. S-tvarovaná mechanika je inspirována přirozenou anatomií páteře.



ÚSPORNÝ PROSTOROVĚ

Pro polohy k ležení se masážní křeslo nejprve posune dopředu, a proto potřebuje velmi malou vzdálenost od zdi. Úsporné a pohodlné!



2D MASÁŽ

2D masážní mechanismus umožňuje masážnímu křeslu změřit vaši páteř a také rozpoznat přesnou polohu jednotlivých částí vaší páteře.



NASTAVITELNÁ OPĚRKA NA NOHY

Opěrka na nohy může být prodloužena a přizpůsobí se tak každé velikosti těla individuálně.



POLOHOVÁNÍ NA LEŽENÍ

Opěrka na záda a opěrka na nohy jsou nastavitelné, aby bylo možné najít osobní pohodlnou pozici.



BRAINTRONICS®

Technologie Braintronics® synchronizuje mozkové vlny pomocí audiostimulace. V kombinaci s speciálně vyvinutým masážním programem se uvolní tělo trpící stresem. Ať už chcete relaxovat, snít nebo se učit – vše je možné.



NASTAVENÍ OBLASTI RAMEN

Masážní hlavice v oblasti ramen mohou být pohybovány nahoru nebo dolů.



INTENZITA VZDUCHU

Intenzita masáže pomocí airbagu je nastavitelná.



3D MASÁŽ

U této nejnovější technologie se masážní robot pohybuje nejen nahoru a dolů po zádech, ale také proniká do svalů a zpět.



ÚCHOP RAMEN

Cílená hnětací masáž v oblasti ramen a krku – geniální při bodových napětích v této oblasti těla.



RYCHLOST

Rychlost masáže je nastavitelná.



ŠÍŘKA

Vzdálenost mezi oběma masážními hlavice je nastavitelná (úzká, střední a široká).



HUDBA

Dodatkově se uvolněte a užívejte si s funkcí hudby.



REFLEXNÍ ZÓNY

Masáž reflexních zón nohou regeneruje svaly na nohou a harmonizuje různé tělesné orgány.



POCIT MASÁŽNÍCH RUKOU

Speciálně vyvinuté masážní hlavice napodobují profesionální masáž rukou. S maximálním úhlem protažení 41 stupňů a hloubkou masáže až 6,5 cm je tato masáž účinná a působí na oblasti krční, hrudní a bederní páteře.



RYCHLÝ START

Ovládání rychlého startu na opěrce zaručuje praktické ovládání hlavních funkcí.



DVOJITÝ SENZOROVÝ SKEN TĚLA

Masážní křeslo provádí sken těla, aby zachytilo hlavní oblasti celých zad a zajistilo optimální tlak během masáže. Skenovací technologie rozpozná polohu vašich ramen, která může být po dokončení skenování ještě upravena.

11. Právní otázky

11.1 EU prohlášení o shodě

Splňuje evropské směrnice EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a RoHS.

11.2 Záruční povinnosti

Prodávající poskytuje zákonnou záruční dobu na výrobek popsany v tabulce níže. Záruka je platná od data nákupu. Datum nákupu musí být potvrzeno dokladem o koupi. Prodávající bezplatně opraví nebo vymění všechny výrobky, na které se vztahuje záruka v Německu a které se ukáží jako vadné. To se nevztahuje na opotřebitelné díly, jako jsou látkové potahy. Předpokladem je, že vadný spotřebič musí být zaslán zpět s dokladem o koupi před uplynutím záruční doby.

Záruka je neplatná, pokud po zjištění závady došlo k jejímu vzniku například v důsledku vnějších vlivů nebo v důsledku oprav či úprav, které neprovedl výrobce nebo autorizovaný prodejce. Záruka prodejce je omezena na opravu nebo výměnu výrobku. V rámci této záruky výrobce ani prodejce nepřebírá žádné další závazky a neodpovídá za škody způsobené nedodržením návodu k obsluze a/nebo nesprávným používáním výrobku.

Pokud výrobce při kontrole výrobku zjistí, že se reklamace týká vady, na kterou se záruka nevztahuje, nebo že záruční doba již uplynula, hradí náklady na kontrolu a opravu zákazník.

Právní upozornění: Žádné z tvrzení obsažených v tomto dokumentu není určeno k léčení. Diagnostika a léčba nemocí a jiných tělesných poruch vyžaduje doporučení lékaře, alternativního lékaře nebo terapeuta. Informace mají pouze informativní charakter a neměly by být používány jako náhrada lékařské péče. Je na každém uživateli, aby pečlivým vyšetřením a v případě potřeby po konzultaci s odborníkem určil užitečnost aplikace v konkrétním případě. Jakákoli aplikace nebo terapie je na vlastní riziko uživatele. Distančujeme se od jakýchkoli tvrzení a slibů léčby.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Autorská práva Obrázky a texty jsou chráněny autorskými právy společnosti CASADA International GmbH a nesmí být použity bez zvláštního uvedení. copyright © 2023 CASADA International GmbH. všechna práva vyhrazena. A2-SK3-EN1023